PACEL™ - Estimulación ventricular con curva para hemicardio derecho

CORONARIO

Catéter de estimulación bipolar temporal - Control de torsión

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Diseñado para proporcionar estimulación y detección temporal en el ventrículo o la aurícula.
- ✓ Presenta marcas de profundidad para facilitar su colocación bajo fluoroscopia.
- ✓ Los electrodos del extremo del catéter permiten monitorizar el ECG y realizar una estimulación bipolar.
- ✓ La longitud nominal del catéter es de 110 cm.
- ✓ El extremo funcional del catéter incluye un anillo conector eléctrico de acero inoxidable y un electrodo de punta en el extremo distal.
- ✓ El extremo proximal del catéter incluye un conector eléctrico de dos clavijas.
- ✓ Las señales eléctricas pueden transmitirse a un equipo externo, o desde un equipo externo al corazón



INDICACIONES SEGÚN IFU

Los catéteres de estimulación cardíaca bipolar PACEL™ se han diseñado para su uso en estimulación o registro de ECG intracardíacos.

La información contenida en este documento es para DISTRIBUCIÓN en América Latina, excepto México y Brasil. Confirme el estado regulatorio del dispositivo en su país.

©2025 Abbott. Todos los derechos reservados. MAT-2504961 v1.0

Abbott

PACEL™ - Estimulación ventricular con curva para hemicardio derecho

CORONARIO

Catéter de estimulación bipolar temporal - Control de torsión

REFERENCIAS DE VENTA

PACEL™							
DESCRIPCIÓN	Referencia	Contenido	Unidades por caja	Tamaño (French)	Espaciado entre electrodos (cm)	Longitud útil (cm)	Tamaño recomendado del introdcutor (Fr)
Clavijas recubiertas	401769	Catéter de estimulación y adaptadores para clavijas	5	4	1	110	4
	401770	Catéter de estimulación y adaptadores para clavijas	5	5	1	110	5
	401771	Catéter de estimulación y adaptadores para clavijas	5	6	1	110	6
	401772	Catéter de estimulación y adaptadores para clavijas	5	7	1	110	7

PRECAUCIÓN: Este producto está diseñado para ser utilizado por o bajo la dirección de un médico. Antes de su uso, es importante leer detenidamente las Instrucciones de Uso de este dispositivo contenidas en el empaque del producto para información más detallada sobre las Indicaciones, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones y Complicaciones Potenciales asociadas al uso de este dispositivo. Este material está destinado solamente para uso por profesionales de la salud.

La información contenida en este documento es para DISTRIBUCIÓN en América Latina, excepto México y Brasil. Confirme el estado regulatorio del dispositivo en su país.

Todos los dibujos son solo representaciones artísticas y no deben considerarse como dibujos de ingeniería o fotografías.
Fotografías en archivo de Abbott.
Datos archivados en Abbott.

Abbott Vascular CALA
Rua Michigan 735, Sao Paulo, Brasil. 04566-905

™ Indica una marca registrada del Grupo de Empresas de Abbott.
©2025 Abbott. Todos los derechos reservados. MAT-2504961 v1.0

Abbott