FICHA TÉCNICA

SUPREME®

PROTEX Médica

AGUJAS HIPODÉRMICAS ESTERILES

Nombre Genérico

- Agujas hipodérmicas esteriles

Fabricante

- ANHUI HONGYU WUZHOU MEDICAL MANUFACTURER CO. , LTD.

Vida útil

- Dispositivo con 5 años de vida útil.

Clasificación de riesgo

- IIA

Registro Sanitario INVIMA

- INVIMA 2024DM-0028356



Colores

Descripción

- Resistente a la corrosión.
- Producto Estéril
- Libre de pirógenos.
- Biocompatible con tejidos musculares, epiteliales y en general del sistema vascular.
- Punta afilada y biselada para facilitar la penetración en la piel y reducir el trauma en los tejidos.
- Conector tipo Luer Lock.

Usos

- La aguja hipodérmica es un dispositivo médico utilizado en clínicas y hospitales en combinación con jeringas o dispositivos de infusión.
- Está diseñada para ser utilizada en procedimientos de inyección o extracción de líquidos en diversas capas del cuerpo humano, incluyendo la piel, el tejido subcutáneo, muscular e intravenoso.
- La aguja permite una administración precisa de medicamentos o fluidos, así como la extracción de muestras para análisis.

Método de estérilización

- Esterilizadas con óxido de etileno.

Sectores

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

CON REGISTRO INVIMA
INVIMA 2024DM-0028356

SITIO WEB

Importado Por:
PROTEX S.A.S.
Nit: 8300517401. PBX. (60-1) 592 55 44 Parque Industrial San José. Bodega 10 - 12 y 21. Manzana C. Km4, vía Funza-Siberia. Cund/ca, Colombia. servicioalcliente@protexsa.com.co www.protexsa.com.co

AGUJAS PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE

Condiciones de almacenamiento

- Conservar en un lugar seco, limpio y a temperatura ambiente.
- Mantener alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.
- Este producto debe almacenarse en un entorno con una humedad relativa no superior al 80%.

Precauciones / advertencias / recomendación

- Uso exclusivo por profesionales de la salud.
- No reutilizar la aguja para evitar infecciones o lesiones, producto estéril de un solo uso.
- Mantener el producto en su empaque original hasta su uso para asegurar la esterilidad.
- No utilizar si el empaque está dañado o la aguja muestra signos de daño.

Disposición final

- Deben ser eliminadas de manera adecuada para evitar riesgos de contaminación o lesiones.
- Las agujas deben ser depositadas inmediatamente en un contenedor para objetos punzocortantes aprobado, que sea resistente, cerrado, y esté diseñado específicamente para contener artículos punzocortantes. Este tipo de contenedor debe estar claramente etiquetado y fuera del alcance de personas no autorizadas.
- Asegúrese de cumplir con las regulaciones locales para la eliminación de residuos médicos. Procesos de incineración o ser entregados a servicios de gestión de residuos biosanitarios.
- Nunca reutilizar, desmontar o intentar limpiar las agujas para su posterior uso, ya que esto representa un alto riesgo para la salud y la seguridad.

Presentación disponible.

- En longitudes de 25 mm y 40 mm, para adaptarse a diferentes necesidades de aplicación, tales como subcutánea, intramuscular e intravenosa.
- En los siguientes calibres 18G, 19G, 20G, 21G, 23G para diferentes aplicaciones clínicas.

Importado Por:
PROTEX S.A.S.
Nit: 8300517401. PBX. (60-1) 592 55 44 Parque Industrial San José. Bodega 10 - 12 y 21. Manzana C. Km4, vía Funza-Siberia. Cund/ca, Colombia. servicioalcliente@protexsa.com.co www.protexsa.com.co

Embalaje

CPT	PRESENTACIÓN	Ud	PRIMARIO	Ud	SECUNDARIO	Uds	TERCIARIO
AGHSUP02	18 G x 1" 1.20mm x 25mm	1	770 771016 0736	100	1 770771 0160733	10.000	2 770 771016 0730
AGHSUP01	18 G x 1 ½" 1.20mm x 40mm	1	770 771016 0729	100	1 770771 0160726	10.000	2 770 771016 0723
AGHSUP03	19 G x 1 ½" 1.10mm x 40mm	1	770 771016 043	100	1 770771 0160740	10.000	2 770 771016 0747
AGHSUP05	20 G x 1" 0.90mm x 25mm	1	770 771016 0767	100	1 770771 0160764	10.000	2 770 771016 0761
AGHSUP04	20 G x 1 ½" 0.90mm x 40mm	1	770 771016 0750	100	1 770771 0160757	10.000	2 770 7701016 0754
AGESUP02	21 G x 1 ½" 0.80mm x 40mm	1	770 771016 0774	100	1 770771 0160771	10.000	2 770 771016 0778
AGHSUP08	23 G x 1" 0.60mm x 25mm	1	770 771016 0798	100	1 770771 0160795	10.000	2 770771016 0792
AGHSUP07	23 G x 1 ½" 0.60mm x 40mm	1	77077710160781	100	1 770771 0160788	10.000	2 770771016 0785

Medidas y peso de Unidad.

PRESENTACIÓN	Alto	Ancho	Profundo	Peso (Gramos)
18 G x 1" 1.20mm x 25mm	1,7cm	8,5cm	0,7 cm	1 gr (+/- 0.3gr)
18 G x 1 ½" 1.20mm x 40mm				
19 G x 1 ½" 1.10mm x 40mm				
20 G x 1" 0.90mm x 25mm				
20 G x 1 ½" 0.90mm x 40mm				
21 G x 1 ½" 0.80mm x 40mm				
23 G x 1" 0.60mm x 25mm				
23 G x 1 ½" 0.60mm x 40mm				

Medidas y peso de Caja Dispensadora

PRESENTACIÓN	Alto	Ancho	Profundo	Peso (Gramos)
18 G x 1" 1.20mm x 25mm	8.2 cm	10cm	8,2cm	116.8 gr
18 G x 1 ½" 1.20mm x 40mm				135.6 gr
19 G x 1 ½" 1.10mm x 40mm				132.2 gr
20 G x 1" 0.90mm x 25mm				116 gr
20 G x 1 ½" 0.90mm x 40mm				130.6 gr
21 G x 1 ½" 0.80mm x 40mm				130.4 gr
23 G x 1" 0.60mm x 25mm				113.5 gr
23 G x 1 ½" 0.60mm x 40mm				127.4 gr

Medidas y peso de Caja Master

PRESENTACIÓN	Alto	Ancho	Profundo	Peso (Kilos)
18 G x 1" 1.20mm x 25mm	43.2 cm	46 cm	41.6 cm	11.76 Kl
18 G x 1 ½" 1.20mm x 40mm	43.4cm	45.3 cm	42.2cm	14.26 Kl
19 G x 1 ½" 1.10mm x 40mm	43.2 cm	45.5 cm	41.8 cm	14.02 Kl
20 G x 1" 0.90mm x 25mm	43.4 cm	45.2 cm	41.8 cm	12.40Kl
20 G x 1 ½" 0.90mm x 40mm	43.2cm	46cm	42.3 CM	12.40 Kl
21 G x 1 ½" 0.80mm x 40mm	43.3 cx,	46.3cm	41.5cm	13.84 Kl
23 G x 1" 0.60mm x 25mm	43.4 cm	45.2 cm	42.2 cm	12.15 Kl
23 G x 1 ½" 0.60mm x 40mm	43.3cm	46.6cm	41.5cm	13.54 Kl