**FICHA TECNICA - REFERENCIA** ***MF-0000-ARM3.***



***Reservorio de 100 ml con dren perforado plano de 10 mm de diametro, sin trocar. Linea Biovac***

Sistema cerrado para el drenaje de heridas. Las nervaduras interiores ayudan a evitar el colapso y la obstrucción del drenaje para asegurar un drenaje de alto flujo -

**Marca:** BIOMETRIX MEDICAL

**Material:** Reservorio en silicona, conectores en plástico grado medico libre de látex, dren en silicona

**Indicaciones de uso:**

Indicado en la recolección de sangre y secrecion en procedimeintos quirurgicos de Cirugía Plástica Cirugía Cabeza y Cuello, neuro cirugía, Cirugía General, Cirugía Ortopédica Ginecología, entre otras.

**Fabricante:** Biometrix Medical

**Beneficios del producto:**

| Características: | Beneficios: |
|---|---|
| Reservorio con gancho de sujeción para las prendas o camilla del paciente | Minimiza la probabilidad de halar el dren indeseadamente, portátil y ergonómico |
| Dren plano perforado con canales abiertos | Reducen al mínimo la coagulación sanguínea |
| Valvula antiretorno | Elimina el riesgo de retorno del fluido recolectado hacia la cavidad |
| 100% en silicona | Seguro para uso en cualquier paciente |

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."

## Precauciones:

Usarse solamente si su empaque está intacto y sólo por personal médico con conocimiento de técnicas asépticas y debidamente entrenado en el manejo de éste dispositivo.

## Contraindicaciones:

Según criterio médico.

| | |
|---|---|
| Humedad | 40% - 85% |
| Dispositivo de un solo uso | SI |
| Temperatura almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Ciclos de reprocesamiento | N/A |
| Método | Oxido de Etileno |
| Disposición Final | Incineración |

**Condiciones de Reprocesamiento:** Dispositivo de uso unico por paciente que no debe ser reutilizado ni re esterilizado

| | |
|---|---|
| Registro Sanitario | 2020DM-0006735-R1 |
| Clasificación de riesgo | IIA |
| Vida útil | 5 años |
| Calibración | NO |
| Presentación comercial | UNIDAD |
| Unidades por empaque | 1 |
| Unidad mínima de venta | 40 |

## Observaciones:

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."