**FICHA TECNICA - REFERENCIA LM-86-50145**



***Canula de guedel suave No. 00, Infante (50mm)***

Cánula de guedel suave No 00, Infante (50mm), bloqueo de mordida rígido, facilita el paso de catéter de succión y mantiene la vía aérea abierta, curvatura que se adapta a la anatomía de la orofaringe, punta atraumática y bordes redondeados. Codificada por color. Talla 00: Azul

**Marca:** L.M. INSTRUMENTS

**Material:** PVC grado médico Siliconizado, Libre de Látex.

**Indicaciones de uso:**

Mantener la vía aérea abierta evitando la caída de la lengua y la obstrucción del paso del aire, en procedimientos como anestesia, reanimación, administración de oxígeno, aspiración de secreciones y paso de fibra óptica como oscopio.

**Fabricante:** Hsiner Co Ltd

**Beneficios del producto:**

| Características: | Beneficios: |
|---|---|
| Punta atraumática y bordes redondeados (material suave de construcción) | Evita riesgo de generar trauma en la vía aérea |
| Bloqueo de mordida rígido | Evita obstrucción de la vía aérea y facilita el paso de catéter de succión |
| Codificación por color | Fácil identificación de tamaño |
| Diseño con curvatura adaptativa | Fácil adaptación a la anatomía de la orofaringe |

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."

## Precauciones:

Elegir el tamaño adecuado para el paciente. Ser usada por personal experto en el área.

## Contraindicaciones:

Según criterio médico. No realizar proceso de esterilización.

| | |
|---|---|
| Humedad | 40% - 85% |
| Dispositivo de un solo uso | SI |
| Temperatura almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Ciclos de reprocesamiento | N/A |

| | |
|---|---|
| Método | Ninguno |
| Disposición Final | Relleno Sanitario |

**Condiciones de Reprocesamiento:** De uso único por paciente.

| | |
|---|---|
| Registro Sanitario | 2016DM-0015091 |
| Clasificación de riesgo | IIa |
| Vida útil | 3 años |
| Calibración | |
| Presentación comercial | UNIDAD |
| Unidades por empaque | 1 |
| Unidad mínima de venta | 1 |

## Observaciones:

USOS:
Usada en Anestesia, UCI, hospitalización, urgencias, consulta externa, carros de paro.

"Este documento pertenece a LM Instruments S.A. Se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización de la gerencia de la compañía."