MAINCO HEALTH CARE


# PAQUETE QUIRURGICO CATETER ESTERIL

ITEM: 203103

Paquete elaborado en tela no tejida, el cual es diseñado para disminuir riesgos en el servicio de la Especialidad de oncología.

**USOS:** En procedimientos: de colocación de catéter periférico, venoso central

| Nº | ITEM | COMPONENTES | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Toalla blanca 40x28CM 70GR | 1 |
| 2 | 2578 | Baton Americano P.A MT5A | 1 |
| 3 | 25461 | Indicador para esterilización | 1 |
| 4 | 2623 | Campo quirúrgico 1.96*1.50 ADH MT5A | 1 |
| 5 | 1050 | Cubre mesa 0.80*0.80 MT5A | 1 |




Adhesivo | SMS | Refuerzo | Absorbente impermeable | Polietileno azul | Polietileno transparente | Tela laminada | Papel

# DESCRIPCIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| NOMBRE COMERCIAL: | KIT ROPA ESTERIL DESECHABLE |
| COMPOSICIÓN: | Polipropileno tela no tejida 35-50 G/M2, polipropileno absorbente 50 -100 G |
| PRESENTACIÓN: | Bolsa sin fuelle individual especial para esterilización de 45x51 cm por unidad. |
| EMBALAJE: | Caja x 40 unidades. |
| TOLERANCIA EN MEDIDAS: | +/- 3 cms. |
| MARCA: | MAINCO HEALTH CARE S.A.S. |
| FABRICANTE: | MAIN CORPORATION. |
| REGISTRO SANITARIO: | 2024DM-0029522 |
| RIESGO: | Clase 1 |
| METODO DE ESTERILIZACIÓN: | Óxido De Etileno |
| USO: | UN SOLO USO |
| RECOMENDACIONES: | Consérvese a una temperatura inferior a 30°C |
| PRECAUCIONES: | No utilizar si el producto está contaminado o el empaque deteriorado. |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: | El almacenamiento debe ser en un lugar seco, fresco, libre de humedad y de gases cáusticos. |
| DISPOSICIÓN FINAL: | Cumplir con la Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos, además con la siguiente reglamentación: Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, la relación con la gestión integral de residuos sólidos, así como la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en cuanto tiene que ver con la presentación del servicio público de aseo. |