MERIT MEDICAL®



PRECISIÓN DE ACCESO

STABILIT®
Introducer

STABILIT®
Introducer



Indicador
para la configuración y dirección de las puntas

NUEVO diseño ergonómico
Diseño ergonómico cómodo para facilitar el uso y la manipulación intraoperatoria.




NUEVO mecanismo de cierre de broche definido y Mecanismo de bloqueo estable que ofrece intercambiabilidad entre trocares y estiletes de bisel



Trocar o bisel de configuración distintiva de punta

Marcadores de profundidad
Cada 1 cm para ayudar con la posición intraoperatoria

Radiolucencia optimizada
Minimiza la obstrucción de la imagen



Número de catálogo	Longitud	Configuración de la punta
1472	Largo - 12 cm	Trocar
1467	Largo - 12 cm	Biselado
1493	Corto: 10 cm	Trocar
1488	Corto: 10 cm	Biselado

COMPATIBILIDAD

El introductor StabiliT es compatible con los productos StabiliT y Osseoflex® de Merit para vertebroplastia y aumento vertebral, así como con el Sistema de Ablación Tumoral STAR®.

Como en la mayoría de los procedimientos quirúrgicos, existen riesgos asociados a los procedimientos de vertebroplastia, cifoplastia y aumento vertebral, incluyendo complicaciones graves. Antes de utilizar, consulte las Instrucciones de Uso para indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e instrucciones de uso.

MERITMEDICAL®
Understand. Innovate. Deliver.™
merit.com

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway South Jordan, Utah 84095 Principal: +1.801.253.1600
Atención al cliente: +1.801.208.4300

Merit Medical Europe, Oriente Medio y África (EMEA) Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport Los Países Bajos
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd. Parque Empresarial Parkmore West Galway, Irlanda
+353 (0) 91 703 733

405892001_001 ID052219