NEURO SPINE S.A.S

mindray

healthcare within reach

SISTEMA DrayPER MIS

Sistema toracolumbar minimamente invasivo

SISTEMA DRAYPER FENESTRADO ABIETO O MIS Devices


DrayPER Miss Tornillo Poliaxial Cort-Fen




- Tornillos de bajo perfil multiconico con doble rosca. (ofrece mejor estabilidad y agarre óseo) y punta autoroscante (permite mejor el paso de la rosca)



- La tulipa de tornillo es anatómica, evitando fracturas del pedículo.
- Poliaxialidad de 30˚, Uso variable de tornillos ya sea con cemento y sin cemento.



- Tornillo con 6 fenestraciones radiales que permiten difundir mejor el cemento en los 360˚
- Cánula rellenable con adaptador para tornillo, cemento óseo radiopaco, empujador con marca laser de 0,5mm hasta 1,5 mm lo que permite Cementación controlada (la fuerza de retirada aumenta en un 97 % en comparación con un tornillo que no ha sido cementado)



- Tuerca de seguridad de rosca invertida con 4 puntos de contacto

mindray

Aleación de titanio (Ti-6Al-4V)

SISTEMA DRAYPER MIS



Aleación de titanio (Ti-6Al-4V)


Drayper Miss Tornillo Poliaxial Cort-Fen

- Medidas

Diámetro	Longitud
Φ5.0 mm	30 a 50 mm de 5 a 5
Φ6.0mm	35 a 50 mm de 5 a 5
Φ7.0mm	35 a 50 mm de 5 a 5

SISTEMA DRAYPER MIS

Devices




- **DrayPER Miss Barra curva**

- Barra pre curvada Φ5.5 mm
- Longitudes desde 40 mm a 140 mm y 180 – 200 mm




- **Tapón de cierre de 8,9 mm**



Aleación de titanio (Ti-6Al-4V)

TARRAJA

- Tarrajas de diferentes Ø y con diseño cónico autoroscante
- Sin deslizamiento en la perforación y colocación de tornillos, seguro y eficiente



Pinza compresora y distaractora



Ensamble del tornillo

Fácil y seguro





DRAYPER FENESTRADO ABIERTO O MISS





mindray

MONTAJE VIDEOS

Camisa tornillo marca laser



Atornillado ensambla a la torre



Cánula de cementación ajusta torre



Perno Bloqueo



DrayPER MIS
Cánula cemento y sistema de retiro

Devices

- Fácil y seguro







SISTEMA DRAYPER MISS

Devices

mindray



