
Sistema de Fijación Transpedicular
ADVANCED – FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO
Sistema de Fijación Transpedicular

MODELO COMERCIAL
ADVANCED

FABRICANTE
Mediimplantes S.A.



CERTIFICADOS
Certificado ISO 9001
Certificado ISO 13485
Registro Sanitario N° INVIMA 2018DM-0000663-R1

CLASIFICACIÓN DE RIESGO
Clasificación del riesgo según la regla 6 (instrumental), regla 7 (Implantes de Prueba) y regla 8 (Implantes), del Anexo IX de la Directiva Médica 93/42/CEE y del Decreto 4725 de 2005 de Colombia:
Implantes: Clase IIb.
Implantes de Prueba: Clase IIa.
Instrumentos quirúrgicos para su colocación: Clase I.

ESTUDIOS Y ENSAYOS
- Ensayos mecánicos de tipo destructivo para la evaluación de la resistencia a cargas de tipo "estático a flexo-compresión" y de tipo "cíclico o de fatiga a flexo-compresión", basado en las especificaciones de la norma ASTM F1717 "Standard Test Methods for Spinal Implant Constructs in a Vertebrectomy Model".
- Evaluación biológica de productos sanitarios, según ISO 10993-1 (Biocompatibilidad).

MATERIAL DE FABRICACIÓN
Los componentes del sistema ADVANCED están fabricados en aleación de titanio de calidad médica según las especificaciones de la norma ASTM F136 Alloy for Surgical Implant Applications - UNS R56401, Ti6Al4V ELI (Extra low interstitial).

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL
El sistema ADVANCED está diseñado para realizar una fijación a través de los pedículos con el fin de lograr inmovilización y estabilización de segmentos espinales, cuenta con implantes de diferentes tamaños para ajustarse a la zona de la columna en donde vayan a ser implantados.

ADVANCED, es un sistema compuesto por Tornillos Monoaxiales, Poliaxiales, Biaxiales y de Reducción, Ganchos, Ganchos de Reducción, Ganchos Conectores Transversos y Barras Longitudinales fabricados en aleación de Titanio (Ti6Al4V ELI, ASTM F-136).



Los Tornillos Poliaxiales, son de fijación con rosca tipo cuadrada que permite un nivel de apriete de rango 9.0Nm a 10.2Nm, para mayor estabilidad. El bloqueador garantiza el nivel de apriete de diseño, ya sea con el uso del limitador de torque o por medio del sistema de fusible mecánico del bloqueador.

Los conectores transversos ajustables, esta diseñados para variar su longitud mediante el deslizamiento de sus dos Barras (Macho y Hembra) y permiten una poliaxialidad de sus ganchos en +/- 20°.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El sistema ADVANCED está compuesto por los siguientes componentes:

Tornillos Poliaxiales

- Rosca tipo Autoroscante y Autoperforante.
- Cuerpo con rosca de doble entrada que brinda facilidad para introducir el tornillo en el pedículo.
- Diámetro exterior constante con punta cónica y Roma.
- Diámetros de 4.0 a 8.5mm.
- Longitudes de 25 a 120mm.
- Sistema de bloqueo sencillo, rosca cuadrada, apriete de 9N.m a 10.2N.m.
- Ángulos de poliaxialidad desde 52° (26° a +26°), hasta 82° (-41° a +41°), Ver tabla.
- Compatible con Barras de 6.0mm de diámetro.

Tornillos Poliaxiales de Reducción



- Las mismas características de un Tornillo Poliaxial
- Extensiones removibles durante el procedimiento quirúrgico
- Compatible con Barras de 6.0mm de diámetro

Tornillos Monoaxiales

- Rosca tipo Autoroscante y Autoperforante.
- Cuerpo con rosca de doble entrada que brinda facilidad para introducir el tornillo en el pedículo.
- Diámetro exterior constante con punta cónica y Roma.
- Diámetros de 4.0 a 8.5mm.

- Longitudes de 25 a 120mm.
- Sistema de bloqueo sencillo, rosca cuadrada, apriete de 9N.m a 10.2N.m.
- Compatible con Barras de 6.0mm de diámetro.

Referencia	Cuerpo Tornillo	Poliaxialidad		Promedio	Rango
		Angulo Medial	Angulo Total		
109-1-P Tornillos Poliaxiales	Minitorácico	41	82	68.67	Desde 52 hasta 82
	Torácico	40	80		
	Toracolumbar	36	72		
	Lumbar	33	66		
	Sacrolumbar	30	60		
	Sacro	26	52		
109-1-PS Tornillos Poliaxiales Speed	Torácico Alto	37	74	58.6	Desde 40 hasta 74
	Minitorácico	34	68		
	Torácico	32	64		
	Toracolumbar	30	60		
	Lumbar	28	56		
	Sacrolumbar	24	48		
	Sacro	20	40		




Tornillo Poliaxial Canulado

- Las mismas características de un Tornillo Poliaxial
- Compatible con Barras de 6.0mm de diámetro.
- Diámetros de 5.0 a 6.5mm.
- Longitudes de 25 a 65mm
- Cuerpo canulado y fenestrado, es decir con perforaciones trasversales en el último tercio distal de la punta del tornillo.
- Indicado para la inserción de cemento óseo a los cuerpos vertebrales.


Tornillos Canulados (Tornillos de Tracción)

Tornillos de tracción canulados especialmente indicados para realizar la técnica de compresión para la fijación de fracturas.

- Punta cónica autocentrante para fácil ingreso.
- Tornillos de ∅3,5mm y de emergencia de ∅4,0mm
    - Longitudes de 30 a 70mm, cada dos milímetros.
    - Rosca completa y rosca parcial.



Tornillo Biaxial



- Compatible con Barras de 6.0mm de diámetro.
- Diámetros de 4.5 a 7.0mm.
- Longitudes de 25 a 65mm.
- Cuerpo del tornillo puede moverse SOLO en dirección craneal/caudal, lo que permite un adecuado asentamiento de la barra.
- El movimiento del cuerpo en dirección medial/Lateral está restringido, facilitando la rotación vertebral directa de los cuerpos vertebrales.
- Especialmente indicado para usarse en el lado convexo de la deformidad de la columna vertebral torácica.


Tornillo de Bloqueo



- Rosca de tipo cuadrado.
- Disponible en forma estándar (corto) y de tipo fusible, que garantiza el mismo torque de apriete (Rango 9.0Nm a 10.2Nm).

Ganchos





- Gancho Laminar Torácico, corto y de Reducción.
- Gancho Laminar Mediano, corto y de Reducción.
- Gancho Pedicular, corto y de Reducción.
- Conectores Transversos Estándar y Ajustables
- Conectores de Barras

Barra Longitudinal

- Diámetro 6.0mm.
- Rectas, para ser moldeadas en el quirófano, y precurvadas.
- Líneas indicadoras que permiten orientar el plano de moldeo.
- Longitudes de 30 a 510mm.

Conectores de Barras



- Conectores Enfrentados (Axiales) y Lado a Lado (Tipo Dado).
- Para unir los extremos de dos barras longitudinales.
- Para realizar extensiones de una instrumentación previa y/o utilizar dos sistemas diferentes en una misma cirugía.
- Disponibles para unir diferentes diámetros de barras: Ø3.5mm, Ø4.76mm, Ø5.0mm, Ø5.5mm y Ø6.0mm.

Grapas y Arandelas

- Para fijación por vía anterolateral, con Tornillos Monoaxiales.
- Provee al Tornillo Monoaxial una carilla de asiento o tope, para evitar que continúe ingresando en el cuerpo vertebral.

INDICACIONES

Sistema de implantes de columna utilizados en pacientes que presentan Dolor de Espalda Bajo, Crónico, Severo causado por enfermedad generativa del disco.
También en pacientes con Microinestabilidad. Para el tratamiento de patologías como:

- Malformaciones.
- Tumores e infecciones.
- Espóndilo artrosis.
- Escoliosis toracolumbar y lumbar.
- Cifoescoliosis toracolumbar.
- Espondilolistesis.
- Inestabilidad degenerativa y postraumática.
- Discopatias degenerativas.

CONTRAINDICACIONES

Los pacientes que presentan algún cuadro clínico descrito a seguir, no deben ser sometidos al procedimiento con el uso de implantes del Sistema ADVANCED:

- Infección sistemática activa o infección localizada en el sitio propuesto para la implantación.
- Enfermedades mentales.
- Osteoporosis severa.
- Obesidad severa.
- Fiebre.
- Embarazo.
- Inestabilidades vertebrales graves
- Alergia y/o sensibilidad a metales.
- Cualquier afección que pueda eliminar totalmente la posibilidad de fusión, tales como cáncer, diálisis renal u osteopenia.
- Pacientes que no puedan seguir las recomendaciones post operatorias.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Identificación y Trazabilidad Implantes

Los implantes de este sistema son provistos no esterilizados, empacados individualmente e identificados mediante gravado con láser sobre cada implante con: código de referencia, número de lote, logo MEDIIMPLANTES, símbolo del material (Ti) y la dimensión especifica de uso. Esta marcación es permanente y permite hacer trazabilidad del producto aun después de implantado.



Figura 1. Etiqueta de producto

El envase individual está debidamente etiquetado con Nombre, Código de Referencia, Lote, y Cantidad dentro del envase. La etiqueta además presenta información adicional como logo, dirección, teléfono, nombre del responsable técnico y correos electrónico de contacto. Ver figura 1 y 2.

Envase Primario de Implantes

El material del envase es una bolsa de papel grado médico para productos a ser esterilizados que cumple normativa internacional ENE868-5 y/o ISO11607. El envase está provisto de indicadores químicos no tóxicos para el monitoreo interno de los parámetros de esterilización, aptos para métodos comerciales de esterilización a vapor, permeabilidad y porosidad controlada, barrera microbiológica, alta resistencia mecánica en seco y húmedo, no produce olores desagradables.

Para el transporte de los implantes se recomienda el uso de contenedores metálicos, para que soporten golpes y garanticen la integridad de los mismos.




Figura 2. Empaque individual – Con Instrucciones de Uso y Etiqueta de producto

Para el transporte de los implantes se recomienda el uso de contenedores metálicos, para que soporten golpes y garanticen la integridad de los mismos.

Identificación y Trazabilidad del Instrumental Quirúrgico

El instrumental de este sistema es provisto no esterilizado, colocado y organizado en bandejas metálicas, identificados mediante gravado con láser sobre cada instrumento con: código de referencia, número de lote, y logo MEDIIMPLANTES.
Esta marcación es permanente y permite hacer trazabilidad del uso del instrumental. Las bandejas son colocadas en contenedores metálicos, esterilizables y resistentes a los golpes.




Figura 3. Modelo – Bandeja Quirúrgica

Envase primario Instrumental Quirúrgico

Para transportar el instrumental quirúrgico se utilizan contenedores metálicos, no identificados, que soportan golpes y garantizan la integridad de los mismos.




Figura 4. Modelo – Contenedor

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenado y conservado en un lugar a temperatura ambiente, libre de polvo y humedad; debe manipularse de acuerdo a los métodos asépticos aplicables para evitar la contaminación.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

Los Productos fabricados por Mediimplantes se suministran limpios y NO ESTÉRILES, de acuerdo con lo indicado en su etiqueta, y deben someterse a limpieza y esterilización en autoclave antes de utilizarlos en cirugía. Más información en el documento Método de Limpieza, Desinfección y Esterilización de Implantes No Estériles e instrumental asociado - Mediimplantes.

Limpieza

Después de retirados los productos de su envase, deben ser limpiados usando un detergente neutro y enjuagado con abundante agua destilada o desionizada.

Desinfección

La desinfección de los productos puede realizarse por inmersión en Glutaraldehído o Glutaraldehído Fenolato, siguiendo las instrucciones del fabricante respetando los tiempos de inmersión, estos deben ser suficientes para garantizar su efectividad. Enjuague los elementos con agua destilada o desionizada.

Esterilización

El proceso de esterilización recomendado para los implantes y el instrumental es el autoclavado, con los parámetros sugeridos en el documento Método de Limpieza, Desinfección y Esterilización de Implantes No Estériles e instrumental asociado - Mediimplantes.

La información de esterilización se ofrece de conformidad con la norma ISO 17665-1. El tiempo se calcula desde el momento en que se alcanzan los valores de temperatura indicados.
Evite el contacto con metal o cualquier otro objeto que pueda dañar el acabado o impedir el uso correcto de los implantes.

DISPOSICIÓN FINAL

Los implantes de este sistema son de un solo uso y nunca pueden ser reutilizados. Todo implante, contaminado, dañado o usado debe ser desechado, incluso si aparenta estar en perfecto estado.
Los implantes y el instrumental dañado, después del uso o contaminación pueden ser un peligro biológico potencial, por tal motivo se recomienda que el método de desecho incluya una inactivación previa (limpieza, desinfección) y una esterilización del Dispositivo Médico antes de una destrucción mecánica para garantizar que no puedan ser reusados; el desecho y/o reciclado debe ser realizado de acuerdo con las normas locales y hospitalarias.

REFERENCIAS DISPONIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-B	Tornillo de Bloqueo	5	9,4	9,4	0,887
109-1-BF	Tornillo de Bloqueo Fusible	10,5	9,4	9,4	1,522
109-1-BMT25	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x25mm	4,5	4,5	25	7,12
109-1-BMT30	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x30mm	4,5	4,5	30	7,341
109-1-BMT35	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x35mm	4,5	4,5	35	7,562
109-1-BMT40	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x40mm	4,5	4,5	40	7,784
109-1-BMT45	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x45mm	4,5	4,5	45	8,008
109-1-BMT50	Tornillo Biaxial Minitorácico 4.5x50mm	4,5	4,5	50	8,235
109-1-BT30	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x30	5	5	30	7,585
109-1-BT35	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x35	5	5	35	7,854
109-1-BT40	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x40	5	5	40	8,122
109-1-BT45	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x45	5	5	45	8,391
109-1-BT50	Tornillo Biaxial Torácico 5.0x50	5	5	50	8,667
109-1-BTL30	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x30mm	5,5	5,5	30	7,828
109-1-BTL35	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x35mm	5,5	5,5	35	8,149
109-1-BTL40	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x40mm	5,5	5,5	40	8,461
109-1-BTL45	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x45mm	5,5	5,5	45	8,776
109-1-BTL50	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x50mm	5,5	5,5	50	9,097
109-1-BTL55	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x55mm	5,5	5,5	55	9,42

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-BTL60	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x60mm	5,5	5,5	60	9,734
109-1-BTL65	Tornillo Biaxial Toracolumbar 5.5x65mm	5,5	5,5	65	10,051
109-1-BL30	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x30	6	6	30	8,092
109-1-BL35	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x35	6	6	35	8,461
109-1-BL40	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x40	6	6	40	8,83
109-1-BL45	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x45	6	6	45	9,198
109-1-BL50	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x50	6	6	50	9,571
109-1-BL55	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x55	6	6	55	9,942
109-1-BL60	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x60	6	6	60	10,313
109-1-BL65	Tornillo Biaxial Lumbar 6.0x65	6	6	65	10.932
109-1-BSL30	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x30	6,5	6,5	30	8,405
109-1-BSL35	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x35	6,5	6,5	35	8,959
109-1-BSL40	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x40	6,5	6,5	40	9,513
109-1-BSL45	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x45	6,5	6,5	45	10,167
109-1-BSL50	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x50	6,5	6,5	50	10,821
109-1-BSL55	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x55	6,5	6,5	55	11,475
109-1-BSL60	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x60	6,5	6,5	60	11.453
109-1-BSL65	Tornillo Biaxial Sacro Lumbar 6.5x65	6,5	6,5	65	11.906
109-1-BS30	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x30	7	7	30	8,863
109-1-BS35	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x35	7	7	35	9,487
109-1-BS40	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x40	7	7	40	10,032
109-1-BS45	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x45	7	7	45	10,695
109-1-BS50	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x50	7	7	50	11.403
109-1-BS55	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x55	7	7	55	11.948
109-1-BS60	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x60	7	7	60	12.495
109-1-BS65	Tornillo Biaxial Sacro 7.0x65	7	7	65	13.039
109-1-BMTR25	T. BIAXIAL MINITORACICO REDUC. 4.5X25	4,5	4,5	25	10.097
109-1-BMTR30	T. BIAXIAL MINITORACICO REDUC. 4.5X30	4,5	4,5	30	10.315
109-1-BMTR35	T. BIAXIAL MINITORACICO REDUC. 4.5X35	4,5	4,5	35	10.544
109-1-BMTR40	T. BIAXIAL MINITORACICO REDUC. 4.5X40	4,5	4,5	40	10.765
109-1-BMTR45	T. BIAXIAL MINITORACICO REDUC. 4.5X45	4,5	4,5	45	10.988
109-1-BMTR50	T. BIAXIAL MINITORACICO REDUC. 4.5X50	4,5	4,5	50	11.212
109-1-BTR30	T. BIAXIAL TORACICO REDUC. 5.0X30	5	5	30	10.543
109-1-BTR35	T. BIAXIAL TORACICO REDUC. 5.0X35	5	5	35	10.813
109-1-BTR40	T. BIAXIAL TORACICO REDUC. 5.0X40	5	5	40	11.082
109-1-BTR45	T. BIAXIAL TORACICO REDUC. 5.0X45	5	5	45	11.356
109-1-BTR50	T. BIAXIAL TORACICO REDUC. 5.0X50	5	5	50	11.622
109-1-BTLR30	T. BIAXIAL TORACOLUMBAR REDUC. 5.5X30	5,5	5,5	30	10.737
109-1-BTLR35	T. BIAXIAL TORACOLUMBAR REDUC. 5.5X35	5,5	5,5	35	11.054
109-1-BTLR40	T. BIAXIAL TORACOLUMBAR REDUC. 5.5X40	5,5	5,5	40	11.373

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-BTLR45	T. BIAXIAL TORACOLUMBAR REDUC. 5.5X45	5,5	5,5	45	11.685
109-1-BTLR50	T. BIAXIAL TORACOLUMBAR REDUC. 5.5X50	5,5	5,5	50	12.006
109-1-BTLR55	T. BIAXIAL TORACOLUMBAR REDUC. 5.5X55	5,5	5,5	55	12.325
109-1-BTLR60	T. BIAXIAL TORACOLUMBAR REDUC. 5.5X60	5,5	5,5	60	12.642
109-1-BTLR65	T. BIAXIAL TORACOLUMBAR REDUC. 5.5X65	5,5	5,5	65	12.957
109-1-BLR30	T. BIAXIAL LUMBAR REDUC. 6.0X30	6	6	30	10.980
109-1-BLR35	T. BIAXIAL LUMBAR REDUC. 6.0X35	6	6	35	11.348
109-1-BLR40	T. BIAXIAL LUMBAR REDUC. 6.0X40	6	6	40	11.718
109-1-BLR45	T. BIAXIAL LUMBAR REDUC. 6.0X45	6	6	45	12.086
109-1-BLR50	T. BIAXIAL LUMBAR REDUC. 6.0X50	6	6	50	12.456
109-1-BLR55	T. BIAXIAL LUMBAR REDUC. 6.0X55	6	6	55	12.824
109-1-BLR60	T. BIAXIAL LUMBAR REDUC. 6.0X60	6	6	60	13.194
109-1-BLR65	T. BIAXIAL LUMBAR REDUC. 6.0X65	6	6	65	13.563
109-1-BSLR30	T. BIAXIAL SACRO LUMBAR REDUC. 6.5X30	6,5	6,5	30	11.367
109-1-BSLR35	T. BIAXIAL SACRO LUMBAR REDUC. 6.5X35	6,5	6,5	35	11.820
109-1-BSLR40	T. BIAXIAL SACRO LUMBAR REDUC. 6.5X40	6,5	6,5	40	12.273
109-1-BSLR45	T. BIAXIAL SACRO LUMBAR REDUC. 6.5X45	6,5	6,5	45	12.726
109-1-BSLR50	T. BIAXIAL SACRO LUMBAR REDUC. 6.5X50	6,5	6,5	50	13.178
109-1-BSLR55	T. BIAXIAL SACRO LUMBAR REDUC. 6.5X55	6,5	6,5	55	13.631
109-1-BSLR60	T. BIAXIAL SACRO LUMBAR REDUC. 6.5X60	6,5	6,5	60	14.084
109-1-BSLR65	T. BIAXIAL SACRO LUMBAR REDUC. 6.5X65	6,5	6,5	65	14.537
109-1-BSR30	T. BIAXIAL SACRO REDUC. 7.0X30	7	7	30	11.852
109-1-BSR35	T. BIAXIAL SACRO REDUC. 7.0X35	7	7	35	12.398
109-1-BSR40	T. BIAXIAL SACRO REDUC. 7.0X40	7	7	40	12.943
109-1-BSR45	T. BIAXIAL SACRO REDUC. 7.0X45	7	7	45	13.490
109-1-BSR50	T. BIAXIAL SACRO REDUC. 7.0X50	7	7	50	14.034
109-1-BSR55	T. BIAXIAL SACRO REDUC. 7.0X55	7	7	55	14.579
109-1-BSR60	T. BIAXIAL SACRO REDUC. 7.0X60	7	7	60	15.126
109-1-BSR65	T. BIAXIAL SACRO REDUC. 7.0X65	7	7	65	15.670
109-1-MTA20	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x20	4	4	20	4,848
109-1-MTA25	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x25	4	4	25	5,003
109-1-MTA30	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x30	4	4	30	5,159
109-1-MTA35	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x35	4	4	35	5,314
109-1-MTA40	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x40	4	4	40	5,47
109-1-MTA45	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x45	4	4	45	5,621
109-1-MTA50	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x50	4	4	50	5,775
109-1-MTA55	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x55	4	4	55	5,927
109-1-MTA60	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x60	4	4	60	6,081
109-1-MTA65	Tornillo Monoaxial Torácico Alto 4.0x65	4	4	65	6,233
109-1-MMT25	Tornillo Monoaxial Minitorácico 4.5x25	4,5	4,5	25	5,222

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-MMT30	Tornillo Monoaxial Minitorácico 4.5x30	4,5	4,5	30	5,428
109-1-MMT35	Tornillo Monoaxial Minitorácico 4.5x35	4,5	4,5	35	5,633
109-1-MMT40	Tornillo Monoaxial Minitorácico 4.5x40	4,5	4,5	40	5,839
109-1-MMT45	Tornillo Monoaxial Minitorácico 4.5x45	4,5	4,5	45	6,042
109-1-MMT50	Tornillo Monoaxial Minitorácico 4.5x50	4,5	4,5	50	6,247
109-1-MMT55	Tornillo Monoaxial Minitorácico 4.5x55	4,5	4,5	55	6,451
109-1-MMT60	Tornillo Monoaxial Minitorácico 4.5x60	4,5	4,5	60	6,656
109-1-MMT65	Tornillo Monoaxial Minitorácico 4.5x65	4,5	4,5	65	6,86
109-1-MT25	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 25	5	5	25	5,441
109-1-MT30	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 30	5	5	30	5,697
109-1-MT35	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 35	5	5	35	5,952
109-1-MT40	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 40	5	5	40	6,208
109-1-MT45	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 45	5	5	45	6,463
109-1-MT50	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 50	5	5	50	6,719
109-1-MT55	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 55	5	5	55	6,975
109-1-MT60	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 60	5	5	60	7,231
109-1-MT65	Tornillo Monoaxial Torácico 5.0 x 65	5	5	65	7,487
109-1-MTL25	Tornillo Monoaxial Toracolumbar 5.5x25	5,5	5,5	25	5,879
109-1-MTL30	Tornillo Monoaxial Toracolumbar 5.5x30	5,5	5,5	30	6,203
109-1-MTL35	Tornillo Monoaxial Toracolumbar 5.5x35	5,5	5,5	35	6,528
109-1-MTL40	Tornillo Monoaxial Toracolumbar 5.5x40	5,5	5,5	40	6,852
109-1-MTL45	Tornillo Monoaxial Toracolumbar 5.5x45	5,5	5,5	45	7,176
109-1-MTL50	Tornillo Monoaxial Toracolumbar 5.5x50	5,5	5,5	50	7,499
109-1-MTL55	Tornillo Monoaxial Toracolumbar 5.5x55	5,5	5,5	55	7,821
109-1-MTL60	Tornillo Monoaxial Toracolumbar 5.5x60	5,5	5,5	60	8,145
109-1-MTL65	Tornillo Monoaxial Toracolumbar 5.5x65	5,5	5,5	65	8,468
109-1-ML25	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 25	6	6	25	6,098
109-1-ML30	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 30	6	6	30	6,472
109-1-ML35	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 35	6	6	35	6,847
109-1-ML40	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 40	6	6	40	7,221
109-1-ML45	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 45	6	6	45	7,597
109-1-ML50	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 50	6	6	50	7,971
109-1-ML55	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 55	6	6	55	8,345
109-1-ML60	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 60	6	6	60	8,72
109-1-ML65	Tornillo Monoaxial Lumbar 6.0 x 65	6	6	65	9,095
109-1-MSL25	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar 6.5 x 25	6,5	6,5	25	6,317
109-1-MSL30	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar 6.5 x 30	6,5	6,5	30	6,741
109-1-MSL35	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar 6.5 x 35	6,5	6,5	35	7,166
109-1-MSL40	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar 6.5 x 40	6,5	6,5	40	7,59
109-1-MSL45	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar 6.5 x 45	6,5	6,5	45	8,018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-MSL50	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar 6.5 x 50	6,5	6,5	50	8,443
109-1-MSL55	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar 6.5 x 55	6,5	6,5	55	8,869
109-1-MSL60	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar 6.5 x 60	6,5	6,5	60	9,295
109-1-MSL65	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar 6.5 x 65	6,5	6,5	65	9,722
109-1-MS25	Tornillo Monoaxial Sacro 7.0 x 25	7	7	25	6,536
109-1-MS30	Tornillo Monoaxial Sacro 7.0 x 30	7	7	30	7,01
109-1-MS35	Tornillo Monoaxial Sacro 7.0 x 35	7	7	35	7,485
109-1-MS40	Tornillo Monoaxial Sacro 7.0 x 40	7	7	40	7,959
109-1-MS45	Tornillo Monoaxial Sacro 7.0 x 45	7	7	45	8,439
109-1-MS50	Tornillo Monoaxial Sacro 7.0 x 50	7	7	50	8,915
109-1-MS55	Tornillo Monoaxial Sacro 7.0 x 55	7	7	55	9,393
109-1-MS60	Tornillo Monoaxial Sacro 7.0 x 60	7	7	60	9,87
109-1-MS65	Tornillo Monoaxial Sacro 7.0 x 65	7	7	65	10,349
109-1-MI25	Tornillo Monoaxial Iliaco 7.5x25	7,5	7,5	25	6,755
109-1-MI30	Tornillo Monoaxial Iliaco 7.5x30	7,5	7,5	30	7,279
109-1-MI35	Tornillo Monoaxial Iliaco 7.5x35	7,5	7,5	35	7,804
109-1-MI40	Tornillo Monoaxial Iliaco 7.5x40	7,5	7,5	40	8,328
109-1-MI45	Tornillo Monoaxial Iliaco 7.5x45	7,5	7,5	45	8,86
109-1-MI50	Tornillo Monoaxial Iliaco 7.5x50	7,5	7,5	50	9,387
109-1-MI55	Tornillo Monoaxial Iliaco 7.5x55	7,5	7,5	55	9,917
109-1-MI60	Tornillo Monoaxial Iliaco 7.5x60	7,5	7,5	60	10,445
109-1-MI65	Tornillo Monoaxial Iliaco 7.5x65	7,5	7,5	65	10,976
109-1-MSI25	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco 8.0x25	8	8	25	6,974
109-1-MSI30	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco 8.0x30	8	8	30	7,548
109-1-MSI35	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco 8.0x35	8	8	35	8,123
109-1-MSI40	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco 8.0x40	8	8	40	8,697
109-1-MSI45	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco 8.0x45	8	8	45	9,281
109-1-MSI50	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco 8.0x50	8	8	50	9,859
109-1-MSI55	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco 8.0x55	8	8	55	10,441
109-1-MSI60	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco 8.0x60	8	8	60	11,02
109-1-MSI65	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco 8.0x65	8	8	65	11,603
109-1-MTAR20	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x20	4	4	20	7,401
109-1-MTAR25	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x25	4	4	25	7,556
109-1-MTAR30	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x30	4	4	30	7,712
109-1-MTAR35	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x35	4	4	35	7,867
109-1-MTAR40	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x40	4	4	40	8,023
109-1-MTAR45	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x45	4	4	45	8,174
109-1-MTAR50	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x50	4	4	50	8,328
109-1-MTAR55	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x55	4	4	55	8,48
109-1-MTAR60	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x60	4	4	60	8,634

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-MTAR65	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x65	4	4	65	8,786
109-1-MMTR25	Tornillo Monoaxial Minitorácico de Reducción 4.5x25	4,5	4,5	25	7,775
109-1-MMTR30	Tornillo Monoaxial Minitorácico de Reducción 4.5x30	4,5	4,5	30	7,981
109-1-MMTR35	Tornillo Monoaxial Minitorácico de Reducción 4.5x35	4,5	4,5	35	8,186
109-1-MMTR40	Tornillo Monoaxial Minitorácico de Reducción 4.5x40	4,5	4,5	40	8,392
109-1-MMTR45	Tornillo Monoaxial Minitorácico de Reducción 4.5x45	4,5	4,5	45	8,595
109-1-MMTR50	Tornillo Monoaxial Minitorácico de Reducción 4.5x50	4,5	4,5	50	8,8
109-1-MMTR55	Tornillo Monoaxial Minitorácico de Reducción 4.5x55	4,5	4,5	55	9,004
109-1-MMTR60	Tornillo Monoaxial Minitorácico de Reducción 4.5x60	4,5	4,5	60	9,209
109-1-MMTR65	Tornillo Monoaxial Minitorácico de Reducción 4.5x65	4,5	4,5	65	9,413
109-1-MTR25	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción 5.0 x 25	5	5	25	7,994
109-1-MTR30	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción 5.0 x 30	5	5	30	8,25
109-1-MTR35	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción 5.0 x 35	5	5	35	8,505
109-1-MTR40	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción 5.0 x 40	5	5	40	8,761
109-1-MTR45	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción 5.0 x 45	5	5	45	9,016
109-1-MTR50	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción 5.0 x 50	5	5	50	9,272
109-1-MTR55	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción 5.0 x 55	5	5	55	9,528
109-1-MTR60	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción 5.0 x 60	5	5	60	9,784
109-1-MTR65	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción 5.0 x 65	5	5	65	10,04
109-1-MTLR25	Tornillo Monoaxial Toracolumbar de Reducción 5.5x25	5,5	5,5	25	8,432
109-1-MTLR30	Tornillo Monoaxial Toracolumbar de Reducción 5.5x30	5,5	5,5	30	8,756
109-1-MTLR35	Tornillo Monoaxial Toracolumbar de Reducción 5.5x35	5,5	5,5	35	9,081
109-1-MTLR40	Tornillo Monoaxial Toracolumbar de Reducción 5.5x40	5,5	5,5	40	9,405
109-1-MTLR45	Tornillo Monoaxial Toracolumbar de Reducción 5.5x45	5,5	5,5	45	9,729
109-1-MTLR50	Tornillo Monoaxial Toracolumbar de Reducción 5.5x50	5,5	5,5	50	10,052
109-1-MTLR55	Tornillo Monoaxial Toracolumbar de Reducción 5.5x55	5,5	5,5	55	10,374
109-1-MTLR60	Tornillo Monoaxial Toracolumbar de Reducción 5.5x60	5,5	5,5	60	10,698
109-1-MTLR65	Tornillo Monoaxial Toracolumbar de Reducción 5.5x65	5,5	5,5	65	11,021
109-1-MLR25	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción 6.0 x 25	6	6	25	8,651
109-1-MLR30	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción 6.0 x 30	6	6	30	9,025
109-1-MLR35	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción 6.0 x 35	6	6	35	9,4
109-1-MLR40	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción 6.0 x 40	6	6	40	9,774
109-1-MLR45	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción 6.0 x 45	6	6	45	10,15
109-1-MLR50	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción 6.0 x 50	6	6	50	10,524
109-1-MLR55	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción 6.0 x 55	6	6	55	10,898
109-1-MLR60	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción 6.0 x 60	6	6	60	11,273
109-1-MLR65	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción 6.0 x 65	6	6	65	11,648
109-1-MSLR25	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 25	6,5	6,5	25	8,87
109-1-MSLR30	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 30	6,5	6,5	30	9,294
109-1-MSLR35	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 35	6,5	6,5	35	9,719

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-MSLR40	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 40	6,5	6,5	40	10,143
109-1-MSLR45	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 45	6,5	6,5	45	10,571
109-1-MSLR50	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 50	6,5	6,5	50	10,996
109-1-MSLR55	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 55	6,5	6,5	55	11,422
109-1-MSLR60	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 60	6,5	6,5	60	11,848
109-1-MSLR65	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 65	6,5	6,5	65	12,275
109-1-MSR30	Tornillo Monoaxial Sacro de Reducción 7.0 x 30	7	7	30	9,563
109-1-MSR35	Tornillo Monoaxial Sacro de Reducción 7.0 x 35	7	7	35	10,038
109-1-MSIR35	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x35	8	8	35	10,676
109-1-MSIR40	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x40	8	8	40	11,25
109-1-MSIR45	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x45	8	8	45	11,834
109-1-MSIR50	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x50	8	8	50	12,412
109-1-MSIR55	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x55	8	8	55	12,994
109-1-PTA20	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x20	4	4	20	6,629
109-1-PTA25	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x25	4	4	25	6,784
109-1-PTA30	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x30	4	4	30	6,939
109-1-PTA35	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x35	4	4	35	7,094
109-1-PTA40	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x40	4	4	40	7,249
109-1-PTA45	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x45	4	4	45	7,401
109-1-PTA50	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x50	4	4	50	7,555
109-1-PTA55	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x55	4	4	55	7,707
109-1-PTA60	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x60	4	4	60	7,861
109-1-PTA65	Tornillo Poliaxial Torácico Alto 4.0x65	4	4	65	8,013
109-1-PMT25	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x25mm	4,5	4,5	25	7,003
109-1-PMT30	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x30mm	4,5	4,5	30	7,208
109-1-PMT35	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x35mm	4,5	4,5	35	7,413
109-1-PMT40	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x40mm	4,5	4,5	40	7,618
109-1-PMT45	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x45mm	4,5	4,5	45	7,822
109-1-PMT50	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x50mm	4,5	4,5	50	8,027
109-1-PMT55	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x55	4,5	4,5	55	8,231
109-1-PMT60	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x60	4,5	4,5	60	8,436
109-1-PMT65	Tornillo Poliaxial Minitorácico 4.5x65	4,5	4,5	65	8,64
109-1-PT25	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x25	5	5	25	7,222
109-1-PT-30	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x30	5	5	30	7,477
109-1-PT-35	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x35	5	5	35	7,732
109-1-PT-40	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x40	5	5	40	7,987
109-1-PT45	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x45	5	5	45	8,243
109-1-PT50	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x50	5	5	50	8,499
109-1-PT55	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x55	5	5	55	8,755
109-1-PT60	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x60	5	5	60	9,011

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-PT65	Tornillo Poliaxial Torácico 5.0x65	5	5	65	9,267
109-1-PTL25	Tornillo Poliaxial Toracolumbar 5.5x25	5,5	5,5	25	7,399
109-1-PTL30	Tornillo Poliaxial Toracolumbar 5.5x30mm	5,5	5,5	30	7,699
109-1-PTL35	Tornillo Poliaxial Toracolumbar 5.5x35mm	5,5	5,5	35	7,999
109-1-PTL40	Tornillo Poliaxial Toracolumbar 5.5x40mm	5,5	5,5	40	8,299
109-1-PTL45	Tornillo Poliaxial Toracolumbar 5.5x45mm	5,5	5,5	45	8,599
109-1-PTL50	Tornillo Poliaxial Toracolumbar 5.5x50mm	5,5	5,5	50	8,899
109-1-PTL55	Tornillo Poliaxial Toracolumbar 5.5x55mm	5,5	5,5	55	9,199
109-1-PTL60	Tornillo Poliaxial Toracolumbar 5.5x60mm	5,5	5,5	60	9,499
109-1-PTL65	Tornillo Poliaxial Toracolumbar 5.5x65mm	5,5	5,5	65	9,799
109-1-PTLR25	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x25	5,5	5,5	25	9,952
109-1-PTLR30	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x30	5,5	5,5	30	10,252
109-1-PTLR35	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x35	5,5	5,5	35	10,552
109-1-PTLR40	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x40	5,5	5,5	40	10,852
109-1-PTLR45	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x45	5,5	5,5	45	11,152
109-1-PTLR50	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x50	5,5	5,5	50	11,452
109-1-PTLR55	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x55	5,5	5,5	55	11,752
109-1-PTLR60	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x60	5,5	5,5	60	12,052
109-1-PTLR65	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción 5.5x65	5,5	5,5	65	12,352
109-1-PL25	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x25	6	6	25	7,715
109-1-PL-30	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x30	6	6	30	8,091
109-1-PL-35	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x35	6	6	35	8,467
109-1-PL-40	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x40	6	6	40	8,841
109-1-PL-45	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x45	6	6	45	9,215
109-1-PL-50	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x50	6	6	50	9,592
109-1-PL-55	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x55	6	6	55	9,965
109-1-PL60	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x60	6	6	60	10,338
109-1-PL65	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x65	6	6	65	10,711
109-1-PL90	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x90	6	6	90	11,83
109-1-PL100	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x100	6	6	100	12,203
109-1-PL110	Tornillo Poliaxial Lumbar 6.0x110	6	6	110	12,576
109-1-PSL25	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar 6.5 x 25	6,5	6,5	25	7,934
109-1-PSL30	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar 6.5 x 30	6,5	6,5	30	8,36
109-1-PSL35	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar 6.5 x 35	6,5	6,5	35	8,786
109-1-PSL40	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar 6.5 x 40	6,5	6,5	40	9,21
109-1-PSL45	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar 6.5 x 45	6,5	6,5	45	9,636
109-1-PSL50	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar 6.5 x 50	6,5	6,5	50	10,064
109-1-PSL55	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar 6.5 x 55	6,5	6,5	55	10,489
109-1-PSL60	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar 6.5 x 60	6,5	6,5	60	10,913
109-1-PSL65	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar 6.5 x 65	6,5	6,5	65	11,338

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-PS25	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x25	7	7	25	8,259
109-1-PS30	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x30	7	7	30	8,863
109-1-PS-35	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x35	7	7	35	9,487
109-1-PS-40	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x40	7	7	40	10,032
109-1-PS45	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x45	7	7	45	10,695
109-1-PS50	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x50	7	7	50	11,279
109-1-PS55	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x55	7	7	55	11,883
109-1-PS60	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x60	7	7	60	12,507
109-1-PS65	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x65	7	7	65	13,12
109-1-PS70	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x70	7	7	70	13,734
109-1-PS75	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x75	7	7	75	14,348
109-1-PS80	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x80	7	7	80	14,961
109-1-PS85	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x85	7	7	85	15,575
109-1-PS90	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x90	7	7	90	16,189
109-1-PS95	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x95	7	7	95	16,803
109-1-PS100	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x100	7	7	100	17,417
109-1-PS105	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x105	7	7	105	18,031
109-1-PS110	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x110	7	7	110	18,645
109-1-PS115	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x115	7	7	115	19,259
109-1-PS120	Tornillo Poliaxial Sacro 7.0x120	7	7	120	19,873
109-1-PI25	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x25	7,5	7,5	25	8,478
109-1-PI30	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x30	7,5	7,5	30	9,132
109-1-PI35	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x35	7,5	7,5	35	9,806
109-1-PI40	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x40	7,5	7,5	40	10,401
109-1-PI45	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x45	7,5	7,5	45	11,116
109-1-PI50	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x50	7,5	7,5	50	11,751
109-1-PI55	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x55	7,5	7,5	55	12,407
109-1-PI60	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x60	7,5	7,5	60	13,082
109-1-PI65	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x65	7,5	7,5	65	13,747
109-1-PI70	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x70	7,5	7,5	70	14,392
109-1-PI75	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x75	7,5	7,5	75	15,05
109-1-PI80	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x80	7,5	7,5	80	15,708
109-1-PI85	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x85	7,5	7,5	85	16,366
109-1-PI90	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x90	7,5	7,5	90	17,024
109-1-PI95	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x95	7,5	7,5	95	17,682
109-1-PI100	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x100	7,5	7,5	100	18,34
109-1-PI105	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x105	7,5	7,5	105	18,998
109-1-PI110	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x110	7,5	7,5	110	19,656
109-1-PI115	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x115	7,5	7,5	115	20,314
109-1-PI120	Tornillo Poliaxial Iliaco 7.5x120	7,5	7,5	120	20,972

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-PSI30	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x30	8	8	30	9,401
109-1-PSI35	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x35	8	8	35	10,125
109-1-PSI40	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x40	8	8	40	10,77
109-1-PSI45	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x45	8	8	45	11,537
109-1-PSI50	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x50	8	8	50	12,223
109-1-PSI55	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x55	8	8	55	12,931
109-1-PSI60	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x60	8	8	60	13,657
109-1-PSI65	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x65	8	8	65	14,374
109-1-PSI70	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x70	8	8	70	15,05
109-1-PSI75	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x75	8	8	75	15,752
109-1-PSI80	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x80	8	8	80	16,455
109-1-PSI85	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x85	8	8	85	17,157
109-1-PSI90	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x90	8	8	90	17,859
109-1-PSI95	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x95	8	8	95	18,561
109-1-PSI100	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x100	8	8	100	19,263
109-1-PSI105	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x105	8	8	105	19,965
109-1-PSI110	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x110	8	8	110	20,667
109-1-PSI115	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x115	8	8	115	21,369
109-1-PSI120	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco 8.0x120	8	8	120	22,071
109-1-PTAR20	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x20	4	4	20	9,182
109-1-PTAR25	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x25	4	4	25	9,337
109-1-PTAR30	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x30	4	4	30	9,492
109-1-PTAR35	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x35	4	4	35	9,647
109-1-PTAR40	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x40	4	4	40	9,802
109-1-PTAR45	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x45	4	4	45	9,954
109-1-PTAR50	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x50	4	4	50	10,108
109-1-PTAR55	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x55	4	4	55	10,26
109-1-PTAR60	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x60	4	4	60	10,414
109-1-PTAR65	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción 4.0x65	4	4	65	10,566
109-1-PMTR25	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 25	4,5	4,5	25	9,556
109-1-PMTR30	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 30	4,5	4,5	30	9,761
109-1-PMTR35	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 35	4,5	4,5	35	9,966
109-1-PMTR40	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 40	4,5	4,5	40	10,171
109-1-PMTR45	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 45	4,5	4,5	45	10,375
109-1-PMTR50	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 50	4,5	4,5	50	10,58
109-1-PMTR55	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 55	4,5	4,5	55	10,785
109-1-PMTR60	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 60	4,5	4,5	60	10,99
109-1-PMTR65	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción 4.5 x 65	4,5	4,5	65	11,195
109-1-PTR25	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x25	5	5	25	9,775
109-1-PTR-30	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x30	5	5	30	10,03

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-PTR-35	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x35	5	5	35	10,285
109-1-PTR-40	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x40	5	5	40	10,54
109-1-PTR45	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x45	5	5	45	10,795
109-1-PTR50	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x50	5	5	50	11,05
109-1-PTR55	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x55	5	5	55	11,305
109-1-PTR60	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x60	5	5	60	11,56
109-1-PTR65	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción 5.0x65	5	5	65	11,815
109-1-PLR25	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x25	6	6	25	10,268
109-1-PLR-30	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x30	6	6	30	10,644
109-1-PLR-35	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x35	6	6	35	11,02
109-1-PLR-40	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x40	6	6	40	11,394
109-1-PLR-45	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x45	6	6	45	11,768
109-1-PLR-50	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x50	6	6	50	12,145
109-1-PLR55	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x55	6	6	55	12,52
109-1-PLR60	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x60	6	6	60	12,896
109-1-PLR65	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción 6.0x65	6	6	65	13,271
109-1-PSLR25	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 25	6,5	6,5	25	10,487
109-1-PSLR30	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 30	6,5	6,5	30	10,913
109-1-PSLR35	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 35	6,5	6,5	35	11,339
109-1-PSLR40	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 40	6,5	6,5	40	11,763
109-1-PSLR45	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 45	6,5	6,5	45	12,189
109-1-PSLR50	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 50	6,5	6,5	50	12,617
109-1-PSLR55	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 55	6,5	6,5	55	13,042
109-1-PSLR60	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 60	6,5	6,5	60	13,466
109-1-PSLR65	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción 6.5 x 65	6,5	6,5	65	13,891
109-1-PSR25	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción 7.0x25	7	7	25	10,812
109-1-PSR30	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción 7.0x30	7	7	30	11,416
109-1-PSR35	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción 7.0x35	7	7	35	12,04
109-1-PSR40	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción 7.0x40	7	7	40	12,585
109-1-PSR45	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción 7.0x45	7	7	45	13,248
109-1-PSR50	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción 7.0x50	7	7	50	13,832
109-1-PSR55	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción 7.0x55	7	7	55	14,436
109-1-PSR60	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción 7.0x60	7	7	60	15,06
109-1-PSR65	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción 7.0x65	7	7	65	15,673
109-1-PSIR35	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x35	8	8	35	12,678
109-1-PSIR40	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x40	8	8	40	13,323
109-1-PSIR45	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x45	8	8	45	14,09
109-1-PSIR50	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x50	8	8	50	14,776
109-1-PSIR55	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco de Reducción 8.0x55	8	8	55	15,484
109-2-C	Gancho Conector	9	9	15	3,096

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-2-CC	Gancho Conector Cadera	9	11	20	4,736
109-2-CL	Conector Barra en L	9	10	15	4,345
109-2-CP	Gancho Conector Pequeño	8	8	10	1,68
109-2-LM	Gancho Laminar Mediano	13	5,5	25,5	4,848
109-2-LMR	Gancho Laminar Mediano de Reducción	13	5,5	37,5	6,88
109-2-LT	Gancho Laminar Torácico	13	5,5	23,8	5,29
109-2-LTR	Gancho Laminar Torácico de Reducción	13	5,5	35,8	7,375
109-2-P	Gancho Pedicular	13	9	25,1	5,46
109-2-PR	Gancho Pedicular de Reducción	13	9	35,1	7,5
109-2-P14	Tornillo Gancho Pedicular x 14	4,2	4,2	14	0,315
109-2-P16	Tornillo Gancho Pedicular x 16	4,2	4,2	16	0,359
109-2-P18	Tornillo Gancho Pedicular x 18	4,2	4,2	18	0,401
109-2-P20	Tornillo Gancho Pedicular x 20	4,2	4,2	20	0,445
109-2-P25	Tornillo Gancho Pedicular x 25	4,2	4,2	25	0,489
109-2-P30	Tornillo Gancho Pedicular x 30	4,2	4,2	30	0,533
109-2-P35	Tornillo Gancho Pedicular x 35	4,2	4,2	35	0,577
109-2-TA1	Conector Transverso Ajustable 1	12	7,5	45	7,19
109-2-TA2	Conector Transverso Ajustable 2	12	7,5	49	7,42
109-2-TA3	Conector Transverso Ajustable 3	12	7,5	57	7,8
109-2-TA4	Conector Transverso Ajustable 4	12	7,5	75	8,81
109-2-TA5	Conector Transverso Ajustable 5	12	7,5	105	10,66
109-2-TA6	Conector Transverso Ajustable 6	12	7,5	118	11,355
109-2-TA7	Conector Transverso Ajustable 7	12	7,5	136,6	12,428
109-2-TA8	Conector Transverso Ajustable 8	12	7,5	155,2	13,501
109-2-CI01	Conector Iliaco Neutro x 20	14	15	20	7,987
109-2-CI02	Conector Iliaco Neutro x 25	14	15	25	8,614
109-2-CI03	Conector Iliaco Neutro x 30	14	15	30	9,24
109-2-CI04	Conector Iliaco Neutro x 40	14	15	40	10,492
109-2-CI05	Conector Iliaco 75 Grados x 20	14	15	20	7,987
109-2-CI06	Conector Iliaco 75 Grados x 25	14	15	25	8,614
109-2-CI07	Conector Iliaco 75 Grados x 30	14	15	30	9,24
109-2-CI08	Conector Iliaco 75 Grados x 40	14	15	40	10,492
109-2-CI09	Conector Iliaco 105 Grados x 20	14	15	20	7,987
109-2-CI10	Conector Iliaco 105 Grados x 25	14	15	25	8,614
109-2-CI11	Conector Iliaco 105 Grados x 30	14	15	30	9,24
109-2-CI12	Conector Iliaco 105 Grados x 40	14	15	40	10,492
109-2-CI13	Conector Iliaco Bajo Perfil x 20	14	15	20	7,987
109-2-CI14	Conector Iliaco Bajo Perfil x 25	14	15	25	8,614
109-2-CI15	Conector Iliaco Bajo Perfil x 30	14	15	30	9,24
109-4-LC35	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 35	6	6	35	4,373

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-4-LC40	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 40	6	6	40	5
109-4-LC45	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 45	6	6	45	5,627
109-4-LC50	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 50	6	6	50	5,754
109-4-LC55	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 55	6	6	55	5,881
109-4-LC60	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 60	6	6	60	6,008
109-4-LC65	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 65	6	6	65	6,135
109-4-LC70	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 70	6	6	70	6,262
109-4-LC75	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 75	6	6	75	6,389
109-4-LC80	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 80	6	6	80	6,516
109-4-LC85	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 85	6	6	85	6,643
109-4-LC90	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 90	6	6	90	6,77
109-4-LC95	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 95	6	6	95	6,897
109-4-LC100	Barra Longitudinal Curvada 6.0 X 100	6	6	100	7,024
109-4-EL	Barra de Extensión en L	6	6	80	6,43
109-4-L-30	Barra Longitudinal 6.0 X 30	6	6	30	3,746
109-4-L-40	Barra Longitudinal 6.0 X 40	6	6	40	5
109-4-L-50	Barra Longitudinal 6.0 X 50	6	6	50	6,254
109-4-L-60	Barra Longitudinal 6.0 X 60	6	6	60	7,508
109-4-L-70	Barra Longitudinal 6.0 X 70	6	6	70	8,762
109-4-L-80	Barra Longitudinal 6.0 X 80	6	6	80	10,016
109-4-L-90	Barra Longitudinal 6.0 X 90	6	6	90	11,27
109-4-L-100	Barra Longitudinal 6.0 X 100	6	6	100	12,524
109-4-L-110	Barra Longitudinal 6.0 X 110	6	6	11	13,778
109-4-L-120	Barra Longitudinal 6.0 X 120	6	6	120	15,032
109-4-L-130	Barra Longitudinal 6.0 X 130	6	6	130	16,286
109-4-L-140	Barra Longitudinal 6.0 X 140	6	6	140	17,54
109-4-L-150	Barra Longitudinal 6.0 X 150	6	6	150	18,794
109-4-L-165	Barra Longitudinal 6.0 X 165	6	6	165	20,658
109-4-L-180	Barra Longitudinal 6.0 X 180	6	6	180	22,556
109-4-L-210	Barra Longitudinal 6.0 X 210	6	6	210	26,318
109-4-L-250	Barra Longitudinal 6.0 X 250	6	6	250	31,28
109-4-L-300	Barra Longitudinal 6.0 X 300	6	6	300	37,549
109-4-L-350	Barra Longitudinal 6.0 X 350	6	6	350	43,811
109-4-L-400	Barra Longitudinal 6.0 X 400	6	6	400	50,074
109-4-L-480	Barra Longitudinal 6.0 X 480	6	6	480	60,094
109-4-L-500	Barra Longitudinal 6.0 X 500	6	6	500	62,6
109-4-L-510	Barra Longitudinal 6.0 X 510	6	6	510	63,852
109-4-LE260	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 X 260	6	6	260	32,19
109-4-LE300	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 X 300	6	6	300	37,19
109-4-LE340	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 X 340	6	6	340	42,19

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-4-LE380	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 X 380	6	6	380	47,19
109-4-LE420	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 X 420	6	6	420	52,19
109-4-LE450	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 X 450	6	6	450	56,19
109-4-LE460	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 X 460	6	6	460	57,19
109-4-LE480	Barra Longitudinal para Escoliosis 6.0 X 480	6	6	480	62,19
109-4-LL500	Barra Longitudinal Luque por 500	6	6	500	65,171
109-4-AL1	Amarra Barra Luque L1	3,2	4	220	2,287
109-4-AL2	Amarra Barra Luque L2	3,2	4	250	2,588
109-4-AL3	Amarra Barra Luque L3	3,2	4	300	3,089
109-4-T-30	Barra Transversa X 30	3,18	3,18	30	1,05
109-4-T-35	Barra Transversa X 35	3,18	3,18	35	1,225
109-4-T-40	Barra Transversa X 40	3,18	3,18	40	1,4
109-4-T-45	Barra Transversa X 45	3,18	3,18	45	1,75
109-4-T-50	Barra Transversa X 50	3,18	3,18	50	1,925
109-4-T-60	Barra Transversa X 60	3,18	3,18	60	2,1
109-4-T-70	Barra Transversa X 70	3,18	3,18	70	2,45
109-4-T-80	Barra Transversa X 80	3,18	3,18	80	2,8
109-4-T-90	Barra Transversa X 90	3,18	3,18	90	3,15
109-4-T-100	Barra Transversa X 100	3,18	3,18	100	3,5
109-1-MTAS20	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x20	4	4	20	4,848
109-1-MTAS25	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x25	4	4	25	5,003
109-1-MTAS30	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x30	4	4	30	5,159
109-1-MTAS35	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x35	4	4	35	5,314
109-1-MTAS40	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x40	4	4	40	5,47
109-1-MTAS45	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x45	4	4	45	5,621
109-1-MTAS50	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x50	4	4	50	5,775
109-1-MTAS55	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x55	4	4	55	5,927
109-1-MTAS60	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x60	4	4	60	6,081
109-1-MTAS65	Tornillo Monoaxial Torácico Alto Speed 4.0x65	4	4	65	6,233
109-1-MMTS20	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x20	4,5	4,5	20	5,017
109-1-MMTS25	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x25	4,5	4,5	25	5,222
109-1-MMTS30	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x30	4,5	4,5	30	5,428
109-1-MMTS35	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x35	4,5	4,5	35	5,633
109-1-MMTS40	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x40	4,5	4,5	40	5,839
109-1-MMTS45	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x45	4,5	4,5	45	6,042
109-1-MMTS50	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x50	4,5	4,5	50	6,247
109-1-MMTS55	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x55	4,5	4,5	55	6,451
109-1-MMTS60	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x60	4,5	4,5	60	6,656
109-1-MMTS65	Tornillo Monoaxial Minitorácico Speed 4.5x65	4,5	4,5	65	6,86
109-1-MTS20	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 20	5	5	20	5,107

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-MTS25	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 25	5	5	25	5,378
109-1-MTS30	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 30	5	5	30	5,649
109-1-MTS35	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 35	5	5	35	5,92
109-1-MTS40	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 40	5	5	40	6,192
109-1-MTS45	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 45	5	5	45	6,463
109-1-MTS50	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 50	5	5	50	6,719
109-1-MTS55	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 55	5	5	55	6,975
109-1-MTS60	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 60	5	5	60	7,231
109-1-MTS65	Tornillo Monoaxial Torácico Speed 5.0 x 65	5	5	65	7,487
109-1-MTLS20	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Speed 5.5x20	5,5	5,5	20	5,554
109-1-MTLS25	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Speed 5.5x25	5,5	5,5	25	5,879
109-1-MTLS30	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Speed 5.5x30	5,5	5,5	30	6,203
109-1-MTLS35	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Speed 5.5x35	5,5	5,5	35	6,528
109-1-MTLS40	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Speed 5.5x40	5,5	5,5	40	6,852
109-1-MTLS45	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Speed 5.5x45	5,5	5,5	45	7,176
109-1-MTLS50	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Speed 5.5x50	5,5	5,5	50	7,499
109-1-MTLS55	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Speed 5.5x55	5,5	5,5	55	7,821
109-1-MTLS60	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Speed 5.5x60	5,5	5,5	60	8,145
109-1-MTLS65	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Speed 5.5x65	5,5	5,5	65	8,468
109-1-MLS20	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 20	6	6	20	5,569
109-1-MLS25	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 25	6	6	25	5,939
109-1-MLS30	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 30	6	6	30	6,309
109-1-MLS35	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 35	6	6	35	6,679
109-1-MLS40	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 40	6	6	40	7,049
109-1-MLS45	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 45	6	6	45	7,419
109-1-MLS50	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 50	6	6	50	7,79
109-1-MLS55	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 55	6	6	55	8,16
109-1-MLS60	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 60	6	6	60	8,531
109-1-MLS65	Tornillo Monoaxial Lumbar Speed 6.0 x 65	6	6	65	8,901
109-1-MSLS20	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 20	6,5	6,5	20	5,893
109-1-MSLS25	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 25	6,5	6,5	25	6,317
109-1-MSLS30	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 30	6,5	6,5	30	6,741
109-1-MSLS35	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 35	6,5	6,5	35	7,166
109-1-MSLS40	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 40	6,5	6,5	40	7,59
109-1-MSLS45	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 45	6,5	6,5	45	8,018
109-1-MSLS50	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 50	6,5	6,5	50	8,443
109-1-MSLS55	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 55	6,5	6,5	55	8,869
109-1-MSLS60	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 60	6,5	6,5	60	9,295
109-1-MSLS65	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 65	6,5	6,5	65	9,722
109-1-MSS25	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 25	7	7	25	6,536

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-MSS30	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 30	7	7	30	7,01
109-1-MSS35	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 35	7	7	35	7,485
109-1-MSS40	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 40	7	7	40	7,959
109-1-MSS45	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 45	7	7	45	8,439
109-1-MSS50	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 50	7	7	50	8,915
109-1-MSS55	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 55	7	7	55	9,393
109-1-MSS60	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 60	7	7	60	9,87
109-1-MSS65	Tornillo Monoaxial Sacro Speed 7.0 x 65	7	7	65	10,349
109-1-MIS25	Tornillo Monoaxial Iliaco Speed 7.5x25	7,5	7,5	25	6,755
109-1-MIS30	Tornillo Monoaxial Iliaco Speed 7.5x30	7,5	7,5	30	7,279
109-1-MIS35	Tornillo Monoaxial Iliaco Speed 7.5x35	7,5	7,5	35	7,804
109-1-MIS40	Tornillo Monoaxial Iliaco Speed 7.5x40	7,5	7,5	40	8,328
109-1-MIS45	Tornillo Monoaxial Iliaco Speed 7.5x45	7,5	7,5	45	8,86
109-1-MIS50	Tornillo Monoaxial Iliaco Speed 7.5x50	7,5	7,5	50	9,387
109-1-MIS55	Tornillo Monoaxial Iliaco Speed 7.5x55	7,5	7,5	55	9,917
109-1-MIS60	Tornillo Monoaxial Iliaco Speed 7.5x60	7,5	7,5	60	10,445
109-1-MIS65	Tornillo Monoaxial Iliaco Speed 7.5x65	7,5	7,5	65	10,976
109-1-MSIS25	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco Speed 8.0x25	8	8	25	6,974
109-1-MSIS30	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco Speed 8.0x30	8	8	30	7,548
109-1-MSIS35	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco Speed 8.0x35	8	8	35	8,123
109-1-MSIS40	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco Speed 8.0x40	8	8	40	8,697
109-1-MSIS45	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco Speed 8.0x45	8	8	45	9,281
109-1-MSIS50	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco Speed 8.0x50	8	8	50	9,859
109-1-MSIS55	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco Speed 8.0x55	8	8	55	10,441
109-1-MSIS60	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco Speed 8.0x60	8	8	60	11,02
109-1-MSIS65	Tornillo Monoaxial Sacroiliaco Speed 8.0x65	8	8	65	11,603
109-1-MS85025	Tornillo Monoaxial Speed 8.5x25	8.5	8.5	25	7.406
109-1-MS85030	Tornillo Monoaxial Speed 8.5x30	8.5	8.5	30	8.19
109-1-MS85035	Tornillo Monoaxial Speed 8.5x35	8.5	8.5	35	8.974
109-1-MS85040	Tornillo Monoaxial Speed 8.5x40	8.5	8.5	40	9.758
109-1-MS85045	Tornillo Monoaxial Speed 8.5x45	8.5	8.5	45	10.542
109-1-MS85050	Tornillo Monoaxial Speed 8.5x50	8.5	8.5	50	11.326
109-1-MS85055	Tornillo Monoaxial Speed 8.5x55	8.5	8.5	55	12.11
109-1-MS85060	Tornillo Monoaxial Speed 8.5x60	8.5	8.5	60	12.894
109-1-MS85065	Tornillo Monoaxial Speed 8.5x65	8.5	8.5	65	13.678
109-1-MTARS20	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x20	4	4	20	7,401
109-1-MTARS25	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x25	4	4	25	7,556
109-1-MTARS30	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x30	4	4	30	7,712
109-1-MTARS35	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x35	4	4	35	7,867
109-1-MTARS40	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x40	4	4	40	8,023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-MTARS45	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x45	4	4	45	8,174
109-1-MTARS50	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x50	4	4	50	8,328
109-1-MTARS55	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x55	4	4	55	8,48
109-1-MTARS60	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x60	4	4	60	8,634
109-1-MTARS65	Tornillo Monoaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x65	4	4	65	8,786
109-1-MMTRS25	Tornillo Monoaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x25	4,5	4,5	25	7,775
109-1-MMTRS30	Tornillo Monoaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x30	4,5	4,5	30	7,981
109-1-MMTRS35	Tornillo Monoaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x35	4,5	4,5	35	8,186
109-1-MMTRS40	Tornillo Monoaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x40	4,5	4,5	40	8,392
109-1-MMTRS45	Tornillo Monoaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x45	4,5	4,5	45	8,595
109-1-MMTRS50	Tornillo Monoaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x50	4,5	4,5	50	8,8
109-1-MMTRS55	Tornillo Monoaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x55	4,5	4,5	55	9,004
109-1-MMTRS60	Tornillo Monoaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x60	4,5	4,5	60	9,209
109-1-MMTRS65	Tornillo Monoaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x65	4,5	4,5	65	9,413
109-1-MTRS25	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción Speed 5.0 x 25	5	5	25	7,994
109-1-MTRS30	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción Speed 5.0 x 30	5	5	30	8,25
109-1-MTRS35	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción Speed 5.0 x 35	5	5	35	8,505
109-1-MTRS40	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción Speed 5.0 x 40	5	5	40	8,761
109-1-MTRS45	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción Speed 5.0 x 45	5	5	45	9,016
109-1-MTRS50	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción Speed 5.0 x 50	5	5	50	9,272
109-1-MTRS55	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción Speed 5.0 x 55	5	5	55	9,528
109-1-MTRS60	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción Speed 5.0 x 60	5	5	60	9,784
109-1-MTRS65	Tornillo Monoaxial Torácico de Reducción Speed 5.0 x 65	5	5	65	10,04
109-1-MTLRS25	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x25	5,5	5,5	25	8,432
109-1-MTLRS30	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x30	5,5	5,5	30	8,756
109-1-MTLRS35	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x35	5,5	5,5	35	9,081
109-1-MTLRS40	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x40	5,5	5,5	40	9,405
109-1-MTLRS45	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x45	5,5	5,5	45	9,729
109-1-MTLRS50	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x50	5,5	5,5	50	10,052
109-1-MTLRS55	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x55	5,5	5,5	55	10,374
109-1-MTLRS60	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x60	5,5	5,5	60	10,698
109-1-MTLRS65	Tornillo Monoaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x65	5,5	5,5	65	11,021
109-1-MLRS25	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0 x 25	6	6	25	8,492
109-1-MLRS30	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0 x 30	6	6	30	8,862
109-1-MLRS35	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0 x 35	6	6	35	9,232
109-1-MLRS40	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0 x 40	6	6	40	9,602
109-1-MLRS45	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0 x 45	6	6	45	9,972
109-1-MLRS50	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0 x 50	6	6	50	10,343
109-1-MLRS55	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0 x 55	6	6	55	10,713
109-1-MLRS60	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0 x 60	6	6	60	11,084

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-MLRS65	Tornillo Monoaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0 x 65	6	6	65	11,454
109-1-MSLRS25	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 25	6,5	6,5	25	8,87
109-1-MSLRS30	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 30	6,5	6,5	30	9,294
109-1-MSLRS35	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 35	6,5	6,5	35	9,719
109-1-MSLRS40	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 40	6,5	6,5	40	10,143
109-1-MSLRS45	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 45	6,5	6,5	45	10,571
109-1-MSLRS50	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 50	6,5	6,5	50	10,996
109-1-MSLRS55	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 55	6,5	6,5	55	11,422
109-1-MSLRS60	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 60	6,5	6,5	60	11,848
109-1-MSLRS65	Tornillo Monoaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 65	6,5	6,5	65	12,275
109-1-MSRS25	Tornillo Monoaxial Sacro de Reducción Speed 7.0 x 25	7	7	25	9,089
109-1-MSRS30	Tornillo Monoaxial Sacro de Reducción Speed 7.0 x 30	7	7	30	9,563
109-1-MSRS35	Tornillo Monoaxial Sacro de Reducción Speed 7.0 x 35	7	7	35	10,038
109-1-MSRS40	Tornillo Monoaxial Sacro de Reducción Speed 7.0 x 40	7	7	40	10,512
109-1-MSRS45	Tornillo Monoaxial Sacro de Reducción Speed 7.0 x 45	7	7	45	10,992
109-1-MSRS50	Tornillo Monoaxial Sacro de Reducción Speed 7.0 x 50	7	7	50	11,468
109-1-MSRS55	Tornillo Monoaxial Sacro de Reducción Speed 7.0 x 55	7	7	55	11,946
109-1-MSRS60	Tornillo Monoaxial Sacro de Reducción Speed 7.0 x 60	7	7	60	12,423
109-1-MSRS65	Tornillo Monoaxial Sacro de Reducción Speed 7.0 x 65	7	7	65	12,902
109-1-PTAS20	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x20	4	4	20	6,808
109-1-PTAS25	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x25	4	4	25	6,992
109-1-PTAS30	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x30	4	4	30	7,176
109-1-PTAS35	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x35	4	4	35	7,36
109-1-PTAS40	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x40	4	4	40	7,544
109-1-PTAS45	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x45	4	4	45	7,728
109-1-PTAS50	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x50	4	4	50	7,912
109-1-PTAS55	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x55	4	4	55	8,096
109-1-PTAS60	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x60	4	4	60	8,28
109-1-PTAS65	Tornillo Poliaxial Torácico Alto Speed 4.0x65	4	4	65	8,464
109-1-PMTS25	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x25	4,5	4,5	25	7,12
109-1-PMTS30	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x30	4,5	4,5	30	7,341
109-1-PMTS35	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x35	4,5	4,5	35	7,562
109-1-PMTS40	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x40	4,5	4,5	40	7,784
109-1-PMTS45	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x45	4,5	4,5	45	8,008
109-1-PMTS50	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x50	4,5	4,5	50	8,235
109-1-PMTS55	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x55	4,5	4,5	55	8,46
109-1-PMTS60	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x60	4,5	4,5	60	8,686
109-1-PMTS65	Tornillo Poliaxial Minitorácico Speed 4.5x65	4,5	4,5	65	8,911
109-1-PTS25	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x25	5	5	25	7,317
109-1-PTS30	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x30	5	5	30	7,585

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-PTS35	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x35	5	5	35	7,854
109-1-PTS40	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x40	5	5	40	8,122
109-1-PTS45	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x45	5	5	45	8,391
109-1-PTS50	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x50	5	5	50	8,667
109-1-PTS55	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x55	5	5	55	8,936
109-1-PTS60	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x60	5	5	60	9,206
109-1-PTS65	Tornillo Poliaxial Torácico Speed 5.0x65	5	5	65	9,477
109-1-PTLS25	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x25	5,5	5,5	25	7,513
109-1-PTLS30	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x30	5,5	5,5	30	7,828
109-1-PTLS35	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x35	5,5	5,5	35	8,149
109-1-PTLS40	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x40	5,5	5,5	40	8,461
109-1-PTLS45	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x45	5,5	5,5	45	8,776
109-1-PTLS50	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x50	5,5	5,5	50	9,097
109-1-PTLS55	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x55	5,5	5,5	55	9,42
109-1-PTLS60	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x60	5,5	5,5	60	9,734
109-1-PTLS65	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Speed 5.5x65	5,5	5,5	65	10,051
109-1-PLS25	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x25	6	6	25	7,723
109-1-PLS30	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x30	6	6	30	8,092
109-1-PLS35	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x35	6	6	35	8,461
109-1-PLS40	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x40	6	6	40	8,83
109-1-PLS45	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x45	6	6	45	9,198
109-1-PLS50	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x50	6	6	50	9,571
109-1-PLS55	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x55	6	6	55	9,942
109-1-PLS60	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x60	6	6	60	10,313
109-1-PLS65	Tornillo Poliaxial Lumbar Speed 6.0x65	6	6	65	10,684
109-1-PSLS25	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 25	6,5	6,5	25	7,761
109-1-PSLS30	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 30	6,5	6,5	30	8,405
109-1-PSLS35	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 35	6,5	6,5	35	8,959
109-1-PSLS40	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 40	6,5	6,5	40	9,513
109-1-PSLS45	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 45	6,5	6,5	45	10,167
109-1-PSLS50	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 50	6,5	6,5	50	10,821
109-1-PSLS55	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 55	6,5	6,5	55	11,475
109-1-PSLS60	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 60	6,5	6,5	60	12,049
109-1-PSLS65	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar Speed 6.5 x 65	6,5	6,5	65	12,666
109-1-PSS25	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x25	7	7	25	8,292
109-1-PSS30	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x30	7	7	30	8,863
109-1-PSS35	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x35	7	7	35	9,487
109-1-PSS40	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x40	7	7	40	10,032
109-1-PSS45	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x45	7	7	45	10,695
109-1-PSS50	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x50	7	7	50	11,75

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-PSS55	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x55	7	7	55	12,295
109-1-PSS60	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x60	7	7	60	12,84
109-1-PSS65	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x65	7	7	65	13,385
109-1-PSS70	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x70	7	7	70	13,93
109-1-PSS75	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x75	7	7	75	14,475
109-1-PSS80	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x80	7	7	80	12,455
109-1-PSS85	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x85	7	7	85	15,565
109-1-PSS90	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x90	7	7	90	16,11
109-1-PSS95	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x95	7	7	95	16,655
109-1-PSS100	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x100	7	7	100	17,2
109-1-PSS105	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x105	7	7	105	17,745
109-1-PSS110	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x110	7	7	110	18,29
109-1-PSS115	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x115	7	7	115	18,835
109-1-PSS120	Tornillo Poliaxial Sacro Speed 7.0x120	7	7	120	19,38
109-1-PIS25	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x25	7,5	7,5	25	8,823
109-1-PIS30	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x30	7,5	7,5	30	9,321
109-1-PIS35	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x35	7,5	7,5	35	10,015
109-1-PIS40	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x40	7,5	7,5	40	10,551
109-1-PIS45	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x45	7,5	7,5	45	11,223
109-1-PIS50	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x50	7,5	7,5	50	12,679
109-1-PIS55	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x55	7,5	7,5	55	13,115
109-1-PIS60	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x60	7,5	7,5	60	13,631
109-1-PIS65	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x65	7,5	7,5	65	14,104
109-1-PIS70	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x70	7,5	7,5	70	14,577
109-1-PIS75	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x75	7,5	7,5	75	15,122
109-1-PIS80	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x80	7,5	7,5	80	13,102
109-1-PIS85	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x85	7,5	7,5	85	16,212
109-1-PIS90	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x90	7,5	7,5	90	16,757
109-1-PIS95	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x95	7,5	7,5	95	17,302
109-1-PIS100	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x100	7,5	7,5	100	17,847
109-1-PIS105	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x105	7,5	7,5	105	18,392
109-1-PIS110	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x110	7,5	7,5	110	18,937
109-1-PIS115	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x115	7,5	7,5	115	19,482
109-1-PIS120	Tornillo Poliaxial Iliaco Speed 7.5x120	7,5	7,5	120	20,027
109-1-PSIS25	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x25	8	8	25	9,354
109-1-PSIS30	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x30	8	8	30	9,779
109-1-PSIS35	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x35	8	8	35	10,543
109-1-PSIS40	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x40	8	8	40	11,07
109-1-PSIS45	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x45	8	8	45	11,751
109-1-PSIS50	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x50	8	8	50	13,608

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-PSIS55	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x55	8	8	55	13,935
109-1-PSIS60	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x60	8	8	60	14,422
109-1-PSIS65	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x65	8	8	65	14,823
109-1-PSIS70	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x70	8	8	70	15,224
109-1-PSIS75	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x75	8	8	75	15,769
109-1-PSIS80	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x80	8	8	80	13,749
109-1-PSIS85	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x85	8	8	85	16,859
109-1-PSIS90	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x90	8	8	90	17,404
109-1-PSIS95	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x95	8	8	95	17,949
109-1-PSIS100	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x100	8	8	100	18,494
109-1-PSIS105	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x105	8	8	105	19,039
109-1-PSIS110	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x110	8	8	110	19,584
109-1-PSIS115	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x115	8	8	115	20,129
109-1-PSIS120	Tornillo Poliaxial Sacroiliaco Speed 8.0x120	8	8	120	20,674
109-1-PS85025	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x25	8.5	8.5	25	7.406
109-1-PS85030	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x30	8.5	8.5	25	7.406
109-1-PS85035	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x35	8.5	8.5	30	8.19
109-1-PS85040	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x40	8.5	8.5	35	8.974
109-1-PS85045	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x45	8.5	8.5	40	9.758
109-1-PS85050	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x50	8.5	8.5	45	10.542
109-1-PS85055	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x55	8.5	8.5	50	11.326
109-1-PS85060	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x60	8.5	8.5	55	12.11
109-1-PS85065	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x65	8.5	8.5	60	12.894
109-1-PS85070	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x70	8.5	8.5	65	13.678
109-1-PS85075	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x75	8.5	8.5	70	14.462
109-1-PS85080	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x80	8.5	8.5	75	15.246
109-1-PS85085	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x85	8.5	8.5	80	16.03
109-1-PS85090	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x90	8.5	8.5	85	16.814
109-1-PS85095	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x95	8.5	8.5	90	17.598
109-1-PS85100	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x100	8.5	8.5	95	18.382
109-1-PS85105	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x105	8.5	8.5	100	19.166
109-1-PS85110	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x110	8.5	8.5	105	19.95
109-1-PS85115	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x115	8.5	8.5	110	20.734
109-1-PS85120	Tornillo Poliaxial Speed 8.5x120	8.5	8.5	115	21.518
109-1-PTARS20	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x20	4	4	20	9,361
109-1-PTARS25	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x25	4	4	25	9,545
109-1-PTARS30	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x30	4	4	30	9,729
109-1-PTARS35	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x35	4	4	35	9,913
109-1-PTARS40	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x40	4	4	40	10,097
109-1-PTARS45	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x45	4	4	45	10,281

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-PTARS50	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x50	4	4	50	10,465
109-1-PTARS55	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x55	4	4	55	10,649
109-1-PTARS60	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x60	4	4	60	10,833
109-1-PTARS65	Tornillo Poliaxial Torácico Alto de Reducción Speed 4.0x65	4	4	65	11,017
109-1-PMTRS25	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x25	4,5	4,5	25	9,672
109-1-PMTRS30	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x30	4,5	4,5	30	9,894
109-1-PMTRS35	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x35	4,5	4,5	35	10,115
109-1-PMTRS40	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x40	4,5	4,5	40	10,337
109-1-PMTRS45	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x45	4,5	4,5	45	10,561
109-1-PMTRS50	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x50	4,5	4,5	50	10,788
109-1-PMTRS55	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x55	4,5	4,5	55	11,013
109-1-PMTRS60	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x60	4,5	4,5	60	11,239
109-1-PMTRS65	Tornillo Poliaxial Mini Torácico de Reducción Speed 4.5x65	4,5	4,5	65	11,464
109-1-PTRS25	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x25	5	5	25	9,869
109-1-PTRS30	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x30	5	5	30	10,138
109-1-PTRS35	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x35	5	5	35	10,407
109-1-PTRS40	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x40	5	5	40	10,675
109-1-PTRS45	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x45	5	5	45	10,944
109-1-PTRS50	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x50	5	5	50	11,213
109-1-PTRS55	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x55	5	5	55	11,481
109-1-PTRS60	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x60	5	5	60	11,75
109-1-PTRS65	Tornillo Poliaxial Torácico de Reducción Speed 5.0x65	5	5	65	12,018
109-1-PTLRS25	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x25	5,5	5,5	25	10,0745
109-1-PTLRS30	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x30	5,5	5,5	30	10,388
109-1-PTLRS35	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x35	5,5	5,5	35	10,702
109-1-PTLRS40	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x40	5,5	5,5	40	11,014
109-1-PTLRS45	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x45	5,5	5,5	45	11,329
109-1-PTLRS50	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x50	5,5	5,5	50	11,65
109-1-PTLRS55	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x55	5,5	5,5	55	11,967
109-1-PTLRS60	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x60	5,5	5,5	60	12,285
109-1-PTLRS65	Tornillo Poliaxial Toracolumbar Reducción Speed 5.5x65	5,5	5,5	65	12,603
109-1-PLRS25	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x25	6	6	25	10,276
109-1-PLRS30	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x30	6	6	30	10,645
109-1-PLRS35	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x35	6	6	35	11,014
109-1-PLRS40	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x40	6	6	40	11,383
109-1-PLRS45	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x45	6	6	45	11,751
109-1-PLRS50	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x50	6	6	50	12,124
109-1-PLRS55	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x55	6	6	55	12,494
109-1-PLRS60	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x60	6	6	60	12,864
109-1-PLRS65	Tornillo Poliaxial Lumbar de Reducción Speed 6.0x65	6	6	65	13,235

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-PSLRS25	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 25	6,5	6,5	25	10,314
109-1-PSLRS30	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 30	6,5	6,5	30	10,958
109-1-PSLRS35	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 35	6,5	6,5	35	11,512
109-1-PSLRS40	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 40	6,5	6,5	40	12,066
109-1-PSLRS45	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 45	6,5	6,5	45	12,72
109-1-PSLRS50	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 50	6,5	6,5	50	13,374
109-1-PSLRS55	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 55	6,5	6,5	55	14,028
109-1-PSLRS60	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 60	6,5	6,5	60	14,602
109-1-PSLRS65	Tornillo Poliaxial Sacrolumbar de Reducción Speed 6.5 x 65	6,5	6,5	65	15,219
109-1-PSRS25	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x25	7	7	25	10,812
109-1-PSRS30	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x30	7	7	30	11,416
109-1-PSRS35	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x35	7	7	35	12,04
109-1-PSRS40	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x40	7	7	40	12,585
109-1-PSRS45	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x45	7	7	45	13,248
109-1-PSRS50	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x50	7	7	50	14,303
109-1-PSRS55	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x55	7	7	55	15,097
109-1-PSRS60	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x60	7	7	60	15,956
109-1-PSRS65	Tornillo Poliaxial Sacro de Reducción Speed 7.0x65	7	7	65	16,815
109-1-PSRS70	TORNILLO POLIAXIAL SACRO DE REDUCCION SPEED 7.0X70	7	7	70	15.93
109-1-PSRS75	TORNILLO POLIAXIAL SACRO DE REDUCCION SPEED 7.0X75	7	7	75	16.48
109-1-PSRS80	TORNILLO POLIAXIAL SACRO DE REDUCCION SPEED 7.0X80	7	7	80	17.02
109-1-PSRS85	TORNILLO POLIAXIAL SACRO DE REDUCCION SPEED 7.0X85	7	7	85	17.57
109-1-PSRS90	TORNILLO POLIAXIAL SACRO DE REDUCCION SPEED 7.0X90	7	7	90	18.11
109-1-PSRS95	TORNILLO POLIAXIAL SACRO DE REDUCCION SPEED 7.0X95	7	7	95	18.66
109-1-PSRS100	TORNILLO POLIAXIAL SACRO DE REDUCCION SPEED 7.0X100	7	7	100	19.21
109-1-PSRS105	TORNILLO POLIAXIAL SACRO DE REDUCCION SPEED 7.0X105	7	7	105	19.75
109-1-PSRS110	TORNILLO POLIAXIAL SACRO DE REDUCCION SPEED 7.0X110	7	7	110	20.33
109-1-PSRS115	TORNILLO POLIAXIAL SACRO DE REDUCCION SPEED 7.0X115	7	7	115	20.84
109-1-PSRS120	TORNILLO POLIAXIAL SACRO DE REDUCCION SPEED 7.0X120	7	7	120	21.39
109-1-PIRS25	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X25	7,5	7,5	25	11.312
109-1-PIRS30	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X30	7,5	7,5	30	11.958
109-1-PIRS35	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X35	7,5	7,5	35	12.606
109-1-PIRS40	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X40	7,5	7,5	40	13.252
109-1-PIRS45	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X45	7,5	7,5	45	13.897
109-1-PIRS50	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X50	7,5	7,5	50	14.544
109-1-PIRS55	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X55	7,5	7,5	55	14.544
109-1-PIRS60	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X60	7,5	7,5	60	15.837
109-1-PIRS65	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X65	7,5	7,5	65	16.483
109-1-PIRS70	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X70	7,5	7,5	70	17.127
109-1-PIRS75	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X75	7,5	7,5	75	17.779

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-PIRS80	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X80	7,5	7,5	80	18.419
109-1-PIRS85	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X85	7,5	7,5	85	19.069
109-1-PIRS90	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X90	7,5	7,5	90	19.715
109-1-PIRS95	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X95	7,5	7,5	95	20.361
109-1-PIRS100	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X100	7,5	7,5	100	21.008
109-1-PIRS105	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X105	7,5	7,5	105	21.650
109-1-PIRS110	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X110	7,5	7,5	110	22.305
109-1-PIRS115	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X115	7,5	7,5	115	22.947
109-1-PIRS120	TORNILLO POLIAXIAL ILIACO DE REDUCCION SPEED 7.5X120	7,5	7,5	120	23.593
109-1-CT25	Tornillo Canulado Torácico 5.0x25	5	5	25	7,01
109-1-CT30	Tornillo Canulado Torácico 5.0x30	5	5	30	7,22
109-1-CT35	Tornillo Canulado Torácico 5.0x35	5	5	35	7,43
109-1-CT40	Tornillo Canulado Torácico 5.0x40	5	5	40	7,63
109-1-CT45	Tornillo Canulado Torácico 5.0x45	5	5	45	7,87
109-1-CT50	Tornillo Canulado Torácico 5.0x50	5	5	50	8,08
109-1-CT55	Tornillo Canulado Torácico 5.0x55	5	5	55	8,29
109-1-CT60	Tornillo Canulado Torácico 5.0x60	5	5	60	8,51
109-1-CT65	Tornillo Canulado Torácico 5.0x65	5	5	65	8,72
109-1-CTL25	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x25	5,5	5,5	25	7,22
109-1-CTL30	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x30	5,5	5,5	30	7,53
109-1-CTL35	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x35	5,5	5,5	35	7,8
109-1-CTL40	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x40	5,5	5,5	40	8,07
109-1-CTL45	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x45	5,5	5,5	45	8,34
109-1-CTL50	Tornillo Canulado Toracolumbar 5.5x50	5,5	5,5	50	8,7
109-1-CL25	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x25	6	6	25	7,3
109-1-CL30	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x30	6	6	30	7,7
109-1-CL35	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x35	6	6	35	8,03
109-1-CL40	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x40	6	6	40	8,36
109-1-CL45	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x45	6	6	45	8,72
109-1-CL50	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x50	6	6	50	9,08
109-1-CL55	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x55	6	6	55	9,44
109-1-CL60	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x60	6	6	60	9,8
109-1-CL65	Tornillo Canulado Lumbar 6.0x65	6	6	65	10,16
109-1-CSL25	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 25	6,5	6,5	25	7,72
109-1-CSL30	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 30	6,5	6,5	30	8,12
109-1-CSL35	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 35	6,5	6,5	35	8,53
109-1-CSL40	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 40	6,5	6,5	40	8,94
109-1-CSL45	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 45	6,5	6,5	45	9,4
109-1-CSL50	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 50	6,5	6,5	50	9,8
109-1-CSL55	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 55	6,5	6,5	55	10,2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-CSL60	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 60	6,5	6,5	60	10,63
109-1-CSL65	Tornillo Canulado Sacrolumbar 6.5 x 65	6,5	6,5	65	11,04
109-1-CS25	Tornillo Canulado Sacro 7.0x25	7	7	25	8,13
109-1-CS30	Tornillo Canulado Sacro 7.0x30	7	7	30	8,63
109-1-CS35	Tornillo Canulado Sacro 7.0x35	7	7	35	9,13
109-1-CS40	Tornillo Canulado Sacro 7.0x40	7	7	40	9,63
109-1-CS45	Tornillo Canulado Sacro 7.0x45	7	7	45	10,13
109-1-CS50	Tornillo Canulado Sacro 7.0x50	7	7	50	10,63
109-1-CS55	Tornillo Canulado Sacro 7.0x55	7	7	55	11,13
109-1-CS60	Tornillo Canulado Sacro 7.0x60	7	7	60	11,63
109-1-CS65	Tornillo Canulado Sacro 7.0x65	7	7	65	12,13
109-1-CI25	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x25	7,5	7,5	25	8,65
109-1-CI30	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x30	7,5	7,5	30	9,2
109-1-CI35	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x35	7,5	7,5	35	9,75
109-1-CI40	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x40	7,5	7,5	40	10,25
109-1-CI45	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x45	7,5	7,5	45	10,8
109-1-CI50	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x50	7,5	7,5	50	11,3
109-1-CI55	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x55	7,5	7,5	55	11,85
109-1-CI60	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x60	7,5	7,5	60	12,35
109-1-CI65	Tornillo Canulado Ilíaco 7.5x65	7,5	7,5	65	12,9
109-1-CTR25	TORNILLO CANULADO TORACICO DE REDUCCION 5.0X25	5	5	25	9.668
109-1-CTR30	TORNILLO CANULADO TORACICO DE REDUCCION 5.0X30	5	5	30	9.893
109-1-CTR35	TORNILLO CANULADO TORACICO DE REDUCCION 5.0X35	5	5	35	10.118
109-1-CTR40	TORNILLO CANULADO TORACICO DE REDUCCION 5.0X40	5	5	40	10.323
109-1-CTR45	TORNILLO CANULADO TORACICO DE REDUCCION 5.0X45	5	5	45	10.548
109-1-CTR50	TORNILLO CANULADO TORACICO DE REDUCCION 5.0X50	5	5	50	10.773
109-1-CTR55	TORNILLO CANULADO TORACICO DE REDUCCION 5.0X55	5	5	55	10.978
109-1-CTR60	TORNILLO CANULADO TORACICO DE REDUCCION 5.0X60	5	5	60	11.201
109-1-CTR65	TORNILLO CANULADO TORACICO DE REDUCCION 5.0X65	5	5	65	11.423
109-1-CTLR25	TORNILLO CANULADO TORACOLUMBAR DE REDUCCION 5.5X25	5,5	5,5	25	9.825
109-1-CTLR30	TORNILLO CANULADO TORACOLUMBAR DE REDUCCION 5.5X30	5,5	5,5	30	10.098
109-1-CTLR35	TORNILLO CANULADO TORACOLUMBAR DE REDUCCION 5.5X35	5,5	5,5	35	10.371
109-1-CTLR40	TORNILLO CANULADO TORACOLUMBAR DE REDUCCION 5.5X40	5,5	5,5	40	10.622
109-1-CTLR45	TORNILLO CANULADO TORACOLUMBAR DE REDUCCION 5.5X45	5,5	5,5	45	10.895
109-1-CTLR50	TORNILLO CANULADO TORACOLUMBAR DE REDUCCION 5.5X50	5,5	5,5	50	11.168
109-1-CTLR55	TORNILLO CANULADO TORACOLUMBAR DE REDUCCION 5.5X55	5,5	5,5	55	11.418
109-1-CTLR60	TORNILLO CANULADO TORACOLUMBAR DE REDUCCION 5.5X60	5,5	5,5	60	11.691
109-1-CTLR65	TORNILLO CANULADO TORACOLUMBAR DE REDUCCION 5.5X65	5,5	5,5	65	11.964
109-1-CLR25	TORNILLO CANULADO LUMBAR DE REDUCCION 6.0X25	6	6	25	10.016
109-1-CLR30	TORNILLO CANULADO LUMBAR DE REDUCCION 6.0X30	6	6	30	10.341

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-CLR35	TORNILLO CANULADO LUMBAR DE REDUCCION 6.0X35	6	6	35	10.666
109-1-CLR40	TORNILLO CANULADO LUMBAR DE REDUCCION 6.0X40	6	6	40	10.966
109-1-CLR45	TORNILLO CANULADO LUMBAR DE REDUCCION 6.0X45	6	6	45	11.290
109-1-CLR50	TORNILLO CANULADO LUMBAR DE REDUCCION 6.0X50	6	6	50	11.614
109-1-CLR55	TORNILLO CANULADO LUMBAR DE REDUCCION 6.0X55	6	6	55	11.915
109-1-CLR60	TORNILLO CANULADO LUMBAR DE REDUCCION 6.0X60	6	6	60	12.239
109-1-CLR65	TORNILLO CANULADO LUMBAR DE REDUCCION 6.0X65	6	6	65	12.564
109-1-CSLR25	TORNILLO CANULADO SACROLUMBAR DE REDUCCION 6.5X25	6,5	6,5	25	10.298
109-1-CSLR30	TORNILLO CANULADO SACROLUMBAR DE REDUCCION 6.5X30	6,5	6,5	30	10.707
109-1-CSLR35	TORNILLO CANULADO SACROLUMBAR DE REDUCCION 6.5X35	6,5	6,5	35	11.115
109-1-CSLR40	TORNILLO CANULADO SACROLUMBAR DE REDUCCION 6.5X40	6,5	6,5	40	11.495
109-1-CSLR45	TORNILLO CANULADO SACROLUMBAR DE REDUCCION 6.5X45	6,5	6,5	45	11.904
109-1-CSLR50	TORNILLO CANULADO SACROLUMBAR DE REDUCCION 6.5X50	6,5	6,5	50	12.311
109-1-CSLR55	TORNILLO CANULADO SACROLUMBAR DE REDUCCION 6.5X55	6,5	6,5	55	12.691
109-1-CSLR60	TORNILLO CANULADO SACROLUMBAR DE REDUCCION 6.5X60	6,5	6,5	60	13.100
109-1-CSLR65	TORNILLO CANULADO SACROLUMBAR DE REDUCCION 6.5X65	6,5	6,5	65	13.508
109-1-CSR25	TORNILLO CANULADO SACRO DE REDUCCION 7.0X25	7	7	25	10.661
109-1-CSR30	TORNILLO CANULADO SACRO DE REDUCCION 7.0X30	7	7	30	11.162
109-1-CSR35	TORNILLO CANULADO SACRO DE REDUCCION 7.0X35	7	7	35	11.663
109-1-CSR40	TORNILLO CANULADO SACRO DE REDUCCION 7.0X40	7	7	40	12.129
109-1-CSR45	TORNILLO CANULADO SACRO DE REDUCCION 7.0X45	7	7	45	12.631
109-1-CSR50	TORNILLO CANULADO SACRO DE REDUCCION 7.0X50	7	7	50	13.132
109-1-CSR55	TORNILLO CANULADO SACRO DE REDUCCION 7.0X55	7	7	55	13.600
109-1-CSR60	TORNILLO CANULADO SACRO DE REDUCCION 7.0X60	7	7	60	14.102
109-1-CSR65	TORNILLO CANULADO SACRO DE REDUCCION 7.0X65	7	7	65	14.602
109-1-CIR25	TORNILLO CANULADO ILIACO DE REDUCCION 7.5X25	7,5	7,5	25	11.026
109-1-CIR30	TORNILLO CANULADO ILIACO DE REDUCCION 7.5X30	7,5	7,5	30	11.628
109-1-CIR35	TORNILLO CANULADO ILIACO DE REDUCCION 7.5X35	7,5	7,5	35	12.230
109-1-CIR40	TORNILLO CANULADO ILIACO DE REDUCCION 7.5X40	7,5	7,5	40	12.793
109-1-CIR45	TORNILLO CANULADO ILIACO DE REDUCCION 7.5X45	7,5	7,5	45	13.395
109-1-CIR50	TORNILLO CANULADO ILIACO DE REDUCCION 7.5X50	7,5	7,5	50	14.013
109-1-CIR55	TORNILLO CANULADO ILIACO DE REDUCCION 7.5X55	7,5	7,5	55	14.561
109-1-CIR60	TORNILLO CANULADO ILIACO DE REDUCCION 7.5X60	7,5	7,5	60	15.163
109-1-CIR65	TORNILLO CANULADO ILIACO DE REDUCCION 7.5X65	7,5	7,5	65	15.764
109-1-C3530	Tornillo Canulado 3.5x30	3,5	3,5	30	0,81
109-1-C3532	Tornillo Canulado 3.5x32	3,5	3,5	32	0,85
109-1-C3534	Tornillo Canulado 3.5x34	3,5	3,5	34	0,89
109-1-C3536	Tornillo Canulado 3.5x36	3,5	3,5	36	0,93
109-1-C3538	Tornillo Canulado 3.5x38	3,5	3,5	38	0,97
109-1-C3540	Tornillo Canulado 3.5x40	3,5	3,5	40	1,01

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-C3542	Tornillo Canulado 3.5x42	3,5	3,5	42	1,05
109-1-C3544	Tornillo Canulado 3.5x44	3,5	3,5	44	1,09
109-1-C3546	Tornillo Canulado 3.5x46	3,5	3,5	46	2,03
109-1-C3548	Tornillo Canulado 3.5x48	3,5	3,5	48	2,07
109-1-C3550	Tornillo Canulado 3.5x50	3,5	3,5	50	3,01
109-1-C3552	Tornillo Canulado 3.5x52	3,5	3,5	52	3,05
109-1-C3554	Tornillo Canulado 3.5x54	3,5	3,5	54	3,09
109-1-C3556	Tornillo Canulado 3.5x56	3,5	3,5	56	4,03
109-1-C3558	Tornillo Canulado 3.5x58	3,5	3,5	58	4,07
109-1-C3560	Tornillo Canulado 3.5x60	3,5	3,5	60	5,01
109-1-C3562	Tornillo Canulado 3.5x62	3,5	3,5	62	5,05
109-1-C3564	Tornillo Canulado 3.5x64	3,5	3,5	64	5,09
109-1-C3566	Tornillo Canulado 3.5x66	3,5	3,5	66	6,03
109-1-C3568	Tornillo Canulado 3.5x68	3,5	3,5	68	6,07
109-1-C3570	Tornillo Canulado 3.5x70	3,5	3,5	70	7,01
109-1-C4030	Tornillo Canulado 4.0x30	4,0	4,0	30	1,07
109-1-C4032	Tornillo Canulado 4.0x32	4,0	4,0	32	1,13
109-1-C4034	Tornillo Canulado 4.0x34	4,0	4,0	34	1,19
109-1-C4036	Tornillo Canulado 4.0x36	4,0	4,0	36	1,25
109-1-C4038	Tornillo Canulado 4.0x38	4,0	4,0	38	1,31
109-1-C4040	Tornillo Canulado 4.0x40	4,0	4,0	40	1,37
109-1-C4042	Tornillo Canulado 4.0x42	4,0	4,0	42	1,43
109-1-C4044	Tornillo Canulado 4.0x44	4,0	4,0	44	1,49
109-1-C4046	Tornillo Canulado 4.0x46	4,0	4,0	46	1,55
109-1-C4048	Tornillo Canulado 4.0x48	4,0	4,0	48	1,61
109-1-C4050	Tornillo Canulado 4.0x50	4,0	4,0	50	1,67
109-1-C4052	Tornillo Canulado 4.0x52	4,0	4,0	52	1,73
109-1-C4054	Tornillo Canulado 4.0x54	4,0	4,0	54	1,79
109-1-C4056	Tornillo Canulado 4.0x56	4,0	4,0	56	1,85
109-1-C4058	Tornillo Canulado 4.0x58	4,0	4,0	58	1,91
109-1-C4060	Tornillo Canulado 4.0x60	4,0	4,0	60	1,97
109-1-C4062	Tornillo Canulado 4.0x62	4,0	4,0	62	2,03
109-1-C4064	Tornillo Canulado 4.0x64	4,0	4,0	64	2,09
109-1-C4066	Tornillo Canulado 4.0x66	4,0	4,0	66	2,15
109-1-C4068	Tornillo Canulado 4.0x68	4,0	4,0	68	2,21
109-1-C4070	Tornillo Canulado 4.0x70	4,0	4,0	70	2,27
109-1-CP3530	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x30	3,5	3,5	30	0,87
109-1-CP3532	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x32	3,5	3,5	32	0,92
109-1-CP3534	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x34	3,5	3,5	34	0,97
109-1-CP3536	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x36	3,5	3,5	36	1,02

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-CP3538	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x38	3,5	3,5	38	1,07
109-1-CP3540	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x40	3,5	3,5	40	1,12
109-1-CP3542	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x42	3,5	3,5	42	1,17
109-1-CP3544	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x44	3,5	3,5	44	1,22
109-1-CP3546	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x46	3,5	3,5	46	1,27
109-1-CP3548	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x48	3,5	3,5	48	1,32
109-1-CP3550	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x50	3,5	3,5	50	1,37
109-1-CP3552	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x52	3,5	3,5	52	1,42
109-1-CP3554	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x54	3,5	3,5	54	1,47
109-1-CP3556	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x56	3,5	3,5	56	1,52
109-1-CP3558	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x58	3,5	3,5	58	1,57
109-1-CP3560	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x60	3,5	3,5	60	1,62
109-1-CP3562	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x62	3,5	3,5	62	1,67
109-1-CP3564	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x64	3,5	3,5	64	1,72
109-1-CP3566	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x66	3,5	3,5	66	1,77
109-1-CP3568	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x68	3,5	3,5	68	1,82
109-1-CP3570	Tornillo Canulado Rosca Parcial 3.5x70	3,5	3,5	70	1,87
109-1-CP4030	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x30	4,0	4,0	30	0,97
109-1-CP4032	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x32	4,0	4,0	32	1,02
109-1-CP4034	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x34	4,0	4,0	34	1,07
109-1-CP4036	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x36	4,0	4,0	36	1,12
109-1-CP4038	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x38	4,0	4,0	38	1,17
109-1-CP4040	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x40	4,0	4,0	40	1,22
109-1-CP4042	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x42	4,0	4,0	42	1,27
109-1-CP4044	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x44	4,0	4,0	44	1,32
109-1-CP4046	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x46	4,0	4,0	46	1,37
109-1-CP4048	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x48	4,0	4,0	48	1,42
109-1-CP4050	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x50	4,0	4,0	50	1,47
109-1-CP4052	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x52	4,0	4,0	52	1,52
109-1-CP4054	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x54	4,0	4,0	54	1,57
109-1-CP4056	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x56	4,0	4,0	56	1,62
109-1-CP4058	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x58	4,0	4,0	58	1,67
109-1-CP4060	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x60	4,0	4,0	60	1,72
109-1-CP4062	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x62	4,0	4,0	62	1,77
109-1-CP4064	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x64	4,0	4,0	64	1,82
109-1-CP4066	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x66	4,0	4,0	66	1,87
109-1-CP4068	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x68	4,0	4,0	68	1,92
109-1-CP4070	Tornillo Canulado Rosca Parcial 4.0x70	4,0	4,0	70	1,97
109-1-T01	Tornillo Iliaco 6.5 x 30	6,5	6,5	30	7,327
109-1-T02	Tornillo Iliaco 6.5 x 35	6,5	6,5	35	7,78

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-T03	Tornillo Iliaco 6.5 x 40	6,5	6,5	40	8,233
109-1-T04	Tornillo Iliaco 6.5 x 45	6,5	6,5	45	8,686
109-1-T05	Tornillo Iliaco 6.5 x 50	6,5	6,5	50	9,139
109-1-T06	Tornillo Iliaco 6.5 x 55	6,5	6,5	55	9,592
109-1-T07	Tornillo Iliaco 6.5 x 60	6,5	6,5	60	10,045
109-1-T08	Tornillo Iliaco 6.5 x 65	6,5	6,5	65	10,498
109-1-T09	Tornillo Iliaco 6.5 x 70	6,5	6,5	70	10,951
109-1-T10	Tornillo Iliaco 6.5 x 75	6,5	6,5	75	11,404
109-1-T11	Tornillo Iliaco 6.5 x 80	6,5	6,5	80	11,857
109-1-T12	Tornillo Iliaco 6.5 x 85	6,5	6,5	85	12,31
109-1-T13	Tornillo Iliaco 6.5 x 90	6,5	6,5	90	12,763
109-1-T14	Tornillo Iliaco 6.5 x 95	6,5	6,5	95	13,216
109-1-T15	Tornillo Iliaco 6.5 x 100	6,5	6,5	100	13,669
109-1-T16	Tornillo Iliaco 6.5 x 105	6,5	6,5	105	14,122
109-1-T17	Tornillo Iliaco 6.5 x 110	6,5	6,5	110	14,575
109-1-T18	Tornillo Iliaco 6.5 x 115	6,5	6,5	115	15,028
109-1-T19	Tornillo Iliaco 6.5 x 120	6,5	6,5	120	15,481
109-1-T20	Tornillo Iliaco 7.0 x 30	7	7	30	7,874
109-1-T21	Tornillo Iliaco 7.0 x 35	7	7	35	7,329
109-1-T22	Tornillo Iliaco 7.0 x 40	7	7	40	8,419
109-1-T23	Tornillo Iliaco 7.0 x 45	7	7	45	9,509
109-1-T24	Tornillo Iliaco 7.0 x 50	7	7	50	10,054
109-1-T25	Tornillo Iliaco 7.0 x 55	7	7	55	10,599
109-1-T26	Tornillo Iliaco 7.0 x 60	7	7	60	11,144
109-1-T27	Tornillo Iliaco 7.0 x 65	7	7	65	11,689
109-1-T28	Tornillo Iliaco 7.0 x 70	7	7	70	12,234
109-1-T29	Tornillo Iliaco 7.0 x 75	7	7	75	12,779
109-1-T30	Tornillo Iliaco 7.0 x 80	7	7	80	13,324
109-1-T31	Tornillo Iliaco 7.0 x 85	7	7	85	13,869
109-1-T32	Tornillo Iliaco 7.0 x 90	7	7	90	14,414
109-1-T33	Tornillo Iliaco 7.0 x 95	7	7	95	14,959
109-1-T34	Tornillo Iliaco 7.0 x 100	7	7	100	15,504
109-1-T35	Tornillo Iliaco 7.0 x 105	7	7	105	16,049
109-1-T36	Tornillo Iliaco 7.0 x 110	7	7	110	16,594
109-1-T37	Tornillo Iliaco 7.0 x 115	7	7	115	17,139
109-1-T38	Tornillo Iliaco 7.0 x 120	7	7	120	17,684
109-1-T39	Tornillo Iliaco 8.0 x 30	8	8	30	9,108
109-1-T40	Tornillo Iliaco 8.0 x 35	8	8	35	9,866
109-1-T41	Tornillo Iliaco 8.0 x 40	8	8	40	10,624
109-1-T42	Tornillo Iliaco 8.0 x 45	8	8	45	11,382

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
109-1-T43	Tornillo Iliaco 8.0 x 50	8	8	50	12,14
109-1-T44	Tornillo Iliaco 8.0 x 55	8	8	55	12,898
109-1-T45	Tornillo Iliaco 8.0 x 60	8	8	60	13,656
109-1-T46	Tornillo Iliaco 8.0 x 65	8	8	65	14,414
109-1-T47	Tornillo Iliaco 8.0 x 70	8	8	70	15,172
109-1-T48	Tornillo Iliaco 8.0 x 75	8	8	75	15,93
109-1-T49	Tornillo Iliaco 8.0 x 80	8	8	80	16,688
109-1-T50	Tornillo Iliaco 8.0 x 85	8	8	85	17,446
109-1-T51	Tornillo Iliaco 8.0 x 90	8	8	90	18,204
109-1-T52	Tornillo Iliaco 8.0 x 95	8	8	95	18,962
109-1-T53	Tornillo Iliaco 8.0 x 100	8	8	100	19,72
109-1-T54	Tornillo Iliaco 8.0 x 105	8	8	105	20,478
109-1-T55	Tornillo Iliaco 8.0 x 110	8	8	110	21,236
109-1-T56	Tornillo Iliaco 8.0 x 115	8	8	115	21,994
109-1-T57	Tornillo Iliaco 8.0 x 120	8	8	120	22,752
26-A01	Conector Axial 6.0 - 6.0	11	9,3	40	7,588
26-A02	Conector Axial 6.0 - 5.5	11	9,3	40	7,908
26-A03	Conector Axial 6.0 - 5.0	11	9,3	40	8,192
26-A04	Conector Axial 6.0 - 4.76	11	9,3	40	8,293
26-A05	Conector Axial 6.0 - 3.5	11	9,3	40	8,817
26-A06	Conector Axial 5.5 - 5.5	11	9,3	40	8,395
26-A07	Conector Axial 5.5 - 5.0	11	9,3	40	8,68
26-A08	Conector Axial 5.5 - 4.76	11	9,3	40	87,86
26-A09	Conector Axial 5.5 - 3.5	11	9,3	40	9,309
26-A10	Conector Axial 5.0 - 5.0	9,8	8,6	40	7,002
26-A11	Conector Axial 5.0 - 4.76	9,8	8,6	40	7,104
26-A12	Conector Axial 5.0 - 3.5	9,8	8,6	40	7,634
26-A13	Conector Axial 4.76 - 4.76	9,45	8	36	7,276
26-A14	Conector Axial 4.76 - 3.5	8,16	7,2	36	6,455
26-A15	Conector Axial 3.5 - 3.5	8,16	7,2	40	4,941
26-LL01	Conector Lado a Lado 6.0 - 6.0	11,2	19	18	8,342
26-LL02	Conector Lado a Lado 6.0 - 5.5	11,2	19	18	8,706
26-LL03	Conector Lado a Lado 6.0 - 5.0	11,2	19	18	9,038
26-LL04	Conector Lado a Lado 6.0 - 4.76	11,2	19	18	8,483
26-LL05	Conector Lado a Lado 6.0 - 3.5	11,2	19	18	8,306
26-LL06	Conector Lado a Lado 5.5 - 5.5	11,2	19	18	8,553
26-LL07	Conector Lado a Lado 5.5 - 5.0	11,2	19	18	8,885
26-LL08	Conector Lado a Lado 5.5 - 4.76	11,2	19	18	9,009
26-LL09	Conector Lado a Lado 5.5 - 3.5	11,2	19	18	8,401
26-LL10	Conector Lado a Lado 5.0 - 5.0	11,2	19	18	8,661

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
26-LL11	Conector Lado a Lado 5.0 - 4.76	11,2	19	18	8,785
26-LL12	Conector Lado a Lado 5.0 - 3.5	11,2	19	18	8,457
26-LL13	Conector Lado a Lado 4.76 - 4.76	11,2	19	18	8,676
26-LL14	Conector Lado a Lado 4.76 - 3.5	9,8	17,5	18	7,803
26-LL15	Conector Lado a Lado 3.5 - 3.5	9,8	17,5	18	7,822
26-AS01	Conector Axial Sencillo 6.0 - 6.0	11	8,7	25	4,943
26-AS02	Conector Axial Sencillo 6.0 - 5.5	11	8,7	25	5,15
26-AS03	Conector Axial Sencillo 6.0 - 5.0	11	8,7	25	5,335
26-AS04	Conector Axial Sencillo 6.0 - 4.76	11	8,7	25	5,4
26-AS05	Conector Axial Sencillo 6.0 - 3.5	11	8,7	25	5,744
26-AS06	Conector Axial Sencillo 5.5 - 5.5	11	8,7	25	5,45
26-AS07	Conector Axial Sencillo 5.5 - 5.0	11	8,7	25	5,635
26-AS08	Conector Axial Sencillo 5.5 - 4.76	11	8,7	25	5,704
26-AS09	Conector Axial Sencillo 5.5 - 3.5	11	8,7	25	6,048
26-AS10	Conector Axial Sencillo 5.0 - 5.0	9,4	8,6	25	4,582
26-AS11	Conector Axial Sencillo 5.0 - 4.76	9,4	8,6	25	4,649
26-AS12	Conector Axial Sencillo 5.0 - 3.5	9,4	8,6	25	4,998
26-AS13	Conector Axial Sencillo 4.76 - 4.76	9,4	8,6	25	4,754
26-AS14	Conector Axial Sencillo 4.76 - 3.5	8,95	8	25	4,758
26-AS15	Conector Axial Sencillo 3.5 - 3.5	8,95	7,2	25	3,69
26-LLS01	Conector Lado a Lado Sencillo 6.0 - 6.0	11,2	17,5	18	8,257
26-LLS02	Conector Lado a Lado Sencillo 6.0 - 5.5	11,2	17,5	18	8,476
26-LLS03	Conector Lado a Lado Sencillo 6.0 - 5.0	11,2	17,5	18	8,812
26-LLS04	Conector Lado a Lado Sencillo 6.0 - 4.76	11,2	17,5	18	8,645
26-LLS05	Conector Lado a Lado Sencillo 6.0 - 3.5	11,2	17,5	18	8,647
26-LLS06	Conector Lado a Lado Sencillo 5.5 - 5.5	11,2	17,5	18	8,41
26-LLS07	Conector Lado a Lado Sencillo 5.5 - 5.0	11,2	17,5	18	8,746
26-LLS08	Conector Lado a Lado Sencillo 5.5 - 4.76	11,2	17,5	18	8,872
26-LLS09	Conector Lado a Lado Sencillo 5.5 - 3.5	11,2	17,5	18	8,77
26-LLS10	Conector Lado a Lado Sencillo 5.0 - 5.0	11,2	17,5	18	8,603
26-LLS11	Conector Lado a Lado Sencillo 5.0 - 4.76	11,2	17,5	18	8,729
26-LLS12	Conector Lado a Lado Sencillo 5.0 - 3.5	11,2	17,5	18	8,851
26-LLS13	Conector Lado a Lado Sencillo 4.76 - 4.76	11,2	17,5	18	8,651
26-LLS14	Conector Lado a Lado Sencillo 4.76 - 3.5	9,8	15	18	7,122
26-LLS15	Conector Lado a Lado Sencillo 3.5 - 3.5	9,8	15	18	6,939
26-B01	Bloqueador 1	3,8	6,9	6,9	0,34
26-B02	Bloqueador 2	3,8	5,9	5,9	0,31
19-A40	Barra de Ø5.0 x 40mm	5	5	40	3,463
19-A50	Barra de Ø5.0 x 50mm	5	5	50	4,333
19-A60	Barra de Ø5.0 x 60mm	5	5	60	5,203

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
19-A70	Barra de Ø5.0 x 70mm	5	5	70	6,073
19-A80	Barra de Ø5.0 x 80mm	5	5	80	6,943
19-A90	Barra de Ø5.0 x 90mm	5	5	90	7,813
19-A100	Barra de Ø5.0 x 100mm	5	5	100	8,683
19-A110	Barra de Ø5.0 x 110mm	5	5	110	9,553
19-A120	Barra de Ø5.0 x 120mm	5	5	120	10,423
19-A130	Barra de Ø5.0 x 130mm	5	5	130	11,293
19-A140	Barra de Ø5.0 x 140mm	5	5	140	12,163
19-A150	Barra de Ø5.0 x 150mm	5	5	150	13,033
19-A160	Barra de Ø5.0 x 160mm	5	5	160	13,903
19-A170	Barra de Ø5.0 x 170mm	5	5	170	14,773
19-A180	Barra de Ø5.0 x 180mm	5	5	180	15,643
19-A190	Barra de Ø5.0 x 190mm	5	5	190	16,513
19-A200	Barra de Ø5.0 x 200mm	5	5	200	17,383
19-C20	Tornillo de Ø4.5mm x 20mm	4,5	4,5	20	3,341
19-C22	Tornillo de Ø4.5mm x 22mm	4,5	4,5	22	3,421
19-C24	Tornillo de Ø4.5mm x 24mm	4,5	4,5	24	3,501
19-C26	Tornillo de Ø4.5mm x 26mm	4,5	4,5	26	3,581
19-C28	Tornillo de Ø4.5mm x 28mm	4,5	4,5	28	3,661
19-C30	Tornillo de Ø4.5mm x 30mm	4,5	4,5	30	3,741
19-C32	Tornillo de Ø4.5mm x 32mm	4,5	4,5	32	3,821
19-C34	Tornillo de Ø4.5mm x 34mm	4,5	4,5	34	3,901
19-C36	Tornillo de Ø4.5mm x 36mm	4,5	4,5	36	3,981
19-C38	Tornillo de Ø4.5mm x 38mm	4,5	4,5	38	4,061
19-C40	Tornillo de Ø4.5mm x 40mm	4,5	4,5	40	4,141
19-D20	Tornillo de Ø5.0mm x 20mm	5	5	20	3,572
19-D22	Tornillo de Ø5.0mm x 22mm	5	5	22	3,677
19-D24	Tornillo de Ø5.0mm x 24mm	5	5	24	3,782
19-D26	Tornillo de Ø5.0mm x 26mm	5	5	26	3,887
19-D28	Tornillo de Ø5.0mm x 28mm	5	5	28	3,992
19-D30	Tornillo de Ø5.0mm x 30mm	5	5	30	4,097
19-D32	Tornillo de Ø5.0mm x 32mm	5	5	32	4,202
19-D34	Tornillo de Ø5.0mm x 34mm	5	5	34	4,307
19-D36	Tornillo de Ø5.0mm x 36mm	5	5	36	4,412
19-D38	Tornillo de Ø5.0mm x 38mm	5	5	38	4,517
19-D40	Tornillo de Ø5.0mm x 40mm	5	5	40	4,622
19-E20	Tornillo de Ø5.5mm x 20mm	5	5	20	3,689
19-E22	Tornillo de Ø5.5mm x 22mm	5	5	22	3,807
19-E24	Tornillo de Ø5.5mm x 24mm	5	5	24	3,925
19-E26	Tornillo de Ø5.5mm x 26mm	5	5	26	4,043

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
19-E28	Tornillo de Ø5.5mm x 28mm	5	5	28	4,161
19-E30	Tornillo de Ø5.5mm x 30mm	5	5	30	4,279
19-E32	Tornillo de Ø5.5mm x 32mm	5	5	32	4,397
19-E34	Tornillo de Ø5.5mm x 34mm	5	5	34	4,515
19-E36	Tornillo de Ø5.5mm x 36mm	5	5	36	4,633
19-E38	Tornillo de Ø5.5mm x 38mm	5	5	38	4,751
19-E40	Tornillo de Ø5.5mm x 40mm	5	5	40	4,869
19-F20	Tornillo de Ø6.0mm x 20mm	6	6	20	3,966
19-F22	Tornillo de Ø6.0mm x 22mm	6	6	22	4,114
19-F24	Tornillo de Ø6.0mm x 24mm	6	6	24	4,262
19-F26	Tornillo de Ø6.0mm x 26mm	6	6	26	4,41
19-F28	Tornillo de Ø6.0mm x 28mm	6	6	28	4,558
19-F30	Tornillo de Ø6.0mm x 30mm	6	6	30	4,706
19-F32	Tornillo de Ø6.0mm x 32mm	6	6	32	4,854
19-F34	Tornillo de Ø6.0mm x 34mm	6	6	34	5,002
19-F36	Tornillo de Ø6.0mm x 36mm	6	6	36	5,15
19-F38	Tornillo de Ø6.0mm x 38mm	6	6	38	5,298
19-F40	Tornillo de Ø6.0mm x 40mm	6	6	40	5,446
19-G20	Tornillo de Ø6.5mm x 20mm	6,5	6,5	20	3,86
19-G22	Tornillo de Ø6.5mm x 22mm	6,5	6,5	22	4
19-G24	Tornillo de Ø6.5mm x 24mm	6,5	6,5	24	4,14
19-G26	Tornillo de Ø6.5mm x 26mm	6,5	6,5	26	4,28
19-G28	Tornillo de Ø6.5mm x 28mm	6,5	6,5	28	4,42
19-G30	Tornillo de Ø6.5mm x 30mm	6,5	6,5	30	4,56
19-G32	Tornillo de Ø6.5mm x 32mm	6,5	6,5	32	4,7
19-G34	Tornillo de Ø6.5mm x 34mm	6,5	6,5	34	4,84
19-G36	Tornillo de Ø6.5mm x 36mm	6,5	6,5	36	4,98
19-G38	Tornillo de Ø6.5mm x 38mm	6,5	6,5	38	5,12
19-G40	Tornillo de Ø6.5mm x 40mm	6,5	6,5	40	5,26
19-H20	Tornillo de Ø7.0mm x 20mm	7	7	20	4,123
19-H22	Tornillo de Ø7.0mm x 22mm	7	7	22	4,294
19-H24	Tornillo de Ø7.0mm x 24mm	7	7	24	4,465
19-H26	Tornillo de Ø7.0mm x 26mm	7	7	26	4,636
19-H28	Tornillo de Ø7.0mm x 28mm	7	7	28	4,807
19-H30	Tornillo de Ø7.0mm x 30mm	7	7	30	4,978
19-H32	Tornillo de Ø7.0mm x 32mm	7	7	32	5,149
19-H34	Tornillo de Ø7.0mm x 34mm	7	7	34	5,32
19-H36	Tornillo de Ø7.0mm x 36mm	7	7	36	5,491
19-H38	Tornillo de Ø7.0mm x 38mm	7	7	38	5,662
19-H40	Tornillo de Ø7.0mm x 40mm	7	7	40	5,833

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO [mm]	ANCHO [mm]	LARGO [mm]	PESO [g]
19-I1	Tornillo de Bloqueo	8	8	3,5	0,388
19-I2	Tornillo de Bloqueo Fusible	8	8	9	0,924
19-J1	Conector de 8mm	12,5	8	8	3,77
19-J2	Conector de 10mm	12,5	8	10	3,83
19-J3	Conector de 12mm	12,5	8	12	3,89
19-J4	Conector de 14mm	12,5	8	14	3,95
19-J5	Conector de 16mm	12,5	8	16	4,01
19-K1	Conector de Alta Carga	13,9	8,4	10,1	2,3
19-K2	Conector de Bajo Perfil	13	8,4	10,1	1,98
19-L1	Grapa XS	12	12	12	0,869
19-L2	Grapa S	12	13,5	13,5	1,134
19-L3	Grapa M	12	13,5	13,5	0,099
19-L4	Grapa L	12	14,5	14,5	0,831
19-L5	Grapa XL	12	14,5	14,5	0,878
19-L6	Grapa XXL	12	15,5	15,5	1,086
19-M1	Grapa Dual XS	9,3	17	22	2,395
19-M2	Grapa Dual S	7,9	19	24	3,102
19-M3	Grapa Dual M	10,7	20	25	3
19-M4	Grapa Dual L	ND	ND	ND	ND
19-M5	Grapa Dual XL	ND	ND	ND	ND
19-M6	Grapa Dual XXL	ND	ND	ND	ND
19-N1	Arandela XS	12	12	ND	ND
19-N2	Arandela S	12	13,5	ND	ND
19-N3	Arandela M	12	13,5	ND	ND
19-N4	Arandela L	12	14,5	ND	ND
19-N5	Arandela XL	12	14,5	ND	ND
19-N6	Arandela XXL	12	15,5	ND	ND

ND-No Disponible

Mediimplantes

Mediimplantes S.A.
Parque Industrial Bucaramanga, Manzana C, Bodega 10
Bucaramanga - Santander – Colombia
Tel (57) (7) 6761915
www.mediimplantes.com

T-CO-01 VE: 10 FE: 20230609