
Machine Translated by Google



VuePoint II

Fusión cervical posterior

NUVASIVE

Machine Translated by Google

Para casos simples y complejos

Conector transversal ajustable

- Permite la colocación una vez asegurada la estructura principal.
- De tulipán a tulipán
- Perfil bajo
- Traslacional
- Encaja entre tornillos apretados




Conectores desplazados

- 11 mm
- 25 mm
- 45° agudo



Conector de varilla adicional

- Preensamblado
- No requiere planificación previa



Conectores de varilla a varilla

En línea

- 3,5 a 3,5 mm
- 3,5 a 5,5 mm

Compensar

- 3,5 a 3,5 mm
- 3,5 a 5,5 mm (rotacional)



Varilla articulada

- Angulación de 0° a 110°
- Bisagra de tamaño reducido
- Confinamiento
- Acepta par de torsión contrario



Repetidor de tornillo de ajuste

- Proporciona una entrega rápida de múltiples tornillos de fijación.



Torre de reducción

- Participación y desvinculación sencillas
- Perfil de varilla sin deslizamiento
- Reducción segmentada controlada
- Grandes ventanas de visualización



Placa de quilla ajustable

- Carga superior
- Traslación medial-lateral
- Oscilación craneocaudal
- Angulación del tornillo óseo de 0° a -20°
- Perfil bajo
- Bicolor



Machine Translated by Google

Completamente juncional y variable

Tornillo de ángulo preferido

- Angulación de 55° en la dirección preferida
- Bicolor
- Cabezal de ajuste por fricción
- Perfil bajo
- Ocupa poco espacio



Tornillo parcialmente roscado

- Angulación de 55° en la dirección preferida
- Bicolor
- Cabezal de ajuste por fricción
- 10 mm lisos constantes
- Perfil bajo
- Ocupa poco espacio



Tornillo multiaxial


- Angulación de 40° en cada dirección
- Cabezal de ajuste por fricción
- Perfil bajo
- Ocupa poco espacio



Tornillo de gran diámetro

- Diámetro de 5,0/5,5 mm con vástago de 3,5 mm tipo tulipán
- Cono de angulación de 60°
- Paso y conicidad agresivos de los tornillos pediculares






Machine Translated by Google

Solución de procedimiento PCF

Impulsado por inteligencia quirúrgica





Planificación quirúrgica

Posicionamiento del paciente

Acceso a la columna vertebral

Perforación y roscado

Fijación

NuVasive, Inc.
7475 Lusk Blvd., San Diego, CA 92121 EE. UU.
+1 800.475.9131

EC REP NuVasive Netherlands BV
Jachthavenweg 109A, 1081 KM Ámsterdam, Países Bajos
+31 20 72 33 000

Pulse aún no cuenta con la marca CE. Es posible que algunas modalidades no estén aprobadas ni disponibles en todos los mercados.
Cios Spin aún no está disponible en todos los países. Cios Spin es cortesía de Siemens Healthineers.

©2019 NuVasive, Inc. Todos los derechos reservados. 9501043 F

CE 2797

nuvasive.com

NUVASIVE