TORNILLOS MULTIAXIALES

DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO #
TORNILLO MULTIAXIAL DE 3,5 MM	
3,5 mm tornillo multiaxial x 10 mm de larg	7905310
Tornillo multiaxial de 3,5 mm x 12 mm de larg	7905312
3,5 mm de tornillo multiaxial x 14 mm de larg	7905314
Tornillo multiaxial de 3,5 mm x 16 mm de L	7905316
3,5 mm de tornillo multiaxial x 18 mm de largura	7905318
3,5 mm tornillo multiaxial x 20 mm de larg	7905320
3,5 mm tornillo multiaxial x 22 mm de larg	7905322
3,5 mm de tornillo multiaxial x 24 mm de larg	7905324
Tornillo multiaxial de 3,5 mm x 26 mm L	7905326
3,5 mm de tornillo multiaxial x 28 mm de largura	7905328
3,5 mm de tornillo multiaxial x 30 mm de larg	7905330
3,5 mm de tornillo multiaxial x 32 mm de larg	7905332
3,5 mm de tornillo multiaxial x 34 mm L	7905334
TORNILLO MULTIAXIAL DE 4,0 mm	
Tornillo multiaxial de 4,0 mm x 10 mm de L	7905410
Husillo multiaxial de 4,0 mm x 12 mm de L	7905412
Tornillo multiaxial de 4,0 mm x 14 mm L	7905414
Husillo multiaxial de 4,0 mm x 16 mm L	7905416
Tornillo multiaxial de 4,0 mm x 18 mm L	7905418
Husillo multiaxial de 4,0 mm x 20 mm L	7905420
Husillo multiaxial de 4,0 mm x 22 mm de larg	7905422
4,0 mm de tornillo multiaxial x 24 mm de larg	7905424
Husillo multiaxial de 4,0 mm x 26 mm L	7905426
Husillo multiaxial de 4,0 mm x 28 mm L	7905428
Tornillo multiaxial de 4,0 mm x 30 mm de larg	7905430
Tornillo multiaxial de 4,0 mm x 32 mm de largo	7905432
Tornillo multiaxial de 4,0 mm x 34 mm L	7905434
Husillo multiaxial de 4,0 mm x 36 mm L	7905436
Tornillo multiaxial de 4,0 mm x 38	7905438
4,0 mm de tornillo multiaxial x 40 mm de largura	7905440
TORNILLO MULTIAXIAL DE ANGULO FAVORECIDO DE 3,5 MM	
3,5 mm tornillo multiaxial con ángulo favorecido x 10 mm L	7905510
Tornillo multiaxial de ángulo favorecido de 3,5 mm x 12 mm L	7905512
3,5 mm tornillo multiaxial con ángulo favorecido x 14 mm L	7905514
Tornillo multiaxial de ángulo favorecido de 3,5 mm x 16 mm L	7905516
3,5 mm tornillo multiaxial con ángulo favorecido x 18 mm L	7905518
Tornillo multiaxial de ángulo favorecido de 3,5 mm x 20 mm L	7905520
3,5 mm tornillo multiaxial con ángulo favorecido x 22 mm de ancho	7905522
3,5 mm tornillo multiaxial con ángulo favorecido x 24 mm L	7905524
3,5 mm tornillo multiaxial con ángulo favorecido x 26 mm L	7905526
3,5 mm tornillo multiaxial con ángulo favorecido x 28 mm L	7905528
3,5 mm tornillo multiaxial con ángulo favorecido x 30 mm de largura	7905530
3,5 mm tornillo multiaxial con ángulo favorecido x 32 mm L	
3,5 mm tornillo multiaxial con ángulo favorecido x 34 mm L	7905534
	7905532
Tornillo de tulipán de ángulo favorecido de 4,0 mm x 10 mm L	7905610
TORNILLO MULTIAXIAL DE ÁNGULO FAVORECIDO DE 4,0 MM	
Tornillo de tulipán con ángulo favorecido de 4,0 mm x 12 mm L	7905612
Tornillo tulipán de ángulo favorecido de 4,0 mm x 14 mm L	7905614
Tornillo tulipán de ángulo favorecido de 4,0 mm x 16 mm L	7905616
Tornillo de tulipán con ángulo favorecido de 4,0 mm x 18 mm L	7905618
Tornillo de tulipán de ángulo favorecido de 4,0 mm x 20 mm L	7905620
4,0 mm tornillo de tulipán con ángulo favorecido x 22 mm L	7905622
Tornillo Tulipán de ángulo favorecido de 4,0 mm x 24 mm L	7905624
Tornillo de tulipán con ángulo favorecido de 4,0 mm x 26 mm L	7905626
Tornillo tulipán de ángulo favorecido de 4,0 mm x 28 mm L	7905628
Tornillo de tulipán con ángulo favorecido de 4,0 mm x 30 mm L	7905630
Tornillo Tulipán con ángulo favorecido de 4,0 mm x 32 mm L	7905632
Tornillo tulipán de ángulo favorecido de 4,0 mm x 34 mm L	7905634
Tornillo de tulipán de ángulo favorecido de 4,0 mm x 36 mm L	7905636
Tornillo Tulipán de ángulo favorecido de 4,0 mm x 38 mm L	7905638
Tornillo de tulipán de ángulo favorecido de 4,0 mm x 40 mm L	7905640
TORNILLO PARCIALMENTE ROSCADO CON ÁNGULO FAVORECIDO DE 3,5 mm	
3,5 mm tornillo parcialmente roscado con ángulo favorecido x 24 mm L	7905824
3,5 mm tornillo parcialmente roscado con ángulo favorecido x 26 mm L	7905826
3,5 mm tornillo parcialmente roscado con ángulo favorecido x 28 mm L	7905828
3,5 mm tornillo parcialmente roscado con ángulo favorecido x 30 mm L	7905830
3,5 mm tornillo parcialmente roscado con ángulo favorecido x 32 mm L	7905832

TORNILLOS MULTIAXIALES

DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO #
TORNILLO MULTIAXIAL DE 4,5 mm	
4,5 mm de tornillo multiaxial x 10 mm de largura	7905710
Husillo multiaxial de 4,5 mm x 12 mm L	7905712
Hulo multiaxial de 4,5 mm x 14 mm de L	7905714
4,5 mm de tornillo multiaxial x 16 mm L	7905716
Tornillo multiaxial de 4,5 mm x 18 mm de L	7905718
Hulo multiaxial de 4,5 mm x 20 mm L	7905720
4,5 mm de tornillo multiaxial x 22 mm de larg	7905722
4,5 mm tornillo multiaxial x 24 mm L	7905724
Hulo multiaxial de 4,5 mm x 26 mm L	7905726
4,5 mm de tornillo multiaxial x 28 mm de largura	7905728
Husillo multiaxial de 4,5 mm x 30 mm de largo	7905730
4,5 mm tornillo multiaxial x 32 mm de larg	7905732
Husillo multiaxial de 4,5 mm x 34 mm L	7905734
4,5 mm de tornillo multiaxial x 36 mm L	7905736
Hulo multiaxial de 4,5 mm x 38 mm L	7905738
Husillo multiaxial de 4,5 mm x 40 mm L	7905740

TORNILLOS Y VARILLAS DE AJUSTE

DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO #
TORNILLOS DE FIJACIÓN	
Tornillo de fijación - tornillo tulipán y gancho laminar	7906000
VARAS	
Vara de 60mm, 3,5mm	7906160
Vara de 120mm, 3,5mm	7906120
Vara de 240mm, 3,5mm	7906240
Vara de transición de 3,5 mm a 5,5 mm	7906355

LAMINAR GANCHOS

DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO #
Gancho laminar de 5,0 mm	7906005
Gancho laminar de 7,0 mm	7906007

CONECTORES TRANSVERSALES FIJOS

DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO
Conector cruzado fijo de 26	7906126
Conector transversal fijo de 28 mm	7906128
Conector cruzado fijo de 30 mm	7906130
Conector transversal fijo de 32 mm	7906132
Conector cruzado fijo de 34 mm	7906134
Conector transversal fijo de 36 mm	7906136
Conector transversal fijo de 38 mm	7906138
Conector cruzado fijo de 40 mm	7906140
Conector transversal fijo de 42 mm	7906142
Conector cruzado fijo de 44 mm	7906144
Conector cruzado fijo de 46 mm	7906146
Conector transversal fijo de 48 mm	7906148
Conector cruzado fijo de 50 mm	7906150

CONECTORES

DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO
CONECTORES DE DESPLAZAMIENTO LATERAL	
Conector desplazado de 11 mm (abierto)	7906008
Conector desplazado de 25 mm (abierto), largo	7906022
Conector de desplazamiento de ángulo agudo	7906025
3,5 mm tornillo parcialmente roscado con ángulo favorecido x 34 mm L	7905834
3,5 mm tornillo parcialmente roscado con ángulo favorecido x 36 mm L	7905836

IMPLANTES OCCIPITALES

DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO #
PRECURVADO ROD	
Vara precurva de 240 mm (45°)	7906300
PLACAS QUILLALES	
Placa de quilla de 35 mm	7906335
Placa de quilla de 40 mm	7906340
Placa de quilla de 45 mm	7906345
CONECTORES DE OJALES	
Conector de ojal, occipital	7906302
TORNILLO OCCIPITAL CORTICAL DE 4,5 mm	
Tornillo Occipital Cortical de 4,5 mm x 6 mm L	7906306
Husillo Occipital Cortical de 4,5 mm x 8 mm de L	7906308
Husillo Occipital Cortical de 4,5 mm x 10 mm L	7906310
Husillo occipital cortical de 4,5 mm x 12 mm L	7906312
Hueso occipital cortical de 4,5 mm x 14 mm L	7906314
TORNILLO OCCIPITAL CORTICAL DE 5,0 mm	
Husillo occipital cortical de 5,0 mm x 6 mm L	7906356
Hueso occipital cortical de 5,0 mm x 8 mm de L	7906358
Tornillo Occipital Cortical de 5,0 mm x 10 mm L	7906360
Tornillo Occipital Cortical de 5,0 mm x 12 mm L	7906362
Tornillo Occipital Cortical de 5,0 mm x 14 mm L	7906364

INSTRUMENTOS

DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO #
Punzón	7907005
Guía de perforación 10-24mm	7907015
Guía de perforación 26-40mm	7907020
Guía de derivación 10-24mm	7907025
Asa universal	7907035
Eje de derivación, 3,5 mm	7907040
Eje de derivación, 4,0 mm	7907045
Tap Manga	7907050
Eje de destornillador (Stab-n-Grab)	7907055
Destornillador roscado	7907060
Destornillador táctil (Stab-n-Grab)	7907070
Alineación Herramienta	7907075
Persuade	7907080
Contraataque Par motor	7907085
Manilla limitadora de par de apriete final	7907090
Eje de apriete final	7907095
Profundidad Vía	7907100
Vara Cutter	7907105
Vara Bender	7907110
Vara Holder	7907115
Bender 4-en-1 (Derecha)	7907120
4-en-1 Bender (Izquierda)	7907125
Doblado de varilla in situ (derecha)	7907130
In Situ Rod Bender (izquierda)	7907135
Sonda de punta esférica	7907140
Soporte para Conector Transversal	7907145
Pinzas de conexión cruzada	7907150
Compresor	7907155

INSTRUMENTOS

DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO #
Distractor	7907160
Sonda de cambio de cambios - Recta	7907165
Sonda de cambio de cambios - Curva	7907170
Eje conductor de varilla a varilla	7907180
Portaanzuelos	7907185
Rocker	7907190
Empujador de cañas	7907195
Adaptador Jacobs AO	7907200

INSTRUMENTOS OCCIPITALES

DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO #
Eje recto de broca occipital, 3,35 mm	7907300
Punción occipital recta, 4,5 mm	7907310
Guía de Taladro Occipital	7907360
Soporte para placa de quilla	7907365
Doblador de placas de quilla en línea media	7907370

REEMPLAZOS DE TORNILLOS DE AJUSTE DIVERSOS

DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO
REEMPLAZOS DE TORNILLOS DE AJUSTE	
Tornillo de ajuste - Conectores offset y occipitales	7907760
Tornillo de ajuste - Conectores de varilla paralela	7907765
Tornillo de ajuste - Conectores de varilla en línea	7907770
Tornillo de ajuste - Conectores transversales	7907775

INSTRUMENTOS DESECHABLES

DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO
Broca de 2,05	7907010
Broca estéril de 2,05 mm	7907060
Plantilla de varilla de 120 mm	7907220
Plantilla de varilla de 240 mm	7907240

BANDEJAS DE INSTRUMENTOS

DESCRIPCIÓN	CATÁLOGO #
Caso de esterilización OCT VuePoint (tapa)	7900001
Bandeja de esterilización de implantes OCT VuePoint (base)	7900010
Bandeja de esterilización de implantes OCT VuePoint (Arriba)	7900011
Bandeja de esterilización de implantes OCT VuePoint (Centro)	7900012
Caddie de tornillo multiaxial de 4,5 mm	7900013
Soporte de tornillo de ángulo preferido	7900015
Caddy de tornillo multiaxial de 4,5 mm	7900017
Soporte de tornillo parcialmente roscado	7900019
Soporte de tornillo de ajuste	7900021
Conector transversal, conector lateral y soporte para gancho	7900023
Bandeja de esterilización de instrumentos VuePoint OCT (base)	7900030
Bandeja de esterilización de instrumentos VuePoint OCT (Arriba)	7900031
Bandeja de esterilización de instrumentos OCT VuePoint (Centro)	7900032
Soporte de conector de varilla a varilla	7900033
Soporte de tornillo de ajuste misceláneo	7900035

CONECTORES EN LÍNEA DE VARILLA A VARILLA

Conector de varilla en línea de 3,5 mm a 3,5 mm	7905624
Conector de varilla en línea de 3,5 mm a 4,5 mm	7905626
Conector de varilla en línea de 3,5 mm a 5,5 mm	7905628
Conector de varilla en línea de 3,5 mm a 6,25 mm	7905630

CONECTORES OFFSET VARILLA A VARILLA


Conector de varilla desplazado de 3,5 mm a 3,5 mm	7906435
Conector de varilla desplazado de 3,5 mm a 4,5 mm	7906445
Conector de varilla desplazado de 3,5 mm a 5,5 mm	7906455
Conector de varilla desplazado de 3,5 mm a 6,25 mm	7906465

CLASSIC FUSION

VuePoint™ OCT

Maximiza tu visibilidad intraoperatoria

VUEPOINT™ OCT



NUVASIVE® Creative Spine Technology®

Mira la diferencia: desde tu VuePoint™ intraoperatorio

El diseño de huella pequeña y ajuste por fricción permite al cirujano observar y trabajar mejor dentro de la anatomía del paciente, y los elegantes instrumentos maximizan el espacio de trabajo intraoperatorio del cirujano. La retroalimentación de neuromonitorización MEP y EMG de NeuroVision proporciona visibilidad funcional de la integridad de la médula espinal y la raíz nerviosa durante todas las cirugías de columna VuePoint OCT, aumentando aún más la visibilidad del cirujano.®

3 tipos de tornillos multiaxiales:




MULTIAXIAL

- Angulación cónica de 80º



ÁNGULO FAVORITO


- Una angulación de 55º proporciona la capacidad intraoperatoria para abordar las trayectorias más extremas
- Las cabezas de tornillo bicolores proporcionan una indicación visual de la orientación de ángulo preferida
  - Lateral Intraoperatorio Vue
  - Vue






CONECTOR CRUZADO

- Diseño arqueado para aumento Espacio de cordón
- El mecanismo de bloqueo lateralizado de 45º dirige de forma segura el afunador final de apretado lejos de la cuerda



PARCIALMENTE ROSQUEADO

- La parte lisa ayuda a proteger la raíz nerviosa.
- Único cabeza de tornillo bicolor en el mercado



PLACA DE QUILLA OCCIPITAL

- Perfil bajo
- Carga con varilla lateral



- Diseño bicolor - lado plateado es superior
- Único Quillel Plate bicolor en el mercado
- El mecanismo de bloqueo de 20º mejora la angulación para bloquear el tornillo de ajuste



VARILLAS DE TITANIO

CABEZAS DE AJUSTE POR FRICCIÓN para todos los tornillos añaden un control superior de alineación: las cabezas de los tornillos pueden alinearse para facilitar la inserción de la varilla

Neuro Visión®: Neuromonitorización avanzada para la cirugía OCT VuePoint





Información fiable sobre la integridad médula espinal con potenciales evocados motores