Ficha Técnica

Cánulas de Traqueostomía ProLine®



DEESCRIPCION

Las cánulas **ProLine® y ProLineXT®** extra largas, son cánulas modernas de respiración y terapia, adecuadas para el uso clínico diario, así como para la rehabilitación y la asistencia domiciliaria.

Están fabricadas en Poliuretano, lo que las hace más delicadas con el tejido del paciente garantizando el máximo flujo de aire, gracias a la excelente relación entre los diámetros interior y exterior. Y a pesar de la extrema finura de las paredes no son rígidas, lo que proporcionan una agradable comodidad.







Mediante la conexión de bayoneta de la cánula externa, se pueden conectar diferentes endocánulas con un ligero movimiento giratorio. Estas cuentan siempre con un conector giratorio de 15 mm, que evita la transferencia de fuerzas transversales y de tracción al extremo de la cánula que impiden que estas fuerzas se transmitan al tubo en el ventilador.

Todas las cánulas internas están elaboradas en material radiopaco para un control preciso de la posición.



En todos los modelos con balón se utiliza un avanzado balón cilíndrico de poliuretano que se adapta perfectamente a la tráquea. En los modelos SUCTION, el conducto de aspiración se ha integrado perfectamente en la cánula externa para evitar la necrosis por presión. El tubo está conectado con el balón de forma óptima para que la secreción se pueda aspirar directamente sobre el balón.



CONTENIDO

- Cánula externa con conexión de bayoneta
- Gran flujo de aire gracias a la extrema finura de las paredes y al diseño cilíndrico
- Con sistema de endocánula (todas las endocánulas son de material radiopaco para el control de la posición)
- 2 endocánulas con anillo de bayoneta blanco y conector universal giratorio de 15 mm
- Incluye obturador, cinta de sujeción y cuña de separación
- Material: PU, sin látex, sin DEHP




TABLA DE DIMENSIONES PARA NEO, PED, PEDL, PEDC, PEDCL:

Tamaño	DI	DE	Ln Longitud sobre el arco central			
			NEO	PED	PEDC	PEDL, PEDCL
3.0	3,0 mm	4,5 mm	30 mm	39 mm		
3.5	3,5 mm	5,2 mm	32 mm	40 mm		
4.0	4,0 mm	5,9 mm	34 mm	41 mm	41 mm	
4.5	4,5 mm	6,5 mm	36 mm	42 mm	42 mm	
5.0	5,0 mm	7,1 mm		44 mm	44 mm	50 mm
5.5	5,5 mm	7,7 mm		46 mm	46 mm	52 mm
6.0	6,0 mm	8,3 mm				54 mm
6.5	6,5 mm	9,0 mm				56 mm

DI = Diámetro interior
DE = Diámetro exterior
L = Longitud de la cánula sobre el arco central desde la brida de la cánula hasta la punta

CODIGO	DESCRIPCION
1001270	Cánula de Traquesotomía ProLine® Gr. 7 Estandar
1001280	Cánula de Traqueostomia ProLine® Gr. 8 Estandar
1001570	Cánula de Traqueostomia ProLine® Gr. 7 Fenestrada
1001580	Cánula de Traqueostomia ProLine® Gr. 8 Fenestrada
200051	Cánula de Traqueostomia Pediatrica PED S/B Gr. 3
200052	Cánula de Traqueostomia Pediatrica PED S/B Gr. 3,5
200053	Cánula de Traqueostomia Pediatrica PED S/B Gr. 4
200054	Cánula de Traqueostomia Pediatrica PED S/B Gr. 4,5
200071	Cánula de Traqueostomia Pediatrica PED C/B Gr. 3
200072	Cánula de Traqueostomia Pediatrica PED C/B Gr. 3,5
200073	Cánula de Traqueostomia Pediatrica PED C/B Gr. 4
200074	Cánula de Traqueostomia Pediatrica PED C/B Gr. 4,5
200041	Cánula de Traqueostomia Neonatal NEO S/B Gr. 3
200042	Cánula de Traqueostomia Neonatal NEO S/B Gr. 3,5
200043	Cánula de Traqueostomia Neonatal NEO S/B Gr. 4
200044	Cánula de Traqueostomia Neonatal NEO S/B Gr. 4,5
1001170	Cánula de Traqueostomia ProLine® Gr. 7 Estandar S/B
1001180	Cánula de Traqueostomia ProLine® Gr. 8 Estandar S/B

Nombre técnico:	**CANULA DE TRAQUEOSTOMIA**
Nombre comercial	**CANULA DE TRAQUOSTOMIA ProLine®**
Fabricante:	**PRIMED**
País origen:	**ALEMANIA**
Almacenamiento:	Los Cánulas de traqueostomía **ProLine®** en Poliuretano deben conservarse en un lugar limpio y seco, no deben exponerse a la luz solar directa ni someterse a calor excesivo.
Riesgo:	IIA
Numero de usos:	De un solo uso
Indicaciones	Traqueotomía/ Laringectomía Adecuada para radiación/ RMN
Precauciones	✔ No use el producto si hay señales de daño aparente en el envase o en el dispositivo ✔ El usuario debe ser un médico que esté familiarizado con las técnicas y procedimientos quirúrgicos.

Registro sanitario INVIMA:	2019DM-0019622 VEGENCIA 05/04/2029
Presentación:	Unidad- Caja
Método de esterilización	Los Cánulas de traqueostomía **ProLine®** se suministran estériles y están indicadas para uso único. Se esterilizan mediante Oxido de Etileno.

