

Thermo Scientific™

Viales de espacio de cabeza con tapa de encapsulado de vidrio SureSTART™ de 10 ml, aplicaciones de alto rendimiento de nivel 2

Utilice los viales de espacio de cabeza con tapa encapsulada de vidrio SureSTART™ de 10 mL, nivel de rendimiento 2, para garantizar datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en análisis de gases volátiles de alto rendimiento.

¿Tienes preguntas? Contáctenos

Cambiar vista

Número de catálogo	Material	No. por paquete
6ACV10-1RT	Vidrio transparente	1000/paquete.
6ACV10-1R	Vidrio transparente	100/paquete.
6ACV10-1RF	Vidrio transparente	5000/paquete.
6ACV10-2R	Vidrio ámbar	100/paquete.
6ACV10-2RF	Vidrio ámbar	5000/paquete.
6ACV10-2RT	Vidrio ámbar	1000/paquete.

Número de catálogo 6ACV10-1RT

Precio (USD)
-

Contáctenos

Material:	Vidrio transparente
N.° por paquete:	1000/paquete.

Descripción General Del Producto | Pregúntele a nuestra IA sobre este producto | Preguntas Frecuentes | Vídeos | Recomendaciones | Documentos

Utilice los viales de espacio de cabeza de vidrio Thermo Scientific™ SureSTART™ de 10 mL con tapón de encapsulado en sus análisis de gases volátiles de alto rendimiento. Los viales de nivel de rendimiento 2 garantizan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido en aplicaciones de alto rendimiento con sistemas de cromatografía de gases (GC) y MS de cuadrupolo simple o triple. Estos viales de espacio de cabeza están diseñados para soportar las altas temperaturas y presiones internas requeridas para los análisis de gases volátiles. Presentan un contenido muy bajo de metales, extraíbles y lixiviables, y cumplen con los más altos estándares para cumplir con sus requisitos regulatorios. Estos viales cuentan con certificación de especificaciones para garantizar sus dimensiones físicas y su compatibilidad con muestreadores automáticos.

Características

- Cumple con todos los requisitos de las farmacopeas de EE. UU., UE y Japón.
- Utilice tapones de encapsulado y septos Thermo Scientific de 20 mm para sellar este vial.
- Utilice los engarzadores y desengarzadores manuales o electrónicos Thermo Scientific para sellar y retirar la tapa del vial.
- Los viales de base redonda son compatibles con la mayoría de los muestreadores automáticos y se manipulan más fácilmente mediante brazos robóticos que levantan el vial de la bandeja.
- Compre al por mayor para ahorrar más

Viales de nivel de rendimiento 2: para aplicaciones de alto rendimiento

- Todos los viales Thermo Scientific SureSTART están verificados dimensionalmente
- Inspeccionado mediante inspección óptica y de calibre automatizada para garantizar dimensiones y tolerancias críticas
- Uniforme y sin defectos

Lote rastreable

- 100% trazable a través del proceso de fabricación
- Certificado de conformidad disponible por número de lote a pedido

Los niveles de rendimiento de SureSTART

Los viales, tapones, insertos, septos y kits SureSTART están disponibles en tres niveles de rendimiento. Ahora puede elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades analíticas, de rendimiento o de presupuesto.

• Nivel 1: Análisis diario. Los productos SureSTART Nivel 1
, aprobados por cromatografía,
son rentables, compatibles con todo tipo de instrumentos y de calidad comprobada para ofrecer el rendimiento, la seguridad de las muestras y la reproducibilidad que necesita para sus análisis diarios. Son la solución ideal para verificar la presencia y cuantificación de compuestos mediante técnicas de detección como UV, IR y FID.

• Nivel 2: Análisis de alto rendimiento.
Cuando la robustez y la reproducibilidad son clave,
los viales SureSTART Nivel 2 tienen un contenido muy bajo de metales y lixiviables para garantizar que cumplan con los altos estándares que necesita para cumplir con sus requisitos regulatorios. Los septos están acondicionados para proporcionar un nivel muy bajo de extraíbles cromatográficos. Estos productos facilitan los análisis de rutina y proporcionan datos de alta calidad con un flujo de trabajo ininterrumpido.

• Nivel 3: Alto rendimiento.
Cuando la sensibilidad es fundamental,
los productos SureSTART Nivel 3 se envasan en un entorno limpio, de acuerdo con nuestro concepto y normativa de higiene, para protegerlos de factores contaminantes. Los viales contienen los niveles más bajos de metales extraíbles y lixiviables, lo que garantiza una sensibilidad y selectividad consistentes y reproducibles para los analitos más complejos. Los septos están acondicionados para proporcionar el nivel más bajo de extraíbles cromatográficos. Elija estos productos para obtener el máximo rendimiento del método y altos niveles de seguridad e integridad de la muestra.

Todos los viales, cierres y septos SureSTART están certificados para cumplir con las especificaciones de parámetros físicos como parte de nuestro proceso de fabricación.

Presupuesto

Estilo base	Fondo redondo
Certificaciones/Cumplimiento	Especificación certificada
Altura (métrica)	46 milímetros
Nivel	Nivel 2
No. por paquete	1000/paquete.
Tipo de producto	Vial con espacio de cabeza con tapa de engarce
Tamaño (métrico) Apertura	20 milímetros
Volumen (métrico) residual	0,8 ml
Volumen (métrico) Total	10 ml
Volumen (métrico) utilizable	8 ml
Tipo de cierre	Tapa de engarce
Punto de marcado	Sí
Material	Vidrio transparente
Línea de productos	SureSTART Nivel 2
Volumen (métrico)	10 ml
Tamaño de la unidad	Caja de 1000



Productos relacionados

- Tapas de engarce de 20 mm, nivel 2
- Crimpadoras y destapadoras manuales
- Crimpadoras y desencapsuladoras electrónicas
- Ver todos los viales y tapas para muestreadores automáticos
- Ver todas las placas y tapetes para pocillos de muestreadores automáticos

Herramientas diseñadas para simplificar su búsqueda del producto SureSTART perfecto para su flujo de trabajo.

- Herramienta de referencia cruzada de viales, tapas e insertos
- Guía de selección de productos SureSTART

¿Tienes preguntas sobre este producto? Consulta nuestra búsqueda asistida por IA.

Haz una pregunta sobre este producto.

Esta búsqueda se basa en inteligencia artificial y es posible que no siempre sea correcta. Puede ayudarnos a mejorarla con un "me gusta" o "no" en cada respuesta o seleccionando el botón "Enviar comentarios". Thermo Fisher puede conservar su historial de búsqueda e información de inicio de sesión de cliente y procesarlos de acuerdo con nuestro Aviso de Privacidad.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuándo debo utilizar un vial de espacio de cabeza para mi flujo de trabajo de cromatografía?

Vídeos



Los clientes que vieron este artículo también vieron

Número de catálogo: CHSC…
Tapones de rosca AVCS™
reSTART™ de…
ecio (USD) / Caja de 100

Documentos y descargas

Certificados

Buscar por número de lote o número de lote parcial

Buscar

0 resultados mostrados, busque arriba un certificado específico

Solicitar un certificado