Jireh SOLUCIONES EN ESPUMA	**FICHA TÉCNICA** **COLCHÓN ADULTO ANTIESCARAS**	Versión: 02 Fecha: 03/09/2019

PRODUCTO	COLCHÓN ADULTO ANTIESCARAS
NOMBRE GENERICO	COLCHÓN HOSPITALARIO ANTIESCARAS
DESCRIPCION	COLCHON EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD (SEGÚN NTC 2019), CON FORRO IMPERMEABLE EN PROQUITEX CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIAL, ANTIHONGOS Y ANTIACAROS.
COMPOSICION	ESPUMA DE POLIURETANO
MEDIDAS	90X190X13; 92X200X13; 86X190X13
INDICACIONES	USAR CON LA SUPERFICIE DE LA ANTIESCARA HACIA ARRIBA. USAR CON ROPA DE CAMA PARA EVITAR LACERACIONES EN LA PIEL DEL PACIENTE
CONTRAINDICACIONES	NINGUNA
PRECAUCIONES	NO SE DEBE PONER EN CONTACTO CON LLAMA POR TENER COMPONENTES CONDUCTORES DE FUEGO. NO SACAR LA ESPUMA DEL FORRO PARA EVITAR CONTAMINACIÓN EN EL COLCHÓN. NO APLICAR HIPOCLORITO PORQUE DETERIORA EL HULE Y ACORTA LA VIDA UTIL DEL MISMO. PREVENIR CONTACTO CON ELEMENTOS CORTO PUNZANTES Y/O ESQUINAS FILOSAS DE ALGUNA SUPERFICIE. EL COLCHÓN DEBE PERMANECER SECO.
ADVERTENCIAS	LOS COLCHONES ANTIESCARAS NO SON APTOS PARA PACIENTES CON OBESIDAD PUESTO QUE PUEDEN LLEGAR A CUBRIR LAS CELDAS DE AIRE INUTILIZANDO EL COLCHÓN. LAS SÁBANAS DEBEN SER DEL TAMAÑO ADECUADO. LOS COLCHONES ANTIESCARAS SE CONFÍAN BÁSICAMENTE CON FINES TERAPÉUTICOS PARA PERSONAS QUE NECESITAN ACTIVAR SU CIRCULACIÓN. DE NO SER ACATADAS LAS PRECAUCIONES Y CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO EL COLCHÓN PIERDE LA GARANTÍA
VIDA UTIL	3 AÑOS
PRESENTACION COMERCIAL	COLCHÓN ADULTO EN EMPAQUE UNITARIO Y EMBALAJE HASTA POR TRES UNIDADES.
CONDICIONES ALMACENAMIENTO	ALMACENAR A TEMPERATURA AMBIENTE, FUERA DE ZONAS HUMEDAS.
REGISTRO SANITARIO	2018DM-0017603