Fichas Técnicas de Insumos Médicos - SENA

1. Esponja de gasa

Nombre del producto	Gasa Tejida Estéril
Descripción general	Es un apósito de algodón diseñado para limpiar heridas, aplicar medicamentos y absorber fluidos manteniendo un entorno libre de microorganismos.
Características	Su característica principal es estar libres de microorganismos para prevenir infecciones, ofreciendo una alta capacidad de absorción, suavidad y un diseño que evita dejar residuos de hilo en la zona afectada.
Usos	Cuidado de lesiones, control de sangrados.
Presentación	Presentación institucional genérica. **Medidas**: (7.5 x 7.5cms) 3” x 3” Sobres x 5
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

2. Vendajes o compresas para uso general

Nombre del producto	Venda de algodón laminado
Descripción general	La venda de algodón laminado corresponde a una venda rígida, no estéril, de gran volumen concebida como vendaje secundario para proporcionar protección de tipo almohadillado a los vendajes primarios colocados en las heridas, ayudando a mantenerlos vendajes primarios en su sitio por medio de presión y/o sostén de los mismos.
Características	Apertura y mezcla de fibras Cardado de la fibra Conformación del velo Aglutinamiento y ligado de fibra por impregnación con la resina Secado y polimerización de la resina.
Usos	Está diseñado para ser suave, absorbente y no adherirse a la piel, ofreciendo una alternativa cómoda para diversos procedimientos clínicos y ortopédicos.
Presentación	Presentación institucional genérica. **Medidas**: 6x5 yardas
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

3. Gluconato de clorhexidina

Nombre del producto	Jabón quirúrgico antibcaterial
Descripción general	- Jabón antibacterial con activos antimicrobiales desarrollado para la limpieza y desinfección de las manos y antebrazos en áreas donde se requiera Tales como: industrias, colegios, restaurantes, hospitales y demás instituciones.
Características	pH neutro. - Uso profesional e institucional. - Limpieza y desinfección para su piel en un solo paso. - Con agentes antibacteriales y humectantes.
Usos	El producto está desarrollado para ser usado en las manos y antebrazos antes y después de realizar tareas que requieran mantener la limpieza e inocuidad del proceso
Presentación	Presentación institucional genérica.
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

4. Alcohol antiséptico al 70%

Nombre del producto	Alcohol antiséptico al 70%
Descripción general	Líquido incoloro y de olor característico a alcohol.
Características	Previene la transmisión de enfermedades. Fórmula neutra, con olor leve, apto para uso en la manipulación de alimentos. Libre de sustancias químicas de seguridad dudosa. Compatible con la piel y las superficies. No deja residuos
Usos	Sus usos varían según su tipo y peso molecular, destacando principalmente como disolventes, desinfectantes, combustibles, materia prima en la fabricación de plásticos y productos de cuidado personal
Presentación	Presentación institucional genérica.
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

5. Tijera de trauma

Nombre del producto	Tijera de trauma
Descripción general	Son tijeras de uso externo, no quirúrgicas, que destacan por tener una hoja inferior ligeramente más larga y una punta roma (redondeada). Este diseño específico permite deslizar la hoja directamente sobre la piel de la persona lesionada sin riesgo de cortarla o rasguñarla mientras se remueven obstáculos
Características	Material: Generalmente fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, lo que las hace resistentes a la oxidación y permite su esterilización. Mango ergonómico: Sus empuñaduras suelen ser de plástico resistente (como ABS o polipropileno) y cuentan con anillos amplios para facilitar el uso incluso con guantes gruesos.Diseño angulado: Las hojas forman un ángulo respecto al mango, lo que facilita el corte ergonómico de la ropa y optimiza la palanca.Filo microdentado: Tienen hojas dentadas que evitan que los materiales resbalen al ejercer fuerza, permitiendo cortes limpios
Usos	Acceso a lesiones: Cortar ropa, pantalones, calzado o casacas gruesas para visualizar heridas ocultas de manera rápida.
Presentación	Presentación institucional genérica.
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

6. Collares cervicales o abrazaderas para el cuello

Nombre del producto	Collar cervical adulto
Descripción general	Los collares cervicales suelen estar hechos de espuma, plástico rígido o materiales acolchados. Rodean el cuello y se ajustan con velcro o cierres especiales. Existen modelos blandos y rígidos, según el nivel de inmovilización necesario.
Características	Soporte del cuello: ayuda a mantener la cabeza alineada. Limitación del movimiento: reduce movimientos bruscos o dolorosos. Ajustable: diferentes tallas y sistemas de cierre. Material acolchado: brinda comodidad y evita irritación. Diseños variados: desde modelos suaves hasta rígidos de inmovilización.
Usos	Lesiones cervicales. Dolor de cuello o tortícolis. Accidentes de tránsito. Recuperación después de cirugía cervical. Inmovilización temporal mientras se realiza una evaluación médica.
Presentación	Presentación institucional genérica.
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

7. Lagrimas artificiales

Nombre del producto	Solución oftálmica gotas- Lágrimas artificiales
Descripción general	Las gotas oftálmicas vienen en frascos goteros y contienen sustancias medicinales o lubricantes. Deben ser estériles para evitar infecciones en el ojo.
Características	Uso ocular: solo se aplican en los ojos. Estériles: libres de microorganismos. Presentación líquida: fáciles de administrar. Frasco gotero: permite aplicar dosis pequeñas. Diferentes composiciones: antibióticos, lubricantes, antiinflamatorios o antialérgicos.
Usos	Lubricantes o lágrimas artificiales Ayudan a aliviar la resequedad e irritación ocular.
Presentación	Presentación institucional genérica.
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

8. Aplicadores o absorbentes medicados

Nombre del producto	Aplicadores
Descripción general	son instrumentos o dispositivos utilizados para colocar, extender o administrar sustancias como medicamentos, cremas, soluciones o productos médicos sobre una superficie del cuerpo o en una zona específica. Pueden ser de madera, plástico, algodón o materiales sintéticos.
Características	Facilitan la aplicación de medicamentos o productos. Permiten una aplicación más higiénica y precisa. Pueden ser estériles o no estériles. Existen en diferentes tamaños y formas. Algunos son desechables para evitar contaminación.
Usos	Aplicación de medicamentos. Limpieza y desinfección. Toma de muestras. Exploración física. Procedimientos médicos y de laboratorio.
Presentación	Presentación institucional genérica.
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

9. Sabanas elásticas medicas

Nombre del producto	Sabanas desechables para camilla
Descripción general	Estas sábanas combinan comodidad y protección. Generalmente están hechas de tela no tejida (TNT o polipropileno) con una capa antifluida que repele agua, sangre u otros líquidos. Son de un solo uso y ayudan a prevenir contaminación cruzada.
Características	Antifluida: evita el paso de líquidos y humedad. Desechable: se elimina después de cada uso. Higiénica y segura: ayuda a reducir infecciones. Liviana y resistente. Suave y cómoda para el paciente. piezas individuales resortada azul.
Usos	Consultorios médicos. Hospitales y clínicas. Centros odontológicos. Estética y spa. Camillas de masaje y fisioterapia. Procedimientos ambulatorios.
Presentación	Presentación institucional genérica.
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

10. Jeringas para muestras

Nombre del producto	Jeringa de 10 cc para irrigación
Descripción general	Está compuesta por un cilindro graduado, un émbolo y una conexión para aguja. Puede utilizarse con diferentes tipos de agujas según el procedimiento médico.
Características	Capacidad: 10 mL o 10 cc. Graduación visible: permite medir líquidos con precisión. Desechable y estéril. Fabricada en plástico médico. Compatible con diferentes agujas. Émbolo deslizante para aspirar o inyectar líquidos.
Usos	Aplicación de medicamentos. Extracción de sangre o fluidos. Lavado de heridas o sondas. Administración de soluciones. Procedimientos médicos y veterinarios.
Presentación	Presentación institucional genérica de **10 cc**
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

11. Calamina

Nombre del producto	Calamina loción 120 ml
Descripción general	La calamina es una mezcla de óxido de zinc y otros componentes con efecto calmante y protector. Se presenta en forma líquida para aplicación tópica sobre la piel.
Características	Uso tópico: solo para aplicar sobre la piel. Efecto calmante y refrescante. Ayuda a disminuir la picazón y la irritación. Presentación líquida de fácil aplicación. Frasco de 120 mL, práctico para uso doméstico o clínico
Usos	Picaduras de insectos. Irritación por alergias leves. Varicela. Quemaduras solares leves. Sarpullidos y dermatitis leves.
Presentación	Presentación institucional genérica- **Loción 120 ml**
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

12. Torundas o fibra de algodón

Nombre del producto	Algodón En Torundas
Descripción general	Están elaboradas con algodón suave y absorbente, generalmente estéril o no estéril según el uso. Son desechables y vienen en diferentes tamaños.
Características	Suaves y absorbentes. Desechables e higiénicas. Disponibles estériles o no estériles. Fáciles de manipular. Presentación en bolsas o paquetes.
Usos	Limpieza de heridas. Aplicación de antisépticos o medicamentos. Absorción de sangre o líquidos. Desinfección antes de inyecciones. Procedimientos odontológicos y de laboratorio.
Presentación	Presentación institucional genérica.
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

13. Torniquete

Nombre del producto	Torniquete de Goma
Descripción general	Está fabricado generalmente en goma o material elástico resistente. Se coloca alrededor del brazo o pierna para reducir el flujo sanguíneo venoso de manera temporal.
Características	Material elástico y resistente. Flexible y ajustable. Fácil de colocar y retirar. Reutilizable o desechable según el tipo. Ligero y portátil.
Usos	Facilitar la visualización de venas. Extracción de sangre. Canalización de venas para sueros o medicamentos. Control temporal de hemorragias. Procedimientos de primeros auxilios.
Presentación	Presentación institucional genérica.
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

14. Productos para la higiene femenina

Nombre del producto	Toallas higiénicas
Descripción general	Están fabricadas con materiales suaves y absorbentes que ayudan a retener el flujo menstrual y mantener la sensación de limpieza y comodidad.
Características	Diseño simple y práctico. Capa absorbente para retener líquidos. Adhesivo inferior para fijarse a la ropa interior. Suaves y cómodas. Disponibles en diferentes tamaños y niveles de absorción.
Usos	Protección durante la menstruación. Manejo de flujo leve o moderado. Uso diario en algunos casos de flujo vaginal leve.
Presentación	Presentación institucional genérica.
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

15. Gel antibacterial

Nombre del producto	Gel antibacterial 1000 ml
Descripción general	Es un gel de rápida evaporación que se aplica directamente sobre las manos para mantener la limpieza y la bioseguridad en hogares, hospitales, escuelas y lugares públicos.
Características	Contiene alcohol antibacterial. No requiere enjuague. Secado rápido. Fácil de transportar y usar. Puede incluir humectantes como glicerina o aloe vera para evitar resequedad.
Usos	• Desinfección de manos. • Prevención de contagios e infecciones. • Uso en hospitales, clínicas y laboratorios. • Higiene en escuelas, oficinas y transporte público. • Complemento del lavado de manos.
Presentación	Presentación institucional genérica. **(En frasco de 1000 ml)**
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

16. Esparadrapos

Nombre del producto	Esparadrapo
Descripción general	Está elaborado con tela, papel, plástico o materiales hipoalergénicos recubiertos con adhesivo médico que permite adherirse a la piel sin desplazarse fácilmente.
Características	Adhesivo médico resistente. Flexible y fácil de cortar. Disponible en diferentes anchos y materiales. Puede ser hipoalergénico. Permite fijar apósitos y vendajes con seguridad. **Medida**: 5cm X 5m
Usos	Fijación de gasas y apósitos. Sujeción de sondas o catéteres. Vendajes y curaciones. Primeros auxilios. Protección de heridas.
Presentación	Presentación institucional genérica.
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

17.Vendaje o compresas para uso general

Nombre del producto	Venda elástica- 6", X 5 yardas estirada (Blanco)
Descripción general	Las vendas elásticas se presentan en diferentes anchos y longitudes. Las medidas 2", 3", 4", 5" y 6" x 5 yardas estirada indican el ancho de la venda y su longitud total cuando está extendida. El color blanco es uno de los más comunes en uso médico.
Características	Material elástico y flexible. Proporciona compresión y soporte. Lavable y reutilizable en algunos modelos. Disponible en varios tamaños: 2 pulgadas,3 pulgadas,4 pulgadas,5 pulgadas,6 pulgadas Longitud: 5 yardas estirada. Color: blanco.
Usos	• Soporte de músculos y articulaciones. • Tratamiento de esguinces y torceduras. • Compresión para disminuir inflamación. • Fijación de apósitos y férulas. • Uso en medicina deportiva y rehabilitación.
Presentación	Presentación institucional genérica. **Medidas**: 6" x 5 yardas
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

18. Solución de cloruro sódico para irrigación

Nombre del producto	Solución salina 0.9% 250 bolsa (Para irrigación)
Descripción general	Contiene 0.9 g de cloruro de sodio por cada 100 mL de agua estéril. La presentación en bolsa de 250 mL permite su administración intravenosa o su uso en limpieza y lavado médico.
Características	Solución estéril y transparente. Concentración: cloruro de sodio al 0.9%. Presentación: bolsa de 250 mL. Uso intravenoso y externo según indicación médica. Compatible con múltiples procedimientos clínicos.
Usos	• Hidratación intravenosa. • Administración de medicamentos. • Limpieza de heridas. • Lavado ocular o nasal. • Irrigación de sondas y equipos médicos.
Presentación	Presentación institucional genérica. Presentación en **bolsa de 250 Ml**
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

19. Depresores de lengua o cuchillos baja lenguas

Nombre del producto	Baja lenguas de madera
Descripción general	Madera de color crema uniforme de uso clínico hospitalario, sin olor ni sabor, de superficie y bordes lisos, sin astillas ni perforaciones, resistente a la manipulación.
Características	Bajalenguas no estéril de madera, sin olor y libre de contaminantes.
Usos	Diseñado para ser utilizado a nivel hospitalario en centros y laboratorios clínicos para realizar exámenes que involucren fluidos corporales.
Presentación	Presentación institucional genérica. **Medidas** (largo x ancho x grosor): 150mm x 17mm x 1.5 mm
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

20. Guantes de cirugía

Nombre del producto	Guantes de látex talla S y M
Descripción general	Elementos de uso personal destinados a proteger la mano, la muñeca, parte del antebrazo y separadamente cada dedo con características "NO" estériles, NO están en condiciones de usar en áreas críticas y según el tiempo de uso y la tarea pueden ser de un solo uso o reutilizables.
Características	Los fabricantes ofrecen guantes con acabado liso en la totalidad del elemento de protección. Resistencia elevada, elasticidad, comodidad y adaptación. Manga protectora muy larga y con el borde enrollado. Prensión y alta sensibilidad táctil dependiendo del tallaje (incluso con material húmedo o deslizante) Talla: 5-6 ½ (S); 7-8 ½ (M); 9-10 ½ (L)
Usos	Sus usos principales incluyen la medicina y salud (exámenes clínicos, cirugías), manipulación química ligera (limpieza y laboratorios), y el sector alimentario
Presentación	Presentación institucional genérica.
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

22. Sillas de ruedas

Nombre del producto	Silla de ruedas básica
Descripción general	Dispositivo de ayuda para la movilidad diseñado para facilitar el desplazamiento de personas con limitación temporal o permanente para caminar. Permite una movilización segura y favorece la independencia del usuario.
Características	• Estructura resistente en acero martillado inoxidable. • Dos ruedas traseras grandes con aro de impulso. • Dos ruedas delanteras giratorias. • Apoyabrazos fijos o abatibles. • Reposapiés ajustables o desmontables. • Frenos manuales en las ruedas traseras. • Asiento y espaldar acolchados. • Plegable para facilitar el transporte y almacenamiento.
Usos	• Transporte de pacientes con movilidad reducida. • Desplazamiento dentro de hospitales, clínicas y hogares. • Apoyo durante procesos de recuperación o rehabilitación. • Uso permanente o temporal según la condición del usuario.
Presentación	Unidad. Silla de ruedas manual plegable con apoyabrazos, reposapiés y frenos de seguridad.
Almacenamiento	Conservar en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad. Mantener plegada cuando no esté en uso y revisar periódicamente el estado de las ruedas, frenos y estructura
Precauciones	• Verificar que los frenos funcionen correctamente antes de cada uso. • No exceder la capacidad máxima de peso recomendada por el fabricante.

Foto de referencia del producto

	• Asegurar al usuario durante el traslado cuando sea necesario. • Evitar superficies irregulares o pendientes pronunciadas sin acompañamiento. • Realizar mantenimiento periódico de ruedas, frenos y estructura.



Foto de referencia del producto

23. Tensiómetros

Nombre del producto	Tensiómetro aneroide para paciente adulto
Descripción general	Dispositivo médico utilizado para la medición indirecta de la presión arterial en pacientes adultos. Cuenta con un manómetro integrado al brazalete, de diseño compacto, liviano y resistente a impactos, que ofrece mediciones confiables y precisas.

Foto de referencia del producto

Características	• Manómetro aneroide integrado al brazalete. • Diseño compacto y liviano. • Resistente a impactos desde una altura de hasta 76 cm. • Mango medidor giratorio para facilitar la lectura desde diferentes ángulos. • Tecnología Durashock™ sin engranajes, que mantiene la calibración por más tiempo. • Proporciona mediciones precisas y confiables de la presión arterial. • Diseñado para uso en pacientes adultos.
Usos	• Medición de la presión arterial sistólica y diastólica en pacientes adultos. • Uso en consultas médicas, hospitales, clínicas, servicios de enfermería y atención domiciliaria. • Monitoreo y seguimiento de pacientes con hipertensión u otras enfermedades cardiovasculares.
Presentación	Unidad. Tensiómetro aneroide manual para paciente adulto con brazalete y manómetro integrado.
Almacenamiento	Conservar en un lugar limpio, seco y protegido del polvo, la humedad y las temperaturas extremas. Guardar en su estuche cuando no esté en uso y evitar golpes que puedan afectar su funcionamiento.
Precauciones	• Verificar periódicamente la calibración del equipo. • Utilizar un brazalete del tamaño adecuado para el paciente. • No dejar caer el equipo ni exponerlo a humedad o temperaturas extremas. • Limpiar el brazalete de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. • Debe ser utilizado por personal capacitado o siguiendo las instrucciones de uso para garantizar mediciones precisas.

Foto de referencia del producto



Foto de referencia del producto

24. Básculas para medir el peso corporal

Nombre del producto	Báscula mecánica para medir el peso corporal
Descripción general	Dispositivo de grado médico diseñado para la medición del peso corporal. Es una báscula mecánica resistente, confiable y de fácil operación, ideal para uso frecuente en consultorios, IPS, centros de salud, gimnasios, empresas e instituciones. No requiere batería ni conexión eléctrica para su funcionamiento.

Foto de referencia del producto

Características	• Báscula mecánica de grado médico. • Capacidad máxima de 160 kg. • No requiere batería ni energía eléctrica. • Plataforma antideslizante para mayor seguridad. • Reloj analógico de fácil visualización. • Diseño resistente para uso frecuente. • Proporciona mediciones confiables del peso corporal.
Usos	• Medición del peso corporal de pacientes y usuarios. • Valoración del estado nutricional. • Seguimiento del crecimiento y control del peso. • Uso en consultorios, IPS, hospitales, centros de salud, gimnasios, empresas e instituciones.
Presentación	Unidad. Báscula mecánica pesa persona de grado médico con plataforma antideslizante y reloj analógico. **La báscula mecánica pesa persona grado médico DT612**
Almacenamiento	Conservar en un lugar limpio, seco y nivelado. Proteger de la humedad, el polvo y los golpes. Mantener la plataforma limpia y verificar periódicamente el correcto funcionamiento del mecanismo de pesaje.
Precauciones	• Ubicar la báscula sobre una superficie firme y nivelada antes de cada uso. • No exceder la capacidad máxima de 160 kg. • Evitar golpes o caídas que puedan afectar la precisión del mecanismo. • Limpiar con un paño suave y productos no abrasivos. • Verificar periódicamente el ajuste y la precisión de la medición para garantizar resultados confiables.

Foto de referencia del producto



Foto de referencia del producto

25. Monitores o medidores de glucosa

Nombre del producto	Glucómetro digital
Descripción general	Dispositivo médico portátil utilizado para medir los niveles de glucosa en la sangre de forma rápida y precisa. Es empleado principalmente por personas con diabetes y por el personal de salud para el monitoreo y control de la glucemia.
Características	Dispositivo médico portátil. • Mide los niveles de glucosa en sangre. • Proporciona resultados rápidos y precisos. • Fácil de usar y transportar. • Requiere tiras reactivas y una pequeña muestra de sangre para su funcionamiento. • Pantalla digital de fácil lectura.

Foto de referencia del producto

Usos	• Monitoreo de los niveles de glucosa en sangre. • Control y seguimiento de pacientes con diabetes. • Apoyo en la evaluación del tratamiento médico. • Uso en hospitales, consultorios, centros de salud y atención domiciliaria.
Presentación	Unidad. Glucómetro digital portátil con pantalla, compatible con tiras reactivas y lancetas.
Almacenamiento	Conservar en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad, el polvo y las temperaturas extremas. Guardar en su estuche cuando no esté en uso y mantener las tiras reactivas en su envase original.
Precauciones	• Utilizar únicamente las tiras reactivas compatibles con el equipo. • Verificar la fecha de vencimiento de las tiras reactivas. • Mantener el glucómetro limpio y protegido de golpes. • Lavar las manos antes de realizar la medición. • Seguir las instrucciones del fabricante para garantizar resultados precisos.



Foto de referencia del producto

26. Sondas o sensores para oxímetros de pulso

Nombre del producto	Pulsioxímetro (u oxímetro de pulso)
Descripción general	El pulsioxímetro es un dispositivo médico portátil y no invasivo que mide la saturación de oxígeno en la sangre (SpO_2) y la frecuencia cardíaca. Se coloca en el dedo y utiliza sensores de luz para proporcionar resultados rápidos y precisos, permitiendo monitorear el estado de oxigenación del paciente.
Características	• Medición de saturación de oxígeno (SpO_2). • Medición de la frecuencia cardíaca (pulso). • Portátil, compacto y de fácil manejo. • Método de medición no invasivo. • Resultados rápidos en pocos segundos. • Pantalla digital para visualizar las mediciones.
Usos	Se utiliza para monitorear la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca en pacientes durante la atención médica, en consultas, urgencias, hospitalización, atención domiciliaria y actividades de promoción y prevención en salud.
Presentación	Unidad individual (1 pulsioxímetro de dedo), generalmente con pantalla digital y alimentado por baterías.
Almacenamiento	Conservar en un lugar limpio, seco y protegido del polvo, la humedad, el calor excesivo y la luz solar directa. Guardar en su estuche cuando no esté en uso.
Precauciones	Utilizar en dedos limpios y sin esmalte oscuro o uñas artificiales. Evitar el movimiento durante la medición para obtener resultados precisos. No sumergir el equipo en agua ni exponerlo a golpes. Limpiar los sensores según las recomendaciones del fabricante.

Foto de referencia del producto



Foto de referencia del producto

27. Camillas para pacientes o accesorios para camillas

Nombre del producto	Camilla de examen C379 Los Pinos
Descripción general	La camilla de examen C379 Los Pinos es un equipo médico diseñado para brindar comodidad al paciente y facilitar la realización de valoraciones y procedimientos clínicos. Su estructura resistente y su espaldar ajustable permiten un uso práctico y seguro en consultorios, hospitales, IPS y demás instituciones de salud.
Características	• Espaldar ajustable de forma fácil y rápida. • Mayor comodidad para el paciente durante el examen. • Facilita la labor del personal asistencial. • Superficie de fácil limpieza, que favorece la higiene. • Estructura resistente y de alta durabilidad. • Dimensiones externas: 70 × 198 cm (±1 cm). • Altura: 88 cm (±1 cm). • Capacidad máxima de carga: 150 kg.
Usos	Se utiliza para la valoración física, consulta médica, procedimientos clínicos menores, exploración del paciente y atención en consultorios, hospitales, IPS y centros de salud.
Presentación	Unidad individual con espaldar ajustable,

Foto de referencia del producto

	Camilla de examen C379 Los Pinos
Almacenamiento	Mantener en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad. Evitar golpes, sobrecargas y la exposición prolongada a la intemperie. Limpiar y desinfectar periódicamente de acuerdo con los protocolos institucionales.
Precauciones	No exceder la capacidad máxima de carga de 150 kg. Verificar que el espaldar esté correctamente ajustado antes de cada uso. Mantener la camilla sobre una superficie estable y realizar limpieza y desinfección después de cada paciente.



28. Estetoscopio acústico para uso médico o accesorios

Nombre del producto	Estetoscopio Littmann® Classic III™

Foto de referencia del producto

Descripción general	El estetoscopio Littmann® Classic III™ es un instrumento médico de alta calidad diseñado para la auscultación de sonidos corporales. Ofrece una excelente sensibilidad acústica, permitiendo realizar valoraciones generales de manera precisa. Su diseño moderno facilita la limpieza y el mantenimiento, garantizando un uso seguro y duradero.
Características	• Alta sensibilidad acústica para una mejor auscultación. • Permite obtener resultados precisos en valoraciones generales. • Diseño ergonómico y ligero. • Fácil de limpiar y mantener. • Fabricado con materiales resistentes y de larga duración. • Olivas suaves que brindan mayor comodidad durante el uso
Usos	Se utiliza para la auscultación de sonidos cardíacos, pulmonares e intestinales, así como para la valoración física de pacientes en hospitales, consultorios, clínicas, servicios de urgencias y demás instituciones de salud.
Presentación	Unidad individual **Estetoscopio Littmann® Classic III™**
Almacenamiento	Conservar en un lugar limpio, seco y protegido del calor excesivo, la humedad y la luz solar directa. Guardar evitando doblar o comprimir el tubo de forma prolongada.
Precauciones	Limpiar y desinfectar antes y después de cada uso. Evitar el contacto con temperaturas extremas y sustancias químicas que puedan deteriorar el equipo. Revisar periódicamente el estado del diafragma, las olivas y el tubo para asegurar un funcionamiento adecuado.

Foto de referencia del producto



Foto de referencia del producto

29. Asientos (Sillón reclinable para lactancia)

Nombre del producto	El Sillón Multipropósito SMM-199
Descripción general	El sillón multipropósito SMM-199 es un equipo diseñado para brindar comodidad y bienestar a pacientes y acompañantes en entornos hospitalarios. Cuenta con un sistema reclinable de tres posiciones que facilita el descanso durante estancias prolongadas y proporciona un soporte ergonómico.
Características	• Tres posiciones de ajuste: sentado, reclinado y acostado. • Estructura ergonómica de acero reforzado. • Espumas de alta densidad para mayor confort. • Tapizado en PVC impermeable, antibacterial, lavable y con protección UV. • Fácil limpieza y desinfección. • Capacidad de carga: 120 kg. • Dimensiones: alto 109 cm, ancho externo 80 cm, ancho interno 49 cm, fondo 99 cm y largo reclinado 166 cm. • Accesorios opcionales: atril porta suero, base con rodachinas y empujador.

Foto de referencia del producto

Usos	Se utiliza para proporcionar comodidad a pacientes y acompañantes durante la atención, recuperación o permanencia en hospitales, clínicas, consultorios y demás instituciones de salud.
Presentación	Unidad individual con sistema reclinable manual de tres posiciones.
Almacenamiento	Mantener en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad. Realizar limpieza y desinfección periódica con productos compatibles para uso hospitalario y evitar golpes o sobrecargas.
Precauciones	No exceder la capacidad máxima de carga de 120 kg. Verificar el correcto funcionamiento del mecanismo de reclinación antes de cada uso. Mantener el sillón sobre una superficie estable y limpiar y desinfectar después de cada paciente.



Foto de referencia del producto

Foto de referencia del producto

30. Unidades de presión de sangre aneroides (fijo*)*

Nombre del producto	Esfigmomanómetro aneroide 767/ De pared
Descripción general	El esfigmomanómetro aneroide 767 es un equipo médico diseñado para la medición precisa y confiable de la presión arterial. Su diseño ergonómico y moderno facilita el uso por parte del personal de salud, mientras que su dial de alto contraste ofrece una lectura clara y exacta.
Características	• Precisión certificada de ±3 mmHg. • Rango de medición de 0 a 300 mmHg. • Dial grabado con láser y aguja de alto contraste para una lectura precisa. • Diseño ergonómico y fácil de usar. • Libre de mercurio y látex. • Sistema de insuflación con pera y válvula de desinflado. • Garantía de calibración de por vida.
Usos	Se utiliza para medir la presión arterial de pacientes en hospitales, clínicas, consultorios, centros de salud y demás instituciones de atención médica.
Presentación	Unidad individual, disponible en versiones de pared o con soporte móvil, con brazalete reutilizable para adulto.
Almacenamiento	Conservar en un lugar limpio, seco y protegido del polvo, la humedad y los golpes. Guardar el brazalete y los accesorios de forma que no sufran deformaciones.
Precauciones	Verificar periódicamente la calibración del equipo. Evitar caídas, golpes o la exposición a temperaturas extremas. Limpiar y desinfectar el brazalete y las superficies de contacto después de cada uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Foto de referencia del producto



Foto de referencia del producto

31. Mesas de examen o procedimientos médicos para uso general

Nombre del producto	Mesa Hospitalaria de Dos Planos
Descripción general	Mesa hospitalaria de dos planos fabricada en tubo de acero con acabado en pintura electrostática color blanco. Cuenta con un plano superior en acero inoxidable y un plano inferior en lámina de acero CR, ambos con barandillas de seguridad. Incorpora cuatro ruedas para facilitar su movilización dentro de las áreas asistenciales.
Características	• Dos planos de almacenamiento. • Plano superior en acero inoxidable con barandilla. • Plano inferior en lámina de acero CR con barandilla. • Estructura fabricada en tubo de acero. • Lámina de acero calibre 18. • Pintura electrostática color blanco. • Cuatro ruedas de 2.5 pulgadas para fácil movilización. • Dimensiones: Alto 540 mm, Ancho 500 mm, Largo 540 mm

Foto de referencia del producto

Usos	Indicada para el transporte y almacenamiento de instrumental, equipos, medicamentos e insumos médicos durante la atención del paciente en hospitales, clínicas, consultorios y demás instituciones de salud.
Presentación	Mesa hospitalaria de dos planos con estructura metálica, acabado en pintura electrostática blanca, un plano superior en acero inoxidable, un plano inferior en lámina de acero CR, barandillas superior e inferior y cuatro ruedas de 2.5 pulgadas.
Almacenamiento	Conservar en un lugar limpio y seco. Mantener protegida de golpes y de ambientes con humedad excesiva. Realizar limpieza periódica para conservar el buen estado de la estructura y las superficies.
Precauciones	No exceder la capacidad de carga recomendada por el fabricante. Utilizar sobre superficies niveladas. Verificar periódicamente el estado de las ruedas y de la estructura. Limpiar con productos no abrasivos para evitar el deterioro del acero inoxidable y de la pintura electrostática.



Foto de referencia del producto

32.Cintas adherentes medicas o quirúrgicas para uso general – Curas

Nombre del producto	Curas Cureband
Descripción general	Profesional Estándar protegen y cubren heridas menores. Son plásticas, autoadhesivas, de color piel y resistentes al agua. Ayudan a prevenir la infección en las heridas, son altamente adaptables y flexibles, además fáciles de quitar. Están recubiertas por un lado con adhesivo que contiene caucho natural y un apósito no tejido absorbente (almohadilla).
Características	- Resistentes al agua - Excelente adherencia a la piel - Película flexible y microperforada que se adapta al cuerpo - Almohadilla central absorbente
Usos	limpiar, proteger y favorecer la cicatrización de una herida para prevenir infecciones
Presentación	Presentación institucional genérica.
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

33. Cintas adherentes médicas o quirúrgicas para uso general- Micropore

Nombre del producto	Micropore
Descripción general	Está fabricado con papel poroso y adhesivo médico suave, lo que facilita su uso en personas con piel sensible. Se puede cortar fácilmente con las manos y se adapta bien a diferentes partes del cuerpo.
Características	Hipoalergénico: reduce riesgo de irritación. Microporoso: permite circulación de aire. Suave y flexible. Fácil de cortar y manipular. Buena adhesión sobre la piel.
Usos	Fijación de gasas y apósitos. Sujeción de sondas y vendajes ligeros. Protección de heridas pequeñas. Uso en piel delicada o sensible. Procedimientos médicos y de enfermería.
Presentación	Rollo de cinta microporosa de **2 pulgadas × 10 yardas**.
Almacenamiento	Lugar fresco y seco.
Precauciones	Verificar integridad del empaque antes del uso.



Foto de referencia del producto

34. Camillas para pacientes o accesorios para camillas

Nombre del producto	Escalerilla de dos pasos en acero inoxidable CM - 120 PP
Descripción general	Escalerilla hospitalaria de dos pasos diseñada para facilitar el acceso seguro del paciente a camillas, camas y mesas de exploración. Fabricada en acero inoxidable con peldaños en polipropileno de alta densidad, ofrece resistencia, estabilidad y durabilidad para uso en instituciones de salud.
Características	• Fabricada en tubo redondo de 7/8" calibre 18 en acero inoxidable. • Refuerzo en tubo redondo de 7/8" calibre 18. • Dos pasos fabricados en polipropileno de alta densidad, resistentes al óxido. • Cuatro tapones plásticos de 7/8". • Acabado en acero inoxidable calibre 304. • Dimensiones: Largo 0,42 m, Ancho 0,40 m, Alto 0,42 m. • Capacidad máxima de carga: 100 kg.
Usos	Facilita el ascenso y descenso seguro de los pacientes a camas hospitalarias, camillas, mesas de examen y otros equipos médicos. Indicada para hospitales, clínicas, consultorios y centros de atención en salud.
Presentación	Escalerilla hospitalaria de dos pasos fabricada en acero inoxidable, con peldaños en polipropileno de alta densidad y capacidad de carga de hasta 100 kg
Almacenamiento	Conservar en un lugar limpio y seco. Mantener libre de humedad excesiva y realizar limpieza periódica para preservar el acero inoxidable y los peldaños en polipropileno.
Precauciones	No exceder la capacidad máxima de 100 kg. Utilizar sobre superficies planas y estables. Verificar periódicamente la estabilidad de la

Foto de referencia del producto

	estructura y el estado de los tapones plásticos. Limpiar con productos adecuados para acero inoxidable y evitar el uso de sustancias abrasivas.



Foto de referencia del producto

Foto de referencia del producto


SENA