

CORRECTOR DE JUANETE POST - OPERATORIO

Órtesis que lleva hacia la abducción el artejo mayor, manteniéndolo alineado con el primer metatarsiano.

Usos: Inmediatamente después de la cirugía para mantener alineado el artejo mayor. Hallux Valgus (Juanete) en primeras fases de formación.

Características del producto: Fabricados en lámina de algodón y yersilón, compatible con velcro para brindar confort. Cierres de contacto. Férula lateral y elástico posterior para evitar su deslizamiento.

Talla	Ref
Pie Izquierdo	KM416
Pie Derecho	KM415

